

# Cánulas de aspiración y Yankauers

Una selección completa de accesorios para el sistema de aspiración



**Gestión de  
fluidos fiable**

# Herramientas diseñadas para cubrir cualquier necesidad

Los accesorios de aspiración Medline están disponibles en diversos formatos para adaptarse a sus preferencias y necesidades clínicas en lo relativo a la eliminación de fluidos durante los procedimientos quirúrgicos. Proporcionan buen rendimiento y maniobrabilidad para ofrecer un control y visibilidad óptimos, ayudando al mismo tiempo a minimizar el trauma tisular. Ninguno de los instrumentos de aspiración contiene látex y todos ellos cuentan con envase doble independiente para garantizar la esterilidad. Según la necesidad, Medline ofrece instrumentos de aspiración flexibles y rígidos.

## Yankauer flexible con conector hembra

Estas Yankauers con conector hembra ofrecen una solución de aspiración eficaz. Su flexibilidad facilita la aspiración en zonas profundas y sensibles sin dañar los tejidos. Cada Yankauer está fabricada en PVC y es adecuada para su uso durante la aspiración oral, la laringoscopia asistida por aspiración y la descontaminación de las vías respiratorias.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Cantidad por caja
Y1800F	Yankauer flexible con conector hembra	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Yankauer flexible con conector hembra	250 mm	22 CH	50

## Cánula Yankauer clásica rígida

Amplia variedad de cánulas de aspiración rígidas comunes de un solo uso para la aspiración de fluidos con una gran gama de puntas (finas, regulares y gruesas) para cubrir sus necesidades ante cualquier aplicación. Huecos laterales para una aspiración atraumática controlada con un acabado de alta calidad con puntas distales redondeadas y moldeadas con calor y bordes biselados para minimizar el trauma tisular, incluso en los tejidos más delicados.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Cantidad por caja
Y1200	Punta fina, para uso pediátrico, dental y otorrinolaringológico	270 mm	12 CH	2	No	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Sí	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	No	100
Y1501		200 mm	15 CH	0	Sí	100
Y1800	Punta regular, para uso faríngeo	250 mm	18 CH	6	No	50
Y1801		250 mm	18 CH	6	Sí	50
Y2200	Punta gruesa, para uso ortopédico, partículas grandes y volúmenes de fluidos significativos	270 mm	22 CH	6	No	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Sí	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	No	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Sí	50

## Cánula Yankauer rígida con punta cónica en bulbo y mango ergonómico

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Cantidad por caja
Y80	Punta cónica en bulbo	262 mm	12 CH	0	No	50
Y82	Punta cónica en bulbo	262 mm	12 CH	0	Sí	50

## Cánula Yankauer rígida con conector flexible

Esta Yankauer con conector flexible está fabricada en PVC transparente y se puede utilizar con fines de aspiración general, aspiración dental y procedimientos ortopédicos. El extremo proximal flexible con graduación garantiza la conexión con un tubo universal.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Cantidad por caja
P2000	Punta recta	280 mm	20 CH	4	No	50
P20FT	Punta plana, tipo pico de pato	280 mm	20 CH	4	No	50

## Cánula Yankauer rígida con mango ergonómico

El PVC anti-rotura se puede utilizar para la retracción moderada de órganos o la disección de tejidos. El mango ergonómico antideslizante garantiza un manejo cómodo durante procedimientos largos.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Cantidad por caja
Y2400	Punta recta	253 mm	24 CH	4	No	50
Y240B	Punta bulbo	260 mm	24 CH	4	No	50

## Cánula Yankauer rígida con interruptor de ON/OFF en el mango

El sistema de llave permite al operador abrir y cerrar manualmente el vacío para controlar el nivel de aspiración y reducir los niveles de ruido. El mango con diseño anatómico ofrece una mayor comodidad de uso. Esta cánula Yankauer tiene un extremo proximal graduado para garantizar una conexión de tubo universal segura.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío ON/OFF	Cantidad por caja
Y240FS	Punta recta	297 mm	24 CH	4	Sí	50
Y240FB	Punta bulbo	297 mm	24 CH	4	Sí	50

## Cánula de aspiración Poole

Esta cánula de aspiración tiene un diseño fijo de dos piezas:

- La cánula interna tiene 4 orificios laterales y una punta distal abierta para fomentar un caudal fluido.
- La funda exterior flexible cuenta con numerosos orificios laterales y un extremo distal abierto para conseguir una aspiración dispersa sin correr el riesgo de provocar una invaginación de tejidos.

La cánula Poole es un instrumento de aspiración especializado diseñado para evacuar la sangre, los fluidos y los residuos acumulados durante cirugías abdominales profundas, incluyendo cesáreas.



Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Cantidad por caja
Y20PS	Punta recta flexible	297 mm	20 CH	20 + 4	No	50



## Kits Yankauer


Estas cánulas Yankauer estériles de aspiración ya están incorporados a un tubo de aspiración de 1,8 o 3 metros con conectores hembra acanalados.



Referencia	Descripción	Yankauer				Tubo de aspiración		Cantidad por caja
		Diámetro	Longitud	Número de agujeros	Control de vacío	Diámetro interno	Longitud	
ORNEX66AY1200	Set con Yankauer fina	12 CH	270 mm	2	No	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Set con Yankauer normal	18 CH	250 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Set con Yankauer gruesa	22 CH	270 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Set con Yankauer con mango económico y punta bulbo	12 CH	280 mm	0	No	6 mm	3 m	30

## Kit de aspiración ortopédico

El kit de aspiración ortopédico con filtro ayuda a mantener el campo quirúrgico limpio. El filtro especial integrado en el mango atrapa automáticamente las partículas sólidas y se puede cambiar en cuestión de segundos cuando está lleno. La capacidad aumentada del filtro hace de este kit de aspiración una opción ideal para todos los procedimientos que generan una gran cantidad de residuos.





Referencia	Descripción	Cantidad por caja
YORTHO	Kit de aspiración ortopédico con 1 mango acanalado, 1 punta curva (7 x 230 mm), mango con 2 filtros y 3 puntas distintas disponibles	10



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US 


Todas las cánulas Yankauer y los kits Yankauer son productos sanitarios estériles de clase IIa para el uso por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Referencias YxxxxF:  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 90  
20537 Hamburg, Germany  0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2023 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML468\_ES 01/2023.

 Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany

 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)