

Canules d'aspiration et Yankauers

Une sélection complète d'accessoires pour système d'aspiration



**Gestion des
fluides**

Des dispositifs conçus pour chaque besoin

Les dispositifs d'aspiration Medline sont disponibles en plusieurs modèles qui répondent à vos préférences et besoins cliniques. Nos produits allient performance et maniabilité pour permettre un contrôle et une visibilité optimale et minimiser les lésions tissulaires. Tous les instruments d'aspiration sont également sans latex et conditionnés individuellement pour assurer leur stérilité. Medline offre des canules d'aspiration flexibles et rigides, selon les besoins.

Yankauer flexible avec connecteur femelle

Ces canules d'aspiration Yankauer avec connecteur femelle offrent une solution d'aspiration efficace. Leur flexibilité permet d'aspirer les zones profondes et sensibles en toute simplicité, sans endommager les tissus environnants.

Chaque canule d'aspiration Yankauer est en PVC. Elles conviennent à l'aspiration orale, aux laryngoscopies assistées et à la décontamination des voies respiratoires.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Conditionnement
Y1800F	Yankauer flexible avec connecteur femelle	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Yankauer flexible avec connecteur femelle	250 mm	22 CH	50

Yankauer classique rigide

Gamme complète de canules d'aspiration rigides à usage unique pour l'aspiration de fluides avec une large gamme de pointes ouvertes (fines, régulières, grandes) pour répondre à vos besoins. Elles minimisent également les lésions des tissus, même des plus fragiles, grâce à leur finition de qualité avec thermoformage, leur embout à l'extrémité arrondie et au bord biseauté.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
Y1200	Pour aspiration fine (pédiatrique, dentaire, orl, etc.)	270 mm	12 CH	2	Non	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Oui	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	Non	100
Y1501		200 mm	15 CH	0	Oui	100
Y1800	Pour aspiration moyenne (digestive, obstétrique, etc.)	250 mm	18 CH	6	Non	50
Y1801		250 mm	18 CH	6	Oui	50
Y2200	Pour aspiration forte (orthopédie, etc.) Volumes importants de fluide	270 mm	22 CH	6	Non	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Oui	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	Non	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Oui	50

Yankauer rigide avec pointe conique et poignée ergonomique

Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
Y80	Pointe conique	262 mm	12 CH	0	Non	50
Y82	Pointe conique	262 mm	12 CH	0	Oui	50

Yankauer rigide avec connecteur flexible

Ce yankauer avec un connecteur flexible est fabriqué à partir de PVC transparent et peut être utilisé pour l'aspiration générale, l'aspiration dentaire et les procédures orthopédiques. L'extrémité proximale graduée flexible assure une connexion de tube universelle.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
P2000	Embout droit	280 mm	20 CH	4	Non	50
P20FT	Embout plat / bec de canard	280 mm	20 CH	4	Non	50

Yankauer rigide avec poignée ergonomique

La canule incassable peut être utilisée pour une rétraction modérée d'organe ou une dissection tissulaire. La poignée ergonomique et antidérapante assure une manipulation confortable pendant les longues procédures.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
Y2400	Embout droit	253 mm	24 CH	4	Non	50
Y240B	Embout en bulbe	260 mm	24 CH	4	Non	50

Yankaeur rigide avec contrôle du vide marche/arrêt

Le système de commutation permet à l'opérateur d'ouvrir et de fermer manuellement le vide pour contrôler le niveau d'aspiration et réduire les niveaux de bruit. La poignée anatomiquement conçue rend l'utilisation plus confortable. Ce yankauer est livré avec une extrémité proximale graduée pour une connexion de tube universelle sécurisée.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
Y240FS	Embout droit	297 mm	24 CH	4	Oui	50
Y240FB	Embout en bulbe	297 mm	24 CH	4	Oui	50

Canule d'aspiration Poole

Notre canule d'aspiration de Poole est fabriquée en deux parties fixes:

- Pour permettre un flux régulier, l'intérieur de la canule comporte quatre trous latéraux et un embout ouvert à l'extrémité.
- Pour une aspiration diffuse sans risque, le manche extérieur flexible comporte plusieurs trous latéraux et une extrémité ouverte.

La canule d'aspiration de Poole Medline est un instrument d'aspiration spécialement conçu pour évacuer le sang, les fluides et les débris accumulés.



Code	Description	Longueur	Diamètre	Trous	Contrôle du vide	Conditionnement
Y20PS	Embout droit et flexible	297 mm	20 CH	20 + 4	Non	50



Gamme Yankauer


Ces poignées d'aspiration stériles Yankauer sont pré-montées à un tube d'aspiration de 1,8 ou 3 mètres avec des connecteurs femelles.



Code	Description	Yankauer				Tubulure d'aspiration		Conditionnement
		Diamètre	Longueur	Oeil	Contrôle du vide	Diamètre interne	Longueur	
ORNEX66AY1200	Kit Yankauer aspiration fine	12 CH	270 mm	2	Non	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Kit Yankauer aspiration moyenne	18 CH	250 mm	6	Non	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Kit Yankauer aspiration forte	22 CH	270 mm	6	Non	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Kit Yankauer avec embout à bulbe et poignée ergonomique pour une aspiration fine	12 CH	280 mm	0	Non	6 mm	3 m	30

Kit d'aspiration orthopédique

L'ensemble d'aspiration orthopédique avec filtre aide à maintenir un champ opératoire clair. Le filtre spécial intégré à la poignée emprisonne automatiquement les solides et peut être remplacé en quelques secondes une fois rempli. L'augmentation de la capacité du filtre rend l'ensemble d'aspiration idéal pour toutes les procédures produisant une grande quantité de débris.



Code	Description	Conditionnement
YORTHO	Kit d'aspiration orthopédique avec 1 poignée nervurée, 1 pointe courbe (7 x 230 mm), poignée avec 2 filtres et 3 pointes possibles	10



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com


Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Les Yankauers sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa destinés à être utilisés par les professionnels de la santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l'étiquetage correspondant.

Références YxxxxF:  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

 Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany

 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs pouvant survenir dans cette brochure.

© 2023 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML468_FR 01/2023.