

Yankauer e cannule per aspirazione

Una selezione completa di accessori per sistemi di aspirazione



**Strumenti
affidabili per
la gestione
dei fluidi**

Studiati per ogni esigenza

Gli strumenti per aspirazione Medline sono disponibili in una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni preferenza ed esigenza clinica e con lo scopo di rimuovere i liquidi durante gli interventi chirurgici. I nostri strumenti sono in grado di offrirvi prestazioni e maneggevolezza per un controllo ed una visibilità ottimali, contribuendo al tempo stesso a ridurre al minimo il trauma tissutale. Tutti gli strumenti di aspirazione sono oltretutto privi di lattice e confezionati singolarmente in doppia busta a garanzia di sterilità. A seconda delle esigenze, Medline offre strumenti di aspirazione flessibili e rigidi.

Yankauer flessibile con connettore femmina

Queste yankauer con connettore femmina offrono una soluzione di aspirazione efficiente. La loro flessibilità facilita l'aspirazione in aree profonde e sensibili senza danneggiare i tessuti.

Ogni yankauer è realizzata in PVC ed è adatta all'uso durante l'aspirazione orale, aspirazione assistita in laringoscopia e decontaminazione delle vie aeree.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Confezio- namento
Y1800F	Yankauer flessibile con connettore femmina	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Yankauer flessibile con connettore femmina	250 mm	22 CH	50

Yankauer rigida classica

Gamma completa di cannule di aspirazione rigide monouso comuni per l'aspirazione di fluidi con un'ampia gamma di punte aperte (sottile, regolare, grande) per soddisfare le vostre esigenze per tutte le applicazioni. Sono dotate di fori laterali per l'aspirazione atraumatica controllata con finiture di alta qualità, punte distali arrotondate modellate a caldo e bordi smussati per ridurre al minimo il trauma dei tessuti, anche sui tessuti più delicati.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto	Confezio- namento
Y1200	Punta sottile per uso pediatrico, odontoiatrico o otorinolaringoiatrico	270 mm	12 CH	2	No	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Sì	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	No	100
Y1501		200 mm	15 CH	0	Sì	100
Y1800	Punta standard per uso faringeo	250 mm	18 CH	6	No	50
Y1801		250 mm	18 CH	6	Sì	50
Y2200	Punta grande, per uso ortopedico, grosse particelle e significativi volumi di liquidi	270 mm	22 CH	6	No	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Sì	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	No	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Sì	50

Yankauer rigida con punta a bulbo e manico ergonomico

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto	Confezio- namento
Y80	Punta a bulbo	262 mm	12 CH	0	No	50
Y82	Punta a bulbo	262 mm	12 CH	0	Sì	50

Yankauer rigida con connettore flessibile

Questa yankauer con un connettore flessibile è realizzata in PVC trasparente e può essere utilizzata per scopi generali di aspirazione, aspirazione dentale e procedure ortopediche. L'estremità prossimale graduata flessibile assicura il collegamento universale del tubo.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto	Confezio- namento
P2000	Punta diritta	280 mm	20 CH	4	No	50
P20FT	Punta piatta	280 mm	20 CH	4	No	50

Yankauer rigida con manico ergonomico

Il PVC infrangibile può essere utilizzato per una moderata retrazione di organi o dissezione dei tessuti. L'impugnatura ergonomica e antiscivolo garantisce una maneggevolezza confortevole durante le lunghe procedure.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto	Confezio- namento
Y2400	Punta diritta	253 mm	24 CH	4	No	50
Y240B	Punta a bulbo	260 mm	24 CH	4	No	50

Yankauer rigida con interruttore ON/OFF

L'interruttore consente all'operatore di aprire e chiudere manualmente il vuoto per controllare il livello di aspirazione e ridurre i livelli di rumore. L'impugnatura dal design anatomico rende l'utilizzo più confortevole. Questa yankauer possiede un'estremità prossimale graduata per una connessione universale con i tubi di aspirazione.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto ON/OFF	Confezio- namento
Y240FS	Punta diritta	297 mm	24 CH	4	Sì	50
Y240FB	Punta a bulbo	297 mm	24 CH	4	Sì	50

Cannula di aspirazione Poole

La nostra Cannula per Aspirazione Poole è realizzata con una struttura fissa in due parti:

- La cannula interna ha quattro fori laterali ed una punta distale aperta, per agevolare un flusso regolare.
- La cannula flessibile esterna è munita di numerosi fori laterali e di un'estremità distale aperta per consentire un'aspirazione diffusa senza il rischio di otturazioni causate dai tessuti.




La cannula Poole è uno strumento di aspirazione speciale progettato per eliminare sangue, liquidi e detriti accumulati durante gli interventi chirurgici addominali profondi, compresi i tagli cesarei.

Codice	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Fori	Controllo del vuoto	Confezionamento
Y20PS	Punta dritta flessibile	297 mm	20 CH	20 + 4	No	50



Set Yankauer

Queste yankauer di aspirazione sterili sono pre-collegate a tubi di aspirazione da 1,8 o 3 metri con connettori femmina scanalati.



Codice	Descrizione	Yankauer				Tubi aspirazione		Confezionamento
		Diametro	Lunghezza	Fori punta	Controllo del vuoto	Diametro interno	Lunghezza	
ORNEX66AY1200	Set yankauer punta fine	12 CH	270 mm	2	No	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Set yankauer punta regolare	18 CH	250 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Set yankauer punta larga	22 CH	270 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Set yankauer punta a bulbo fine	12 CH	280 mm	0	No	6 mm	3 m	30

Set di aspirazione ortopedico

Il set di aspirazione ortopedico con filtro aiuta a mantenere il campo operativo pulito. Lo speciale filtro incorporato nell'impugnatura intrappola automaticamente i solidi e può essere sostituito in pochi secondi una volta riempito. L'aumentata capacità del filtro rende il set di aspirazione ideale per tutte le procedure che producono una grande quantità di detriti.



Codice	Descrizione	Confezionamento
YORTH0	Set di aspirazione ortopedica con 1 impugnatura a coste, 1 punta curva (7 x 230 mm), maniglia con 2 filtri e 3 possibili punte	10



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Le cannule Yankauer sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany



0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

I codici YxxxxF:



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany



0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2023 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_IT 01/2023.