

Cânulas de Aspiração e Yankauers

Uma seleção completa de acessórios para sistemas de aspiração



**Gestão de
fluidos com
confiança**

Ferramentas idealizadas para todas as necessidades

Os acessórios de aspiração da Medline estão disponíveis numa variedade de formatos para ir ao encontro das suas preferências e necessidades clínicas de aspiração de fluidos durante os procedimentos cirúrgicos. Proporcionam um alto desempenho e capacidade de manobra, o que fornece um ótimo controlo e visibilidade, ajudando a minimizar o trauma nos tecidos. Todos os acessórios de aspiração são livres de látex e estão embalados individualmente em embalagem dupla para garantir a esterilidade. Consoante as necessidades, a Medline oferece instrumentos de sucção rígidos e flexíveis.

Yankauer flexível com conetor fêmea

Estes yankauers com conetor fêmea constituem uma solução de sucção eficiente. A sua flexibilidade facilita a sucção em zonas profundas e sensíveis sem lesionar os tecidos.

Cada yankauer é feito de PVC e é adequado para uma utilização em aspiração oral, laringoscopia assistida por sucção e descontaminação das vias aéreas.

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Quantidade por caixa
Y1800F	Yankauer flexível com conetor fêmea	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Yankauer flexível com conetor fêmea	250 mm	22 CH	50

Cânula Yankauer clássica rígida

Gama completa de cânulas de aspiração rígidas comuns de utilização única para aspiração de líquidos com uma grande variedade de extremidades abertas (fino, regular, grande) para cumprir os seus requisitos para todas as aplicações. Orifícios laterais para aspiração controlada atraumática com alta qualidade de acabamento, com extremidades distais arredondadas termomoldadas e orlas chanfradas para minimizar traumatismos nos tecidos, mesmo nos tecidos mais delicados.

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo	Quantidade por caixa
Y1200	Ponta fina, para utilização em pediatria, dentária e ORL	270 mm	12 CH	2	Não	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Sim	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	Não	100
Y1501		200 mm	15 CH	0	Sim	100
Y1800	Ponta normal para uso faríngeo	250 mm	18 CH	6	Não	50
Y1801		250 mm	18 CH	6	Sim	50
Y2200	Ponta larga para uso ortopédico, partículas largas e volumes de líquido significativos	270 mm	22 CH	6	Não	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Sim	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	Não	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Sim	50

Cânula Yankauer rígida com ponta cónica em bulbo e punho ergonómico

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo	Quantidade por caixa
Y80	Ponta em bolbo afunilada	262 mm	12 CH	0	Não	50
Y82	Ponta em bolbo afunilada	262 mm	12 CH	0	Sim	50

Cânula Yankauer rígida com conector flexível

Esta yankauer com conector flexível é fabricada em PVC transparente e pode ser usada para fins de aspiração gerais, aspiração dentária e procedimentos ortopédicos. A extremidade proximal graduada e flexível garante uma ligação universal aos tubos.

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo	Quantidade por caixa
P2000	Ponta reta	280 mm	20 CH	4	Não	50
P20FT	Ponta chata/bico de pato	280 mm	20 CH	4	Não	50

Cânula Yankauer rígida com punho ergonómico

O PVC resistente a estilhaços pode ser usado no afastamento moderado de órgãos ou na dissecação de tecidos. O punho ergonómico e antiderrapante garante um manuseio confortável durante procedimentos longos.

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo	Quantidade por caixa
Y2400	Ponta reta	253 mm	24 CH	4	Não	50
Y240B	Ponta em bolbo	260 mm	24 CH	4	Não	50

Cânula Yankauer rígida com punho e comutador ON/OFF

O sistema de comutação permite ao operador abrir e fechar manualmente o vácuo para controlar o nível de aspiração e reduzir os níveis de ruído. O punho com design anatómico torna a utilização mais confortável. Esta cânula tem uma extremidade proximal graduada e fléxivel para uma ligação universal a qualquer tubo de aspiração.

Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo ON/OFF	Quantidade por caixa
Y240FS	Ponta reta	297 mm	24 CH	4	Sim	50
Y240FB	Ponta em bolbo	297 mm	24 CH	4	Sim	50

Cânula de Aspiração Poole

A cânula Poole tem um design de 2 peças:

- Para promover um fluxo suave, o interior da cânula tem 4 orifícios laterais e uma ponta distal aberta.
- A bainha flexível exterior possui múltiplos orifícios laterais e uma ponta distal aberta para uma aspiração dispersa, sem o risco de invaginação do tecido.

A cânula Poole é um instrumento de aspiração de especialidade concebida para aspiração de sangue, fluidos e resíduos, durante cirurgias abdominais profundas, incluindo cesarianas.



Referência	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Orifícios	Controlo de vácuo	Quantidade por caixa
Y20PS	Ponta reta flexível	297 mm	20 CH	20 + 4	Não	50



Conjuntos de Yankauer

Estas cânulas de aspiração yankauer estéreis vêm pré-ligados a tubos de aspiração de 1,8 ou de 3 m com conectores fêmea canelados.



Referência	Descrição	Yankauer				Tubo de aspiração		Quantidade por caixa
		Diâmetro	Comprimento	Orifícios na ponta	Controlo de vácuo	Diâmetro interno	Comprimento	
ORNEX66AY1200	Conjunto com cânula fina	12 CH	270 mm	2	No	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Conjunto com cânula normal	18 CH	250 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Conjunto com cânula larga	22 CH	270 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Conjunto com Cânula com punho ergonómico e ponta bulbo	12 CH	280 mm	0	No	6 mm	3 m	30

Conjunto de aspiração para ortopedia

O conjunto de aspiração para ortopedia com filtro ajuda a manter um campo operatório nítido. O filtro especial incluído no punho captura automaticamente os sólidos e pode ser trocado numa questão de segundos assim que estiver cheio. A capacidade de filtração aumentada torna este conjunto de aspiração ideal para todos os procedimentos que gerem uma elevada quantidade de resíduos.



Referência	Descrição	Quantidade por caixa
YORTHO	Conjunto de aspiração para ortopedia com 1 punho nervurado, 1 ponta curva (7 x 230 mm), punho com 2 filtros e 3 pontas diferentes	10




Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Os yankauers e conjuntos de yankauer são dispositivos médicos classe IIa esterilizados e destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Referências YxxxxF:  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elffeststraße 80
20537 Hamburg, Germany

 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

Reservamo-nos o direito de corrigir os erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_PT 01/2023.

 Luxus Lebenswelt GmbH
Köcherstr. 1
47677 Willich, Germany

 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)