



**CONFIANZA EN EL
CONTROL DE FLUIDOS.**

Cánulas de aspiración y Yankauers
Una completa selección de accesorios de aspiración

HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA CADA NECESIDAD




Los dispositivos de aspiración Medline están disponibles en variedad de formatos para adaptarse a las necesidades clínicas de retirada de secreciones durante las cirugías o el cuidado de los pacientes en general. Ofrecen un gran rendimiento y maniobrabilidad para proporcionar un control y una visibilidad óptima al tiempo que ayudan a minimizar daños en los tejidos.

Fabricados en materiales de gran transparencia para la visualización de los fluidos y disponibles con o sin control de succión. Todos los productos son libres de latex y con doble envasado estéril para quirófano.

YANKAUERS RÍGIDAS CLÁSICAS*

Rango completo de canulas rígidas de un sólo uso para aspiración de fluidos con una amplia variedad de puntas (finas, normales, grandes) que se ajustan a sus necesidades para todas sus aplicaciones. Huecos laterales para una aspiración no traumática controlada con acabado en alta calidad, punta distal redondeada con calor y bordes biselados para minimizar el daño tisular, incluso en los tejidos más delicados.


Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro CH	Orificios	Control de aspiración	Uds por caja
Y1200	Punta fina para uso en pediatría, dental y ORL	275mm	12 CH	2	No	50
Y1201		275mm	12 CH	2	Yes	50
Y1500		195mm	15 CH	0	No	100
Y1501		195mm	15 CH	0	Yes	100
Y1800	Punta normal para uso faríngeo	250mm	18 CH	6	No	50
Y1801		250mm	18 CH	6	Yes	50
Y2200	Punta larga para uso ortopédico, partículas grandes y volúmenes significantes de fluido.	275mm	22 CH	6	No	50
Y2201		275mm	22 CH	6	Yes	50
Y2800		280mm	28 CH	4	No	50
Y2801		280mm	28 CH	4	Yes	50



YANKAUERS RÍGIDAS CON CONECTOR FLEXIBLE*

Fabricadas en PVC transparente para aspiración general, aspiración ortopédica y dental. El extremo conector flexible y graduado asegura una universalidad de conexión a cualquier tubo de aspiración.


Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro CH	Orificios	Control de aspiración	Uds por caja
P2000	Punta recta	280mm	20 CH	4	No	50
P20FT	Punta plana/de pato	280mm	20 CH	4	No	50



YANKAUER RÍGIDAS CON MANGO ERGONÓMICO*

El asa ergonómica y antideslizante asegura un manejo cómodo durante la intervención.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro CH	Orificios	Control de aspiración	Uds por caja
Y2400	Punta recta	253mm	24 CH	4	No	50
Y240B	Punta bulbo	260mm	24 CH	4	No	50



YANKAUER RÍGIDAS CON LLAVE ON/OFF EN EL MANGO*

La llave de abierto/cerrado permite al usuario abrir y cerrar manualmente el vacío para controlar el nivel de aspiración y de ruido. El mango de diseño anatómico hace su uso más cómodo. Conector graduado para ajustar de manera segura con cualquier tubo universal de vacío.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro CH	Orificios	Control de aspiración	Uds por caja
Y240FS	Punta recta	297mm	24 CH	4	Yes	50
Y240FB	Punta bulbo	297mm	24 CH	4	Yes	50



CANULA DE ASPIRACIÓN POOLE*

Construcción en dos piezas fijas:

- La cánula interior cuenta con 4 huecos laterales y está abierta en su extremo distal para asegurar un flujo de aspiración suave
- Cánula exterior flexible con múltiples huecos laterales y extremo distal abierto para aspiración dispersa sin riesgo de invaginación de tejidos.
- La cánula de aspiración Poole es un instrumento de aspiración especialmente diseñado para evacuar coágulos, fluidos y restos durante las cirugías abdominales profundas incluidas las cesáreas.




Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro CH	Orificios	Control de aspiración	Uds por caja
Y20PS	Punta recta flexible	300mm	20 CH	20 + 4	No	50



SET DE ASPIRACIÓN ORTOPÉDICA*

El set de aspiración ortopédico con filtro ayuda a mantener limpio el campo quirúrgico. El filtro especial encajado en el mango atrapa automáticamente restos sólidos y puede ser cambiado en cuestión de segundos cuando se satura. El incremento en la capacidad de filtración hace del set de aspiración ideal para todas las intervenciones que producen una gran cantidad de restos.



Referencia	Descripción	Uds por caja
YORTHO	Set de aspiración ortopédica con mango acanalado y punta curva (7 x 230 mm), incluye dos filtros y 3 puntas opcionales.	10



* Estos dispositivos son productos sanitarios de Clase IIa estériles, indicados para ser usados por profesionales de la salud. Antes de usar, consultar las instrucciones de uso y precauciones incluidas en su etiquetado.

EC REP Kingsmead Service Limited, 19 Mezzanine Floor 19-21 Crawford Street, London, W1H 1PJ, UK

CE 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH



ALWAYS
ON

Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com