

A collection of various medical aspiration cannulas and Yankauer tubes are displayed vertically against a white background. The cannulas vary in length, color (some are clear, some are blue), and tip design. Some have side ports, while others have standard open ends. The Yankauer tubes have a bulbous, textured tip designed for oral suction.

GESTION DES FLUIDES ET DES LIQUIDES.

Canules d'aspiration & Yankauers

Une sélection d'accessoires compatibles aux systèmes d'aspiration.

UNE LARGE SELECTION DE CANULES D'ASPIRATION




Medline propose une gamme de canules d'aspiration permettant de répondre à l'ensemble de vos besoins dans le cadre des aspirations chirurgicales et médicales.

Ce portefeuille optimisé offre performance et maniabilité pour assurer une aspiration et une bonne visibilité, en minimisant le risque de traumatisme des tissus.

Canule de Yankauer classique*

Une gamme complète de canules à usage unique pour l'aspiration des liquides et des fluides, disponible selon un large éventail d'extrémités distales pour répondre à vos exigences selon les utilisations. La présence d'oeils latéraux permet une aspiration atraumatique contrôlée.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Oeil	Contrôle du vide	Conditionnement
Y1200	Pour aspiration fine (pédiatrique, dentaire...)	275mm	12 CH	2	Non	50/carton
Y1201		275mm	12 CH	2	Oui	50/carton
Y1500		195mm	15 CH	0	Non	100/carton
Y1501		195mm	15 CH	0	Oui	100/carton
Y1800	Pour aspiration moyenne (digestive, obstétrique...)	250mm	18 CH	6	Non	50/carton
Y1801		250mm	18 CH	6	Oui	50/carton
Y2200	Pour aspiration forte (orthopédie...)	275mm	22 CH	6	Non	50/carton
Y2201		275mm	22 CH	6	Oui	50/carton
Y2800		280mm	28 CH	4	Non	50/carton
Y2801		280mm	28 CH	4	Oui	50/carton



Canule de Yankauer rigide avec connecteur flexible et ajustable*

Cette canule, est disponible avec une extrémité distale ronde ou plate de type "bec de canard". Le connecteur proximal flexible et ajustable assure une connexion universelle des tubulures.


Code	Description	Longueur	Diamètre	Oeil	Contrôle du vide	Conditionnement
P2000	Embout droit	280mm	20 CH	4	Non	50/carton
P20FT	Embout plat/ bec de canard	280mm	20 CH	4	Non	50/carton



Canule de Yankauer rigide avec poignée ergonomique*

Très résistante et rigide, sa poignée ergonomique, permet une bonne préhension.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Oeil	Contrôle du vide	Conditionnement
Y2400	Embout droit	253mm	24 CH	4	Non	50/carton
Y240B	Embout bulbe	260mm	24 CH	4	Non	50/carton



Canule de Yankauer Avec contrôle du vide ON/OFF*

Le régulateur du vide ON/OFF, permet à l'utilisateur de contrôler et de couper manuellement l'aspiration. La conception de la poignée ergonomique rend la préhension et la manipulation plus sûre et confortable. Son extrémité proximale crantée permet une connexion sécurisée pour tous types de tubulures.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Oeil	Contrôle du vide	Conditionnement
Y240FS	Embout droit	297mm	24 CH	4	Oui	50/carton
Y240FB	Embout bulbe	297mm	24 CH	4	Oui	50/carton



CANULE D'ASPIRATION DE POOLE*

La canule de Poole est spécialement conçue pour évacuer le sang, les liquides et les débris durant les chirurgies. Souple et droite, elle est constituée de deux parties :

- Une canule interne rigide avec une extrémité distale ouverte, perforée de 4 oeils.
- Un tube extérieur souple et perforé de 20 oeils, avec une extrémité distale ouverte.




L'ensemble est doté d'un connecteur proximal conique, pour une connexion sécurisée et modulable à toutes tubulures.

Code	Description	Longueur	Diamètre	Oeil	Contrôle du vide	Conditionnement
Y20PS	Canule de Poole	300mm	20 CH	20 + 4	Non	50/carton



KIT D'ASPIRATION ORTHOPEDIQUE*

Le kit d'aspiration orthopédique avec filtre aide à maintenir un champ opératoire dégagé. Le filtre interchangeable inséré dans la poignée retient les débris et peut être remplacé une fois saturé. La grande capacité de filtration du kit est idéale pour toutes les procédures générant des débris.



Code	Description	Conditionnement
YORTH0	Kit d'aspiration orthopédique contenant une poignée ergonomique, 2 filtres et 3 embouts.	10



* Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIa stérile, destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages.

EC REP Kingsmead Service Limited, 19 Mezzanine Floor 19-21 Crawford Street, London, W1H 1PJ, UK

CE 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH



Medline International France SAS

Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com