

# MED-LAP Bergebeutel



Für die Entnahme von Gewebe- oder Organproben bietet Medline zwei Arten von Bergebeuteln mit innovativen Merkmalen und einem hohen Maß an Raffinesse.

## MED-LAP Bergebeutel

**Intuitiv, selbstöffnend, einfache Handhabung.** Der Bergebeutel mit Schieber ist ein intuitiv zu bedienendes Produkt, das leicht zu handhaben ist und bei laparoskopischen Eingriffen häufig verwendet wird.



**Einführungshülse mit Schieber**  
Zur Unterstützung beim Einführen des Bergebeutels in den Bauchraum



**Selbstöffnender Draht**  
Zum einfachen Einführen der Probe



**Beutel aus Polyurethan**  
Reißfestes Material

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
100200	MED-LAP Bergebeutel; 200 ml	5 Stk./Box
100400	MED-LAP Bergebeutel; 400 ml	5 Stk./Box
100800	MED-LAP Bergebeutel; 800 ml	5 Stk./Box



### Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einem 10 mm oder 12 mm Standardtrokar



# MED-LAP Bergebeutel



Für die Entnahme von Gewebe- oder Organproben bietet Medline zwei Arten von Bergebeuteln mit innovativen Merkmalen und einem hohen Maß an Raffinesse.

## MED-LAP Bergebeutel mit Griff

Steuerbar, selbstöffnend, abnehmbar. Der Bergebeutel mit Griff ist ein ausgeklügeltes Produkt, das Ärzte bei laparoskopischen Eingriffen leicht handhaben können.



## Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
0110310	MED-LAP Bergebeutel mit Griff; 300 ml	5 Stk./Box
0110320	MED-LAP Bergebeutel mit Griff; 550 ml	5 Stk./Box
0110380	MED-LAP Bergebeutel mit Griff; 800 ml	5 Stk./Box



### Vorteile und Eigenschaften:

- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einem 10 mm oder 12 mm Standardtrokar

**Für weitere Informationen** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).

Die MED-LAP-Bergebeutel sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa, die ausschließlich von medizinischem Fachpersonal verwendet werden sollen.

Vor Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett beachten.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1489\_DE 06/2024



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)  
Eiffelstraße 5/0  
20537 Hamburg

