

MED-LAP Extractiezakken



Voor het verwijderen van weefsel of orgaanmonsters. Medline biedt twee soorten extractiezakken aan met unieke eigenschappen en mate van verfijning.

MED-LAP Extractiezak

Intuitief, zelfopenend, eenvoudig te hanteren. De Extractiezak met Duwmechanisme is een intuïtief product, gemakkelijk te gebruiken en veelgebruikt tijdens laparoscopie ingrepen.



Inbrenghuls met duwmechanisme

Ondersteunt bij het inbrengen van de extractiezak in de buik



Zelf openende draad

Voor het eenvoudig inbrengen van het monster in de zak



Polyurethaan zak

Scheurbestendig materiaal

Bestel informatie

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
100200	MED-LAP Extractiezak; 200 ml	5/doos
100400	MED-LAP Extractiezak; 400 ml	5/doos
100800	MED-LAP Extractiezak; 800 ml	5/doos



Voordelen en eigenschappen:

- Geschikt voor gebruik in combinatie met een standaard 10 of 12 mm trocar



MED-LAP Extractiezakken



Medline's biedt twee soorten extractiezakken aan met unieke eigenschappen en mate van verfijning.

MED-LAP Extractiezak met Handvat

Controleerbaar, zelf openend, afneembaar. De extractiezak met greep is een geavanceerd product dat clinics gemakkelijk kunnen hanteren tijdens laparoscopische procedures.



Bestel informatie

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
0110310	MED-LAP Extractiezak met Handvat; 300 ml	5/doos
0110320	MED-LAP Extractiezak met Handvat; 550 ml	5/doos
0110380	MED-LAP Extractiezak met Handvat; 800 ml	5/doos

Voordelen en eigenschappen:

- Geschikt voor gebruik in combinatie met een standaard 10 of 12 mm trocar

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

MED-LAP Extractie zakken zijn Class IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals..

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten te verbeteren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1489_NL 05/2024



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 90
20537 Hamburg, Germany

