




www.medline.eu/es/



## Ficha técnica

# Curad Latex

Guantes de Examen no estériles, sin polvo, ambidiestros

### Referencias

CURE8103	CURE8104	CURE8105	CURE8106	CURE8107
XS	S	M	L	XL

### Material principal

Látex de caucho natural  
Sin polvo

**Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas.**

### Color

Crema

### Acabado

Punta de dedos texturada

### Diseño del puño

Con reborde

### Aceleradores

Carbamatos y Tiazoles: Por debajo de los límites detectables de acuerdo al método UPB/P/003a

### Contenido en polvo (de conformidad con la norma EN455-3)

Sin polvo de conformidad con la norma EN455-3 e ISO 21171

### Grosor (basado en la media)

Dedos	0.13 mm
Palma	0.11 mm
Puño	0.09 mm

### Envasado

100 unidades por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 90 unidades por dispensador)  
Dispensador :225mm L x 120mm W x 72mm H  
Caja : 380mm L x 250mm W x 242mm H



© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.  
Todos los derechos reservados

TDS-CURE810X -  
ES02

01.INT.03.30

FINT-441 Revision nº03 Effective date : 02 Jan 2019

**Invasado****Codificación de talla por colores**

XS

S

M

L

XL

**Dimensiones: ancho y longitud  
(de conformidad con la norma  
EN455-2)**

CURE8103	CURE8104	CURE8105	CURE8106	CURE8107
78 mm	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm
240 mm	252 mm	248 mm	250 mm	253 mm

**Fuerza de rotura antes del  
envejecimiento acelerado  
(de conformidad con la norma  
EN455-2  $\geq 6$  N)**

9.1 N

**Fuerza de rotura después del  
envejecimiento acelerado (de  
conformidad con la norma  
EN455-2  $\geq 6$  N)**

7.1 N

**Ausencia de agujeros  
(de conformidad con la norma  
EN 455-1)**

1.5 AQL

**Penetración viral**

Superado el test de conformidad con las normas EN374-5 / ISO 16604 / ASTM F 1671

**Resistencia química**

La resistencia frente a productos químicos se ha ensayado de conformidad con la norma EN 16523-1 y la de agentes citostáticos de conformidad con la norma ASTM D 6978

Los resultados pueden ser obtenidos bajo petición

**Propiedades de Vida Útil  
(de conformidad con la norma  
EN455-4)**

35 meses desde la fecha de fabricación

Las fechas de fabricación y vencimiento están impresas en el embalaje (formato YYYY-MM)

**Regulaciones y estándares de  
Calidad  
Certificación Producto Sanitario**

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 745/2017 de Productos Sanitarios, clase I no estéril. El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, 2, 3 y 4. Las plantas de fabricación de Medline tienen la certificación EN ISO 13485

**Certificación Equipo de  
Protección Individual**

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 425/2016 de Equipos de Protección Individual, Categoría III

El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 e ISO 16604.

**Recomendaciones de  
almacenamiento**

Proteger del frío. Evitar calor excesivo. Manténgalo seco. El producto debe estar protegido de la luz solar directa, iluminación fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

**Fabricado en**

Malasia

**Fabricante Legal**

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia

