




Medline International Iberia SLU  
Parque Empresarial San Fernando,  
Edificio Múnich, Planta Baja  
Avda. de Castilla, 2  
28830 San Fernando de Henares, Madrid

Tel.: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



## Ficha técnica

## Bolsa de exudado para drenaje

### Referencia(s)

**DB1000: Bolsa de exudado para drenaje de 1000 ml**

**SDS200B+DB1000: Bolsa de exudado para drenaje de 1000 ml + Reservorio de tipo bulbo de 200 cc/ml**

### Descripción

La bolsa de exudado para drenaje recoge, almacena y registra los fluidos continuamente después de las cirugías para mejorar el proceso de curación las heridas y para prevenir infecciones.

#### **Bolsa de drenaje:**

Capacidad: hasta 1000 ml

Escala de medición de volumen aproximado

Adaptador luer-lock

Pinza para tubo

Pinza universal para fijar la bolsa de drenaje a la cama o al asiento.

#### **Reservorio** (únicamente para SDS200B+DB1000)

Reservorio de silicona de tipo bulbo transparente de un solo uso con tubo

Capacidad: hasta 200 ml

Válvula antirreflujo

Depresión media: 200 mbar/20 kPa. Depresión máxima depende del uso.

Pinza para tubo

Conector luer-lock para la bolsa de drenaje

### Materiales principales

**Bolsa de drenaje: PVC**

**Reservorio: Silicona**

**Libre de DEHP – Libre de látex**

### Cantidad por caja

**DB1000:** 15 unidades/caja

**SDS200B+DB1000:** 10 unidades/caja

### Envasado

Doble bolsa de seguridad estéril fácil apertura  
Bolsa PE

### Fabricante

Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd  
EN ISO 13485

### Normativa

De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

- Bolsa de drenaje: Clase I estéril
- Reservorio: Clase IIa estéril

Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.



0123



© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.  
TDS\_ExudateBag\_ES01