



Medline International Italy s.r.l.
Unipersonale

Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 / 776 6516

www.medline.com/it



Scheda Tecnica

Sacche di drenaggio essudato

DB1000: Sacca per drenaggio dell'essudato 1000 ml

SDS200B+DB1000: sacca drenaggio essudato 1000 ml + 200 cc/ml serbatoio a bulbo

La sacca raccoglie l'essudato e misura i liquidi in modo continuo dopo le procedure chirurgiche, così da migliorare il processo di guarigione delle ferite e la prevenzione delle infezioni.

Sacca drenaggio:

Capacità: fino a 1000 ml

Scala di misurazione del volume approssimativa

Adattatore Luer lock

Clamp per tubi

Morsetto universale per fissare il drenaggio al letto/sedia.

Reservoir (serbatoio a bulbo) (solo per SDS200B+DB1000)

Reservoir monouso, trasparente, in silicone con tubo

Capacità: fino a 200 ml

Valvola anti-reflusso

Depressione media: 200 mbar/20 Kpa.

La massima depressione dipende dall'utilizzo.

Morsetto di aggancio.

Connessione luer lock alla sacca di drenaggio

Materiali:

Sacca di drenaggio: PVC

Reservoir: Silicone

DEHP free – Latex free

Descrizione e materiali

Destinazione d'uso

Raccolta dell'essudato da ferita chirurgica post operatoria

Pack factor

DB1000: 15 pz/box

SDS200B+DB1000: 10 pz/box

Confezionamento

Doppio confezionamento in busta peel pouch. Busta in PE.

Sterilizzazione

Ossido d'etilene.

Validità

5 anni

Presenza di lattice

Latex free

Conformità normativa

DB1000 (sacca drenaggio): Dispositivo Medico di Classe I sterile

SDS200B (reservoir): Dispositivo Medico di Classe IIa sterile

Data emissione:

22/02/2021

Revisione:

0

Approvato da: Resp. Qualità

Page 1/2



0123



TDS_ExudateBag_IT01

©2020 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

	Prodotto conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici" come emendato dalla Direttiva 2007/47 CE e successive modifiche Si prega di consultare le etichette e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.
Classificazione CND	A0601010102
Registrazione RDM	DB1000: 2077543 SDS200B+DB100: 2077554
Fabbricante	Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd - EN ISO 13485; EC. REP.: SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)
Distributore	Medline International Italy Srl Unipersonale, certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001
