



Medline International Portugal, Unipessoal, Lda  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia:  
Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Linha Azul: 808 291 921  
Fax: 808 291 922

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



## Ficha Técnica

## Saco de Drenagem de Exsudato

### Referência(s)

**DB1000: Saco de Drenagem de Exsudato 1000 ml**

**SDS200B+DB1000: Saco de Drenagem de Exsudato 1000 ml + Recipiente tipo bolbo 200 cc/ml**

### Descrição

O saco de drenagem de exsudato recolhe, armazena e regista fluidos continuamente após as cirurgias para melhorar o processo de cicatrização da ferida e evitar infeções.

#### Saco de drenagem:

Capacidade: até 1000 ml

Escala de medição de volume aproximada

Adaptador luer lock

Clampe de tubo

Clampe universal para prender o saco de drenagem à cama/cadeira.

#### Recipiente (apenas para SDS200B+DB1000)

Recipiente de silicone tipo bolbo, transparente e de utilização única sem tubo

Capacidade: até 200 ml

Válvula anti-refluxo

Depressão média: 200 mbar/20 Kpa. Depressão máxima dependendo da utilização.

Clampe de tubo

Ligação luer lock para o saco de drenagem

### Materiais principais

**Saco de drenagem: PVC**

**Recipiente: Silicone**

**Livre de DEHP – Livre de látex**

### Quantidade por caixa

**DB1000:** 15 unid./embalagem

**SDS200B+DB1000:** 10 unid./embalagem

### Embalagem

Embalagem com abertura tipo pestana dupla e estéril

Saco de PE

### Fabricante

Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd

EN ISO 13485

### Normativa

De acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos

- Saco de drenagem: Classe: I Estéril
- Recipiente: Classe: IIa Estéril

Consulte a rotulagem e as instruções de utilização na íntegra antes de usar o produto.



0123