



Medline International Iberia SLU

Parque Empresarial San Fernando, Edificio
Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es



Ficha técnica

Flex One™

Referencia(s)

Código	Descripción	Cantidad/c aja
FO200	Bolsa de aspiración flexible desechable de 2 litros, tapa blanca, sin filtro	66
FO201	Bolsa de aspiración flexible desechable de 2 litros, tapa verde, con filtro	54
FO201PG	Bolsa de aspiración flexible desechable de 2 litros, tapa verde, con filtro, pregelificada	54
CFO200	Recipiente rígido reutilizable de 2 litros, blanco	15
CFO201	Recipiente rígido reutilizable de 2 litros, verde	15

Descripción

Bolsas de aspiración flexibles desechables:

- Con tapa blanca, sin filtro: Válvula unidireccional en el puerto del paciente
- Con tapa verde, con filtro: Filtro higroscópico en puerto de vacío, válvula unidireccional en el puerto del paciente
- Con tapa verde, con filtro, pregelificada: Filtro higroscópico en puerto de vacío, válvula unidireccional en el puerto del paciente y agente gelificante envasado en una película soluble

Recipientes rígidos reutilizables:

- Blanco: Recipiente graduado, se debe utilizar con la bolsa de aspiración flexible desechable con tapa blanca
- Verde: Recipiente graduado, se debe utilizar con la bolsa de aspiración flexible desechable con tapa verde

Materiales principales

Bolsas de aspiración flexibles desechables:

- Bolsa: polietileno
- Tapa: polipropileno
- Agente gelificante (referencia: FO201PG): Poliacrilato de sodio en una película soluble

Recipientes rígidos reutilizables:

- Policarbonato

Esterilización

No estéril

Cantidad por caja/Envasado

FO200: 2 bolsas de polietileno con 33 unidades
FO201 y FO201PG: 2 bolsas de polietileno con 27 unidades

Fabricante

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
Clase: I no estéril

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

