



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Flex One™

Référence(s)

| Référence | Description | Qté/carton |
|-----------|--|------------|
| FO200 | Poche souple à usage unique 2L, couvercle blanc, sans filtre | 66 |
| FO201 | Poche souple à usage unique 2L, couvercle vert, avec filtre | 54 |
| FO201PG | Poche souple à usage unique 2L pré-gélifiée, couvercle vert, avec filtre | 54 |
| CFO200 | Bocal rigide réutilisable 2L, blanc | 15 |
| CFO201 | Bocal rigide réutilisable 2L, vert | 15 |

Description

Poche souple à usage unique :
- Couvercle blanc, sans filtre: Clapet anti-retour sur le site patient
- Couvercle vert, avec filtre : Filtre hydroscopique intégré au couvercle sur le site de connexion au vide, clapet anti-retour sur le site patient.
- Couvercle vert, avec filtre, pré-gélifiée : Filtre hydroscopique intégré au couvercle sur le site de connexion au vide, clapet anti-retour sur le site patient, gélifiant intégré dans un film soluble.

Bocal rigide réutilisable :
- Blanc : Bocal gradué à utiliser avec une poche à usage unique avec couvercle blanc
- Vert : Bocal gradué à utiliser avec une poche à usage unique avec couvercle vert

Matière(s)

Poche souple à usage unique :
- Poche en polyéthylène
- Couvercle en polypropylène
- Gélifiant (référence : FO201PG): En polyacrylate de solution sous film soluble

Bocal rigide réutilisable :
- Polycarbonate

Stérilisation

Non stérile

Conditionnement / Emballage

FO200: 2 sachets en polyéthylène, 33 unités dans chaque sachet
FO201 et FO201PG: 2 sachets en polyéthylène, 27 unités dans chaque sachet

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Règlementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745
Classe du dispositif: I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



© 2020 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_FLEX-ONE_FR03