



Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



## Technische Gegevens

## Flex One™

### Referentie(s)

Code	Omschrijving	Aantal/doos
FO200	Disposable zachte liner 2 L, witte deksel, zonder filter	66
FO201	Disposable zachte liner 2 L, groene deksel, met filter	54
FO201PG	Disposable zachte liner 2 L, groene deksel, met filter, met stollingsmiddel	54
CFO200	Herbruikbare harde canister 2 L, wit	15
CFO201	Herbruikbare harde canister 2 L, groen	15

### Omschrijving

Disposable zachte liners:

- Met witte deksel, zonder filter: Eénrichtingsventiel op patiëntpoort
- Met groene deksel, met filter: Hygroscopisch filter op vacuümpoort, éénrichtingsventiel op patiëntpoort
- Met groene deksel, met filter: Hygroscopisch filter op vacuümpoort, éénrichtingsventiel op patiëntpoort en stollingsmiddel in oplosbaar folie

Herbruikbare harde canisters:

- Wit: Canister met volumeaanduiding, om te gebruiken met disposable soft liner met witte deksel
- Groen: Canister met volumeaanduiding, om te gebruiken met disposable soft liner met groene deksel

### Hoofdmaterialen

Disposable zachte liners:

- Liner: polyethyleen
- Deksel: polypropyleen
- Stollingsmiddel (Referentie : FO201PG): Natriumpolyacrylaat in oplosbare folie

Herbruikbare harde canisters:

- Polycarbonaat

### Sterilisatie

Niet steriel

### Verpakkingsinhoud

FO200: 2 polyethyleen zakken met 33 st  
FO201 & FO201PG: 2 polyethyleen zakken met 27 st

### Fabrikant

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Regelgeving

In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745  
MH Klasse: I Niet steriel

- Raadpleeg de volledige labels en gebruikersaanwijzing voordat u het product gebruikt.



© 2020 Medline Industries Inc. of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.  
TDS\_FLEX-ONE\_NL03