



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43 3ºDto
1700-062 Lisboa
Tel: +351 808 29 19 21
Fax: +351 808 29 19 22

www.medline.eu/pt



Ficha Técnica

Flex One™

Referência(s)

Código	Descrição	Qtd./Caixa
FO200	Bolsa de aspiração mole descartável 2 L, tampa branca, sem filtro	66
FO201	Bolsa de aspiração mole descartável 2 L, tampa verde, com filtro	54
FO201PG	Bolsa de aspiração mole descartável 2 L, tampa verde, com filtro, pré-gelificado	54
CFO200	Recipiente rígido reutilizável 2 L, branco	15
CFO201	Recipiente rígido reutilizável 2 L, verde	15

Descrição

Bolsas de aspiração moles descartáveis:

- Com tampa branca, sem filtro: Válvula unidirecional na porta do paciente
- Com tampa verde, com filtro: Filtro hidrocópico na porta de vácuo, válvula unidirecional na porta do paciente
- Com tampa verde, com filtro, pré-gelificado: Filtro hidrocópico na porta de vácuo, válvula unidirecional na porta do paciente e agente gelificante em película solúvel

Recipientes rígidos reutilizáveis:

- Branco: Recipiente graduado, tem de ser usado com bolsa mole descartável com tampa branca
- Verde: Recipiente graduado, tem de ser usado com bolsa mole descartável com tampa verde

Materiais principais

Bolsas de aspiração moles descartáveis:

- Bolsa: polietileno
- Tampa: polipropileno
- Agente gelificante (referência: FO201PG): Poliacrilato de sódio em película solúvel

Recipientes rígidos reutilizáveis:

- Policarbonato

Esterilização

Não estéril

Quantidade por caixa/Embalagem

FO200: 2 sacos de polietileno com 33 unid.

FO201 e FO201PG: 2 sacos de polietileno com 27 unid.

Fabricante

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Normativa

Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos
Classe DDM: I Não Estéril

- Consulte a rotulagem e as instruções de utilização na íntegra antes de usar o produto.

