



**Medline International Germany GmbH**  
Medline Strasse 1-3  
47533 Kleve, Germany  
Tel : +49 (0)2821-7510-0  
Fax: +49 (0)2821-7510-7802  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)



## Technisches Datenblatt

# Wandhalterungen aus Edelstahl Für MED-SOFT Absaugsysteme

Artikelnummer(n)

906013E, 906023E

Beschreibung

906013E and 906023E sind wiederverwendbare Wandhalterungen aus Edelstahl für MED-SOFT Absaugsysteme. Es befestigt einen MED-SOFT Außenbehälter und ist kompatibel mit den drei Außenbehältern Größen (1,0 L, 1,5 L, 3,0 L).

Die Wandhalterung ermöglichen besondere Stabilität und eine optimale Funktionalität von den MED-SOFT Absaugsystemen, die in einer vertikale Position befestigt werden müssen. Die Außenbehälter vom Absaugsystem müssen immer mit einer Halterung verwendet werden.

**906013E: mit Schienenklemme zur Befestigung an Standard-Normschieben**  
**906023E: mit zwei Platten mit Bohrlöchern zur Befestigung mit Schrauben**

*Wiederverwendbare Produkte können mit Wischdesinfektion abgewischt werden.*

Basismaterialien

Edelstahl

Packungseinheit

1 Stück/Box  
10 Stück/Karton

Verpackung

Nicht steril

Hersteller

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

Qualitätsrichtlinien

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2017/745 über Medizinprodukte  
MPG Klasse: *I Nicht steril*  
Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

Revision:

Dokument Titel:



© 2020 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.  
TDS\_HARDWARE\_9060--E-DE02

Dokument Nummer: