



**Medline International Iberia SLU**  
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich,  
Planta Baja  
Avda. de Castilla, 2  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
Tel.: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



## Ficha técnica

# SOPORTES METÁLICOS

## Para sistema de aspiración MED-SOFT

<b>Referencia(s)</b>	<b>906013E, 906023E</b>
<b>Descripción</b>	<p>Soportes metálicos reutilizables <b>906013E</b> y <b>906023E</b> para sistema de aspiración MED-SOFT. Puede alojar un recipiente exterior MED-SOFT reutilizable y es compatible con recipientes de los tres volúmenes (1,0 l, 1,5 l, 3,0 l).</p> <p>El soporte metálico ha sido especialmente diseñado para garantizar una estabilidad total y una funcionalidad óptima de los sistemas de aspiración MED-SOFT, que deben fijarse en posición vertical. No se debe usar nunca un sistema de aspiración sin un soporte.</p> <p><b>906013E:</b> con garra para riel <b>906023E:</b> con 2 placas</p> <p>Limpieza: dispositivos reutilizables que se pueden limpiar con desinfectante.</p>
<b>Materiales principales</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad por caja</b>	1 unidad por caja 10 unidades por caja
<b>Envasado</b>	No estéril
<b>Fabricante</b>	Medline International France SAS EN ISO 13485
<b>Normativa</b>	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios Clase: I no estéril Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.



Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte