



Medline Industries Ltd
No 5 Booths Park - Chelford Road
Knutsford - Cheshire
WA16 8GS – England
Phone: 0844 334 5237
Fax : 0844 334 5238
www.medline.com.uk



Technische gegevens document

METALEN HOUDERS Voor MED-SOFT aspiratiesysteem

Referentie(s)

906013E, 906023E

Omschrijving

906013E en 906023E herbruikbare metalen houders voor MED-SOFT aspiratiesysteem. Een houder kan een MED-SOFT herbruikbare canister bevatten en is compatible met de 3 canisters (1,0L, 1,5L, 3,0L).

De metalen houder is speciaal gemaakt om het MED-SOFT aspiratiesysteem, dat in een verticale positie moet staan, stabiel neer te zetten en optimaal te laten functioneren. Gebruik een aspiratiesysteem nooit zonder houder.

906013E: Met railingklem

906023E: met 2 platen

Reinigen: herbruikbare hulpmiddelen kunnen gereinigd worden met een desinfectiemiddel.

Hoofdmaterialen

Roestvrijstaal

Verpakkingseenheid

1 stuk per doos
10 stuks per doos

Verpakking

Niet steriel

Fabrikant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Regelgeving

In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745
MH Klasse: I Niet steriel
Raadpleeg de volledige etikettering en instructie voor gebruik voordat u het product gebruikt



© 2020 Medline Industries Inc. of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden

TDS *HARDWARE 9060--E-NL02*