



Medline International Portugal, Unipessoal, Lda  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia:  
Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Linha Azul: 808 291 921  
Fax: 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



## Ficha técnica

## SUPORTES METÁLICOS Para o sistema de aspiração MED-SOFT

Referência(s)	906013E, 906023E
Descrição	<p><b>906013E e 906023E</b> suportes metálicos reutilizáveis para o sistema de aspiração MED-SOFT. Pode segurar um recipiente externo reutilizável MED-SOFT e é compatível com o volume dos 3 recipientes (1,0 L, 1,5 L e 3,0 L).</p> <p>O suporte metálico foi concebido especificamente para garantir uma total estabilidade e funcionalidade ideal dos sistemas de aspiração MED-SOFT, que devem ser fixados na posição vertical. Nunca use um sistema de aspiração sem suporte.</p> <p><b>906013E:</b> com clampe de calha <b>906023E:</b> com 2 placas</p> <p>Limpeza: os dispositivos reutilizáveis podem ser limpos com desinfetante.</p>
Materiais principais	Aço inoxidável
Quantidade por caixa	1 unidade por embalagem 10 unidades por caixa
Embalagem	Não estéril
Fabricante	Medline International France SAS EN ISO 13485
Normativa	De acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos Classe: I Não Estéril Consulte a rotulagem e as instruções de utilização na íntegra antes de usar o produto.



Período de retenção: Fim de vida e período de assistência

Revisão: 3  
Título do Documento: FINT.441 - Technical  
Documento n.º: EU1-00004-F-00025