



**Medline International Iberia SLU**  
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich,  
Planta Baja  
Avda. de Castilla, 2  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
Tel.: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



## Ficha técnica

# CARRO PARA CUATRO RECIPIENTES

### Referencia

**ORTROL4C**

### Descripción

Soporte giratorio para cuatro recipientes de uso hospitalario para soportar hasta 4 recipientes. Permite una mayor flexibilidad en la ubicación y configuración del sistema de aspiración de Medline:

#### **MED-SOFT, MED-RIGID, MED SEMI-RIGID y FLEX-ONE**

Este carro con 5 ruedas ha sido especialmente diseñado para garantizar una estabilidad total y una funcionalidad óptima de los sistemas de aspiración MEDLINE, que deben fijarse en posición vertical durante su uso.

El carro está equipado con 2 frenos de rueda para ofrecer seguridad adicional.

Limpieza: Dispositivos reutilizables que se pueden limpiar con desinfectante.

### Materiales principales

Nylon  
PVC  
Libre de látex

### Esterilización

No estéril

### Cantidad por caja

**2 unidades por caja**

### Fabricante

Prosimed Srl - EN ISO 13485  
Distribuido por Medline International France en Europa

### Normativa

De conformidad con la Directiva (EU) 93/42/CEE relativa a productos sanitarios  
Clase: I no estéril  
Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

