



Medline International Portugal, Unipessoal, Lda

Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia:
Campo Grande
1700 089 Lisboa
Linha Azul: 808 291 921
Fax: 808 291 922

www.medline.eu/pt



Ficha técnica

CARRINHO 4 CANISTERS

Referência

ORTROL4C

Descrição

Suporte com rodas que leva até quatro canisters para ser usado no hospital. Permite flexibilidade na localização e configuração dos Sistemas de Aspiração Medline:

MED-SOFT, MED-RIGID, MED SEMI-RIGID e FLEX-ONE

Este suporte com 5 rodas foi concebido especificamente para garantir uma total estabilidade e funcionalidade ideal dos sistemas de aspiração da MEDLINE que devem ser fixados na posição vertical durante a sua utilização.

O suporte está equipado com 2 travões à roda para uma segurança adicional.

Recomendada: Os dispositivos reutilizáveis podem ser limpos com desinfetante.

Materiais principais

Nylon
PVC
Livre de látex

Esterilização

Não estéril

Quantidade por caixa

2 unidades por caixa

Fabricante

Prosimed Srl - EN ISO 13485
Distribuído por Medline International Portugal Unipessoal LDA

Normativa

De acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
Classe: I Não Estéril
Consulte a rotulagem e as instruções de utilização na íntegra antes de usar o produto.



© 2020 Medline Industries Inc. ou uma das suas filiais. Todos os direitos reservados.
TDS_HARDWARE_ORTROL4C-PT01