




www.medline.eu/es



## Ficha técnica

## ACCUtouch®

Guantes de Examen sintéticos, no estériles, sin polvo

### Referencias y tallas

MDS192073	MDS192074	MDS192075	MDS192076	MDS192077
XS	S	M	L	XL

### Material principal

Libre de látex  
Nitrilo sin polvo  
Cloruro de polivinilo

### Color

Claro

### Acabado

Punta de dedos texturada

### Diseño del puño

Con reborde

### Aceleradores

Libre de aceleradores

### Contenido en polvo (de conformidad con la norma EN455-3)

Sin polvo de conformidad con la norma EN455-3 e ISO 21171

### Grosor (basado en la media)


Dedos	0.10 mm
Palma	0.08 mm
Puño	0.06 mm

### Envasado

100 unidades por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 90 unidades por dispensador)  
Dispensador : 240mm W x 122mm L x 60mm H  
Caja : 315mm W x 256mm L x 311mm H

#### Características:

- Microstop Film: Film transparente, situado en la apertura de la caja dispensadora
- Envasado a capas planas



© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.  
Todos los derechos reservados.

TDS-MDS19207 X  
-ES03

01.INT.03.30

**Envasado****Codificación de talla por colores**

XS	S	M	L	XL
----	---	---	---	----

**Dimensiones: ancho y longitud  
(de conformidad con la norma  
EN455-2)**

MDS192073	MDS192074	MDS192075	MDS192076	MDS192077
250 mm	252 mm	250 mm	255 mm	255 mm
77 mm	86 mm	93 mm	105 mm	115 mm

**Fuerza de rotura antes del  
envejecimiento acelerado  
(de conformidad con la norma  
EN455-2  $\geq 3.6$  N )**

4.7 N

**Fuerza de rotura después del  
envejecimiento acelerado (de  
conformidad con la norma  
EN455-2  $\geq 3.6$  N)**

3.8 N

**Ausencia de agujeros  
(de conformidad con la norma  
EN 455-1)**

Conforme AQL 1.5 (la norma requiere AQL 1.5)

**Penetración viral**

Superado el test de acuerdo con EN374-5 / ISO 16604 / ASTM F 1671

**Resistencia química**

La resistencia frente a productos químicos se ha ensayado de conformidad con la norma EN 16523-1

Los resultados pueden ser obtenidos bajo petición

**Propiedades de Vida Útil  
(de conformidad con la norma  
EN455-4)**

35 meses desde la fecha de fabricación

Las fechas de fabricación y vencimiento están impresas en el embalaje (formato YYYY-MM)

**Regulaciones y estándares de  
Calidad  
Certificación Producto Sanitario**

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 745/2017 de Productos Sanitarios, clase I no estéril. El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, 2, 3 y 4. Las plantas de fabricación de Medline tienen la certificación EN ISO 13485

**Certificación Equipo de  
Protección Individual**

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 425/2016 de Equipos de Protección Individual, Categoría III

El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 e ISO 16604.

**Recomendaciones de  
almacenamiento**

Proteger del frío. Evitar calor excesivo. Manténgalo seco. El producto debe estar protegido de la luz solar directa, iluminación fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

**Fabricado en**

China

**Fabricante legal**

Medline International France SAS

5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia