



www.medline.com/es/



Guantes de Examen No estériles, sin polvo, ambidiestros

Aloetouch® Extended Cuff

Referencias

MDS195184 (S), MDS195185 (M), MDS195186 (L), MDS195187 (XL)

Envasado

50 unidades por dispensador, 10 dispensadores por caja

Especificaciones

Material: Nitrilo	Color: Verde	Superficie: Totalmente texturada
Diseño del puño: Con reborde	Libre de látex: Sí	Aceleradores: Carbamatos por debajo de los límites detectables de acuerdo al método UPB/P/003a.

Grosor

Dedos: 0.19mm	Palma: 0.16mm	Puño: 0.11mm
----------------------	----------------------	---------------------

Propiedades físicas

EN 455-1 Ausencia de agujeros 1.5 AQL
EN 455-2 Dimensiones: Longitud: 307mm. Ancho: 98mm
Fuerza de Rotura: Antes del envejecimiento: 8.6 N
 Después del envejecimiento: 8.0N
EN 455-3 Contenido en Polvo: 0.02 miligramos por guante
EN 455-4 Propiedades de Vida Útil: Conforme con los requerimientos y se ha ensayado para la determinación de la vida de 35 meses.

Resistencia química

La resistencia frente a productos químicos se ha ensayado de acuerdo al estándar EN 374-3 y la de agentes citostáticos de acuerdo a ASTM D6978. Los resultados pueden ser obtenidos bajo petición.

Penetración Viral

Superado el Test de Penetración Viral de acuerdo con ASTM F1671

Codificación de talla por colores



Dimensiones

Dispensador: 270mm W x 120mm L x 58mm H
Caja: 310mm W x 255mm L x 290mm H

Normativa

Producto Sanitario Clase I No estéril de conformidad con la Directiva 93/42/EEC. Estos productos cumplen con las normas EN455-1,2,3,4. Certificado EN ISO 13485

Fecha de caducidad

35 meses desde la fecha de fabricación

Fabricado en

China

Fabricante Legal

Medline International France SAS



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.

LIT-MDS19518x-EN01 01.01.INT.12



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-MDS19518x-EN01 01.01.INT.12