



www.medline.eu/es/



Ficha técnica

Eco Vinyl

Guantes de Examen no estériles, sin polvo, ambidiestros

Referencias y tallas

MGE323	MGE324	MGE325	MGE326	MGE327
XS	S	M	L	XL

Material principal

Libre de látex
Cloruro de polivinilo

Color

Transparente

Acabado

Suave

Diseño del puño

Con reborde

Aceleradores

Ninguno

Contenido en polvo (de conformidad con la norma EN455-3)

Sin polvo de conformidad con la norma EN455-3 e ISO 21171

Grosor (basado en la media)


Dedos	0.09 mm
Palma	0.07 mm
Puño	0.05 mm

150 unidades por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 130 unidades por dispensador)
Dispensador: 245mm L x 130mm W x 80mm H
Caja: 415mm L x 270mm W x 260mm H

Características:

- Envasado a capas planas

Envasado



© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

TDS-MGE32X X -
ES03

01.INT.03.30

Envasado

Codificación de talla por colores



Dimensiones: ancho y longitud (de conformidad con la norma EN455-2)

MGE323	MGE324	MGE325	MGE326	MGE327
248 mm	249 mm	245 mm	239 mm	251 mm
76 mm	87 mm	96 mm	99 mm	115 mm

Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado

(de conformidad con la norma EN455-2 \geq 3.6 N)

4.3 N

Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (de conformidad con la norma EN455-2 \geq 3.6 N)

3.8 N

Freedom from Holes (per EN 455 AQL 1.5)

1.5 AQL

Penetración viral

Superado el test de conformidad con las normas EN374-5 / ISO 16604 / ASTM F 1671

Resistencia química

La resistencia frente a productos químicos se ha ensayado de conformidad con la norma EN 16523-1
Los resultados pueden ser obtenidos bajo petición

Propiedades de Vida Útil (de conformidad con la norma EN455-4)

35 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y vencimiento están impresas en el embalaje (formato YYYY-MM)

Regulaciones y estándares de Calidad Certificación Producto Sanitario

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 745/2017 de Productos Sanitarios, clase I no estéril. El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, 2, 3 y 4. Las plantas de fabricación de Medline tienen la certificación EN ISO 13485

Certificación Equipo de Protección Individual

De conformidad con los requerimientos del Reglamento (EU) 425/2016 de Equipos de Protección Individual, Categoría III
El producto cumple con los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 e ISO 16604.

Recomendaciones de almacenamiento

Proteger del frío. Evitar calor excesivo. Manténgalo seco. El producto debe estar protegido de la luz solar directa, iluminación fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

Fabricado en

China

Fabricante Legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia

