



Puño extendido  
Guantes de nitrilo

## ALOETOUCH<sup>®</sup> EXTENDED CUFF

- Sin polvo
- Recubiertos de aloe vera
- Calma e hidrata la piel
- Sin látex
- Puño largo para una mejor protección



Se recomienda utilizar el Puño extendido Aloetouch en los siguientes departamentos:



Unidades de cuidados intensivos y no intensivos



Laboratorio



Servicios ambientales



Servicio de urgencias



Flebotomía



Parto



Farmacia / Oncología

## Guante de examen de nitrilo sin polvo de Medline

El guante de examen de Puño extendido Aloetouch proporciona protección adicional para las intervenciones de alto riesgo con un puño extendido que protege la zona entre el puño y la manga. Este guante está texturizado para ofrecer un agarre seguro y ha sido probado para su uso con antineoplásticos.

El guante de examen Aloetouch está recubierto en el interior con gel de aloe vera puro, un emoliente natural, para ayudar a calmar la piel y mantenerla suave.



# ALOETOUCH®

## GUANTE DE EXAMEN DE NITRILLO SIN POLVO



Para obtener más información, visite [www.medline.com](http://www.medline.com)



Referencia	Talla	Envasado
MDS195184	Small	50 uds/estuche, 10 estuches/caja
MDS195185	Medium	50 uds/estuche, 10 estuches/caja
MDS195186	Large	50 uds/estuche, 10 estuches/caja
MDS195187	X-Large	50 uds/estuche, 10 estuches/caja

### Regulaciones y normas de calidad

Las plantas de fabricación de Medline tienen la certificación EN ISO 13485 por la BSI. Los productos cumplen los requisitos esenciales de la Directiva Europea 93/42/CEE sobre dispositivos médicos y tienen el marcado CE. Los productos cumplen los requisitos de las Normas Europeas Armonizadas EN 455-1, -2, -3.

Medline International Iberia S.L.U.

Avenida de la Vega, 1

Edif. 1 - planta 1

28108 - Alcobendas

Madrid - Spain

Tfno: +34 900 600 602

Fax: +34 900 600 603