


Centrale Sterilisatie Productcatalogus

Uitgebreid productassortiment en ondersteuning



Sterilisatie op zijn best





Gebruik deze uitgebreide catalogus in gesprek met uw Medline vertegenwoordiger.
Samen kunt u uw centrale sterilisatie afdeling voorzien van kwalitatieve
hoogwaardige producten om uw systematische aanpak te vergemakkelijken.

Nauwgezette zorg

Maar weinigen begrijpen de hoeveelheid werk die nodig is voor centrale sterilisatie, wat als doel heeft 99,999% van ziekteverwekkers te elimineren.

Medline beschouwt de steriliteit van chirurgische instrumenten niet als vanzelfsprekend. We begrijpen de uitdaging en hanteren een systematische benadering bij het samenstellen van brede assortimenten met essentiële producten voor elke stap van het centrale sterilisatie proces.

Sterilisatie

| | |
|---|-----------|
| Steriset® Sterilisatiecontainers | 5 |
| Sterilisatie Trays | 6 |
| Sterilisatie Accessoires | 9 |
| Sterilisatievellen | 10 |
| Sterilisatievellen Accessoires | 12 |

Beschermende kleding

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Handschoenen | 14 |
| Jassen en Schoenovertrekken | 16 |
| Gelaatsbescherming | 19 |
| Veiligheid op de vloer | |
| Vloermat | 20 |

Sterilisatie

Door van individuele componenten over te gaan op geassembleerde en gesteriliseerde sets, kan de centrale sterilisatie overstappen van het voorbereiden van instrumenten naar het leveren van uitstekende patiëntzorg. Medline helpt u uw doelen te bereiken met het oog op veiligheid, duurzaamheid en waarde.

SteriSet Sterilisatiecontainers¹

Bescherming met twee deksels

- Stevig RVS/aluminium beschermt waardevolle instrumenten en het binnenste ventiel
- Met het ruimtebesparende ontwerp kunnen tot 3 containers opgestapeld worden in de autoclaaf
- Het product houdt stof, overtollig vocht en andere verontreinigingen buiten, voor betere hygiëne

RVS ventiel

- Helpt steriliteit te garanderen en afval te verminderen
- Voorkomt dat disposable papieren filters nodig zijn
- Druk-geactiveerd om automatisch te openen tijdens de stoom pre-vacuüm sterilisatiecyclus
- Ventiel blijft na sterilisatie gesloten voor een ondoordringbare barrière die de inhoud steriel houdt

Veilige verzegeling

- Hitte-geactiveerd ThermoLoc Intelligent Locking System houdt het deksel gesloten tijdens de sterilisatiecyclus
- Voorkomt dat disposable kunststof sloten nodig zijn
- Biedt een veilige verzegeling
- Zorgt ervoor dat de container verzegeld blijft totdat deze wordt geopend in de operatiekamer
- Veelzijdige kleurgecodeerde handgrepen en labels vereenvoudigen het kiezen van containers

Condensafvoer voor zware inhoud

- Ideaal voor sets van meer dan 8 kg of voor instellingen die werken met natte stoom
- Gaat open wanneer de autoclaaf 130° C bereikt, waardoor mogelijk aanwezige condensatie de container uit kan stromen
- Wanneer de autoclaaf afkoelt tot onder de 110° C gaat de afvoer dicht, om zo een droge, volledig beschermde inhoud te garanderen



Voor



Na

SteriSet Volledig Formaat

Ontworpen om alle instrumenten voor grote ingrepen te bevatten. De aangegeven afmetingen hieronder vormen de lengte x breedte x hoogte.

Met platte onderkant

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA60 | TVE60 | 59,6 x 27,5 x 12,0 cm | 1/st |
| TVA61 | TVE61 | 59,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA62 | TVE62 | 59,6 x 27,5 x 16,0 cm | 1/st |
| TVA64 | TVE64 | 59,6 x 27,5 x 21,0 cm | 1/st |
| TVA66 | TVE66 | 59,6 x 27,5 x 27,0 cm | 1/st |

Met condensafvoer

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA67 | TVE67 | 59,6 x 27,5 x 12,0 cm | 1/st |
| TVA68 | TVE68 | 59,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA69 | TVE69 | 59,6 x 27,5 x 18,0 cm | 1/st |
| TVA6A | TVE6A | 59,6 x 27,5 x 23,0 cm | 1/st |
| TVA6B | TVE6B | 59,6 x 27,5 x 29,0 cm | 1/st |

SteriSet Driekwart Formaat

Met platte onderkant

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA41 | TVE41 | 45,6 x 28,0 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA42 | TVE42 | 45,6 x 28,0 x 16,0 cm | 1/st |

Met condensafvoer

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA48 | TVE48 | 45,6 x 28,0 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA49 | TVE49 | 45,6 x 28,0 x 18,0 cm | 1/st |



SteriSet Half Formaat

Met platte onderkant

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA30 | TVE30 | 29,6 x 27,5 x 12,0 cm | 1/st |
| TVA31 | TVE31 | 29,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA32 | TVE32 | 29,6 x 27,5 x 16,0 cm | 1/st |
| TVA34 | TVE34 | 29,6 x 27,5 x 21,0 cm | 1/st |
| TVA36 | TVE36 | 29,6 x 27,5 x 27,0 cm | 1/st |

Met condensafvoer

| Artikelnummer Aluminium Deksel | Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel | Omschrijving | Verpakking |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| TVA37 | TVE37 | 29,6 x 27,5 x 12,0 cm | 1/st |
| TVA38 | TVE38 | 29,6 x 27,5 x 14,0 cm | 1/st |
| TVA39 | TVE39 | 29,6 x 27,5 x 18,0 cm | 1/st |
| TVA3A | TVE3A | 29,6 x 27,5 x 23,0 cm | 1/st |
| TVA3B | | 29,6 x 27,5 x 29,0 cm | 1/st |

TASKIT Container

Mini formaat - ideaal voor oogheelkundige instrumenten

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-----------------------|------------|
| KVA10 | 28,5 x 13,5 x 6,0 cm | 1/st |
| KVA11 | 28,5 x 13,5 x 8,0 cm | 1/st |
| KVA12 | 28,5 x 13,5 x 10,0 cm | 1/st |

Verzegelingen

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|--------------|------------|
| DPKSIE1 | Groen | 500/doos |
| DPKSIE2 | Blauw | 500/doos |
| DPKSIE3 | Rood | 500/doos |
| DPKSIE4 | Geel | 500/doos |
| DPKSIE5 | Wit | 500/doos |

DPKSIE3



SteriSet Sterilisatie Kleurcodering

Behaal moeiteloos lean OK doelen. Stem de kleuren van al uw trays op elkaar af. Groepeer containers op basis van procedure of OK team met zelf te kiezen kleurcodering.

- Moedig best practice standaarden aan: Organiseer sets op basis van procedure, arts, discipline of OK team.
- Verhoog efficiëntie: Helpt uw personeel om instrumentensets nauwkeuriger op te slaan en te pakken.

Handgrepen



ID labels



Sterilisatie Trays

RVS Instrumentennet

Kies de perfecte maat voor de meeste instrumentensets.

Voor halve containers

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-----------------------|------------|
| SCD 333 | 24,5 x 24,5 x 3,0 cm | 1/st |
| SCD 336 | 24,5 x 24,5 x 6,0 cm | 1/st |
| SCD 3310 | 24,5 x 24,5 x 10,0 cm | 1/st |

Voor driekwart containers

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-----------------------|------------|
| SCD 433 | 40,0 x 25,0 x 3,0 cm | 1/st |
| SCD 436 | 40,0 x 25,0 x 6,0 cm | 1/st |
| SCD 4310 | 40,0 x 25,0 x 10,0 cm | 1/st |



Voor containers van volledig formaat


| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-----------------------|------------|
| SCD 633 | 51,5 x 24,5 x 3,0 cm | 1/st |
| SCD 636 | 51,5 x 24,5 x 6,0 cm | 1/st |
| SCD 6310 | 51,5 x 24,5 x 10,0 cm | 1/st |
| SCDD 636 | 48,5 x 24,5 x 6,0 cm | 1/st |

Sterilisatie Container Accessoires

Siliconen matten

Bescherm kwetsbare chirurgische instrumenten met deze siliconen matten; op maat gemaakt om perfect in Medline containers te passen.

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|----------------|------------|
| MDNSNS315 | 12,7 x 24,1 cm | 1/st |
| MDNSNS335 | 24,1 x 24,1 cm | 1/st |
| MDNSNS435 | 39,4 x 24,1 cm | 1/st |
| MDNSNS635 | 47 x 24,1 cm | 1/st |



Procesindicator Kaartjes

Passen in de sleuf aan het uiteinde van de SteriSet Container

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-----------------------------|------------|
| DPCIS13 | Sluiting aan de rechterkant | 500/doos |
| DPCIS02 | Sluiting aan de bovenkant | 500/doos |



Gemini Sterilisatievellen²

Soepel en sterker

Gemini sterilisatievellen zijn bestand tegen scheuren en perforaties en presteren beter dan standaard SMS vellen. Ze zijn erg zacht en gemakkelijk te vouwen, waardoor ze eenvoudig zijn om mee te werken.

Pluist weinig en met betere kleefkracht

Het oppervlak is geschikt voor sterilisatietape Omdat het non-woven materiaal van nature weinig pluist helpt het bij het behouden van de integriteit van steriele sets.

Gemaakt van uniek SSMMS materiaal met bewezen barrièrebescherming

De combinatie van Gemini's sterke meerdere lagen en 100% polypropyleen (EN 11607-1 en EN 868-2 getest) bieden unieke barrièrebescherming van hoog niveau tegen vocht en deeltjes.

Veelzijdig

Medline's Gemini sterilisatievellen zijn bedoeld voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli, waaronder:

GEM0-GEM5

- Pre-vacuüm stoom cycli
- Zwaartekracht stoom cycli

GEM1-GEM5

- Ethyleenoxide (EtO) sterilisatie
- STERRAD® sterilisatie
- STERIS V-PRO® sterilisatie bij lage temperatuur
- STERIZONE® VP4 sterilisatie.

WRAP Certificering

Gemini sterilisatievellen worden vervaardigd in een WRAP-gecertificeerde faciliteit. Het bevorderen en respecteren van arbeids- en mensenrechten in onze leveringsketen is onderdeel van Medline's plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer gedetailleerde beschrijvingen van WRAP's 12 principes zijn beschikbaar op de website: www.wrapcompliance.org.



Gemini Enkele Sterilisatieverpakkingen

Gemini Enkele Sterilisatievellen zijn een geweldige oplossing voor sterilisatie afdelingen waar twee vellen gebruikt worden om een medisch hulpmiddel of instrumentenset te verpakken.



| | GEMO 40 gr | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr | GEM5 75 gr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 46 x 46 cm | GEMO118-EU 1.000 st/doos | GEM1118-EU 1.000 st/doos | GEM2118-EU 1.000 st/doos | GEM3118-EU 600 st/doos | | |
| 51 x 51 cm | GEMO120-EU 1.000 st/doos | GEM1120-EU 1.000 st/doos | GEM2120-EU 500 st/doos | GEM3120-EU 250 st/doos | | |
| 61 x 61 cm | GEMO124-EU 500 st/doos | GEM1124-EU 500 st/doos | GEM2124-EU 500 st/doos | GEM3124-EU 250 st/doos | GEM4124-EU 250 st/doos | |
| 76 x 76 cm | GEMO130-EU 300 st/doos | GEM1130-EU 300 st/doos | GEM2130-EU 300 st/doos | GEM3130-EU 200 st/doos | GEM4130-EU 250 st/doos | |
| 91 x 91 cm | GEMO136-EU 300 st/doos | GEM1136-EU 300 st/doos | GEM2136-EU 300 st/doos | GEM3136-EU 150 st/doos | GEM4136-EU 150 st/doos | GEM5136-EU 144 st/doos |
| 102 x 102 cm | GEMO140-EU 250 st/doos | GEM1140-EU 250 st/doos | GEM2140-EU 250 st/doos | GEM3140-EU 150 st/doos | GEM4140-EU 150 st/doos | GEM5140-EU 96 st/doos |
| 114 x 114 cm | GEMO145-EU 250 st/doos | GEM1145-EU 250 st/doos | | GEM3145-EU 100 st/doos | GEM4145-EU 100 st/doos | GEM5145-EU 96 st/doos |
| 122 x 122 cm | GEMO148-EU 250 st/doos | GEM1148-EU 250 st/doos | GEM2148-EU 100 st/doos | GEM3148-EU 50 st/doos | GEM4148-EU 50 st/doos | GEM5148-EU 48 st/doos |
| 137 x 137 cm | GEMO154-EU 100 st/doos | GEM1154-EU 100 st/doos | GEM2154-EU 100 st/doos | GEM3154-EU 50 st/doos | GEM4154-EU 50 st/doos | GEM5154-EU 48 st/doos |
| 137 x 183 cm | GEMO172-EU 100 st/doos | | | GEM3172-EU 50 st/doos | GEM4172-EU 50 st/doos | |

Gemini Interleaved Sterilisatievellen

Gemini Interleaved sterilisatievellen maken gebruik van onze meerlagen technologie en verschillende kleuren voor sterilisatie afdelingen waar sequentieel verpakt wordt. Deze oplossing combineert scheurbestendigheid en veiligheid. Het is geïndiceerd voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli.



| | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 61 x 61 cm | GEM1124INT-EU 500 st/doos | GEM2124INT-EU 500 st/doos | GEM3124INT-EU 250 st/doos | GEM4124INT-EU 250 st/doos |
| 76 x 76 cm | GEM1130INT-EU 300 st/doos | GEM2130INT-EU 300 st/doos | GEM3130INT-EU 200 st/doos | GEM4130INT-EU 250 st/doos |
| 91 x 91 cm | GEM1136INT-EU 300 st/doos | GEM2136INT-EU 300 st/doos | GEM3136INT-EU 150 st/doos | GEM4136INT-EU 150 st/doos |
| 102 x 102 cm | GEM1140INT-EU 250 st/doos | GEM2140INT-EU 250 st/doos | GEM3140INT-EU 150 st/doos | GEM4140INT-EU 150 st/doos |
| 122 x 122 cm | GEM1148INT-EU 250 st/doos | GEM2148INT-EU 100 st/doos | GEM3148INT-EU 50 st/doos | GEM4148INT-EU 50 st/doos |
| 137 x 137 cm | GEM1154INT-EU 100 st/doos | GEM2154INT-EU 100 st/doos | GEM3154INT-EU 50 st/doos | GEM4154INT-EU 50 st/doos |
| 137 x 183 cm | | | | GEM4172INT-EU 50 st/doos |

Gemini Bonded Sterilisatievellen



De Gemini Bonded Sterilisatievellen kunnen u meer vertrouwen geven in uw sterilisatieproces. Twee samengesmolten vellen bieden uitzonderlijke sterkte en helpen bij het verbeteren van de efficiëntie. Dankzij de twee kleuren vallen gaatjes sneller op en is het eenvoudiger om onderscheid te maken tussen instrumentensets.

| | GEMO 40 gr | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr | GEM5 75 gr |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 46 x 46 cm | GEMO118T-EU 500 st/doos | GEM1118T-EU 500 st/doos | GEM2118T-EU 500 st/doos | GEM3118T-EU 300 st/doos | | |
| 51 x 51 cm | GEMO120T-EU 500 st/doos | GEM1120T-EU 500 st/doos | GEM2120T-EU 250 st/doos | GEM3120T-EU 125 st/doos | | |
| 61 x 61 cm | GEMO124T-EU 250 st/doos | GEM1124T-EU 250 st/doos | GEM2124T-EU 250 st/doos | GEM3124T-EU 100 st/doos | GEM4124T-EU 100 st/doos | |
| 76 x 76 cm | GEMO130T-EU 150 st/doos | GEM1130T-EU 150 st/doos | GEM2130T-EU 150 st/doos | GEM3130T-EU 75 st/doos | GEM4130T-EU 100 st/doos | |
| 91 x 91 cm | GEMO136T-EU 150 st/doos | GEM1136T-EU 150 st/doos | GEM2136T-EU 150 st/doos | GEM3136T-EU 75 st/doos | GEM4136T-EU 75 st/doos | GEM5136T-EU 72 st/doos |
| 102 x 102 cm | GEMO140T-EU 100 st/doos | GEM1140T-EU 100 st/doos | GEM2140T-EU 100 st/doos | GEM3140T-EU 75 st/doos | GEM4140T-EU 75 st/doos | GEM5140T-EU 48 st/doos |
| 114 x 114 cm | GEMO145T-EU 100 st/doos | GEM1145T-EU 100 st/doos | | GEM3145T-EU 50 st/doos | GEM4145T-EU 50 st/doos | GEM5145T-EU 48 st/doos |
| 122 x 122 cm | GEMO148T-EU 100 st/doos | GEM1148T-EU 100 st/doos | GEM2148T-EU 50 st/doos | GEM3148T-EU 30 st/doos | GEM4148T-EU 30 st/doos | GEM5148T-EU 24 st/doos |
| 137 x 137 cm | GEMO154T-EU 50 st/doos | GEM1154T-EU 50 st/doos | GEM2154T-EU 50 st/doos | GEM3154T-EU 30 st/doos | GEM4154T-EU 30 st/doos | GEM5154T-EU 24 st/doos |
| 137 x 183 cm | | | | GEM3172T-EU 30 st/doos | GEM4172T-EU 30 st/doos | GEM5172T-EU 24 st/doos |

Verpakkingsmateriaal accessoires

Dust Cover

Deze hoezen beschermen instrumenttrays tegen stof en milieu-invloeden. Ze zijn gemaakt van sterk, hoogwaardig polyethyleen en hebben een sluitstrip.

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|--------------|------------|
| MDS100815 | 20 x 30 cm | 1.000 |
| MDS100825 | 30 x 50 cm | 500 |
| MDS100830 | 40 x 55 cm | 500 |
| MDS100835 | 40 x 75 cm | 250 |
| MDS100840 | 60 x 75 cm | 250 |
| MDS100845 | 63 x 94 cm | 100 |



Inlegvellen³

Papieren inlegvellen absorberen condens tijdens sterilisatie.

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|--------------|------------|
| TLC009 | 30 x 30 cm | 2.000 |
| TLC010 | 30 x 45 cm | 1.000 |
| TLC011 | 30 x 60 cm | 1.000 |



Transport tray⁴

- Stevig kunststof, ontworpen om lucht door te laten stromen
- Helpt blootliggende draadrekken te verminderen
- Helpt instrumentenbakken te beschermen tegen gaten of scheuren tijdens sterilisatie, opslag en transport

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|--------------|------------|
| GEMTRAY3CE | 31 x 56 cm | 10 |
| GEMTRAY4CE | 43 x 69 cm | 8 |



Beschermende kleding

Aan gevaarlijke stoffen en micro-organismen is geen gebrek in de zorgomgeving. Zorg voor een effectieve barrière tegen deze stoffen en het hoogst mogelijke veiligheidsniveau met de beschermende kleding van Medline. Elk artikel is ontworpen met het oog op bescherming en comfort.



Onderzoekshandschoenen⁵

Met **OptiCuff**
anti-manchet-
oprol
technologie

SensiCare® Pro 400 mm Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen

Onze SensiCare Pro nitril handschoenen bieden uitzonderlijke allround bescherming, pasvorm en prestaties. Deze handschoenen zijn ontworpen voor personeel dat agressieve chemicaliën gebruikt bij algemene taken en procedures; chirurgische instrumenten reinigen, ontsmetten en / of desinfecteren.

- Langere manchetten van 400 mm zorgen voor extra bescherming tussen het manchet en de mouw.
- Textuur op het volledige oppervlak verbetert de tastgevoeligheid
- Goede prestaties bij testen op perforatieweerstand
- Chemo-getest
- PBM-certificering voor extra bescherming



| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|---|-------------------------|
| PRO400XS | SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-small | 50/doos, 10 doos/omdoos |
| PRO400S | SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, small | 50/doos, 10 doos/omdoos |
| PRO400M | SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, medium | 50/doos, 10 doos/omdoos |
| PRO400L | SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, large | 50/doos, 10 doos/omdoos |
| PRO400XL | SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-large | 50/doos, 10 doos/omdoos |

| EN ISO 374-5-2016 | Niveau |
|--|----------|
| Bescherming tegen bacteriën en schimmels | Geslaagd |
| Bescherming tegen virussen | Geslaagd |



SensiCare® Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen met uitstekende tastgevoeligheid

- Duurzame nitril bescherming
- Lang manchet voor extra bescherming
- PBM-certificering voor extra bedekking
- Comfort van latex in een nitril handschoen


| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|---|--------------------------|
| MDSEXTXS | SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-small | 100/doos, 10 doos/omdoos |
| MDSEXTS | SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, small | 100/doos, 10 doos/omdoos |
| MDSEXTM | SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, medium | 100/doos, 10 doos/omdoos |
| MDSEXTL | SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, large | 100/doos, 10 doos/omdoos |
| MDSEXTXL | SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-large | 90/doos, 10 doos/omdoos |



Ondoordringbare isolatiejassen volgens protocol


Uw personeel weet wat ze moeten doen om zichzelf en hun patiënten te beschermen, maar tijdgebrek en ongemakken kunnen ertoe leiden dat protocollen niet netjes opgevolgd worden. Medline's beschermende kleding is snel en eenvoudig aan en uit te trekken, en biedt bescherming en comfort.

Eenvoudig aan te trekken. Uitzonderlijke bescherming. Ademend comfort.



Aantrekken

1. Plaats de armen in de mouwen met de duimen in de duimlussen.
2. Trek de jas over het hoofd.
3. Strik de bandjes aan de achterkant.



Uittrekken

1. Trek bij de taille om de bandjes te breken.
2. Trek met gekruiste armen bij de borst.
3. Rol de jas verder naar beneden en rol op tot een bal; gooi de jas weg.

Omdat er geen striksluiting in de nek zit is de kans op kruisbesmetting kleiner, doordat handschoenen niet in contact komen met het haar of de nek.

Ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor het beschermen van de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC reeks en CRIE500x reeks getest volgens EN 16523-1 met reinigingsmiddel glucoprotamin.

Lichtgewicht bilaminaat waterdichte isolatiejas

- Striksluiting in de taille en de nek
- Jersey manchetten

| Artikelnr. | Maat | Kleur | Verpakking |
|------------|------|-------|------------------|
| CRIE4040C | L | Geel | 10/zak, 100/doos |
| CRIE4041C | XL | Geel | 10/zak, 100/doos |



CRIE4040C

Polyethyleen waterdichte isolatiejassen

- Over-het-hoofd ontwerp
- Manchetten met duimlussen
- Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

| Artikelnr. | Maat | Kleur | Verpakking |
|------------|------|-------|---------------------------|
| CRIE5010 | L | Blauw | 1/zak, 15/doos, 75/omdoos |
| CRIE5011 | XL | Blauw | 1/zak, 15/doos, 75/omdoos |



CRIE5010

Polyethyleen disposable schort

- Wordt gedragen over niet vloeistofbestendige jassen of omlooppakken als handige oplossing voor gebruikers die extra vloeistofbescherming nodig hebben voor een lage prijs.

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|--|---------------------|
| NONE24274W | Medium-gewicht 71,1 x 116,8 cm, individueel verpakt, dispenserdoos | 50/doos, 250/omdoos |



NONE24274W

Schoeisel⁶

Schoenhoezen

Schoeisel overtrekken voorkomen milieuverontreiniging en verminderen de overdracht van micro-organismen. Gemaakt van polyethyleen of polypropyleen. Sommige modellen hebben extra bescherming tegen vloeistoffen.

| Artikelnr. | Maat | Materiaal | Kenmerken | Verpakking |
|------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| CRIE2010 | One size fits most | Polyethyleenfolie | Ondoordringbare | 10/zak, 1.000/doos |
| CRIE2020 | One size fits most | Polyethyleenfolie en polypropyleen (SPP) | Ondoordringbare | 100/zak, 200/doos |



CRIE2010



CRIE2020

Laarsovertrekken

De laarsovertrekken van Medline bieden verbeterde bedekking en verbeterde bescherming tegen vloeistof. De producten bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handige "one-size-fits-most" ontwerp met een getextureerde zool aan de onderkant. Ze hebben ook een klittenbandsluiting of elastiek rond de enkel om ze op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

| Artikelnr. | Maat | Kenmerken | Verpakking |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| NONE27143XL | One size fits most | Vloeistofbestendig | 50/doos, 150/omdoos |
| NONE27144 | One size fits most | Ondoordringbare | 50/doos, 150/omdoos |

NONE27143XL

- Vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- Vloeistofbescherming aan de onderkant
- Afgedichte naden op de voet



NONE27143XL

NONE27144

- Waterdicht polypropyleen met PE-coating
- Vloeistofbescherming aan de onderkant
- Klittenband voor een verstelbare pasvorm



NONE27144

Innovatieve verpakking om de masker keuze te vereenvoudigen

Medline's verpakking is ontworpen om het voor uw personeel makkelijker te maken de belangrijkste kenmerken van maskers te herkennen.

Kleurgecodeerde verpakking


Paars: Type IIR vloeistofbestendige maskers

Groen: Type II chirurgische maskers

Oranje: Type II proceduremaskers

Blauw: Ademhalingsmasker

Perforaties en handige duiminkeping
voor het eenvoudig openen en uitnemen



Productclassificatie

Voor de juiste keuze en gemoedsrust

Gelaatsbescherming

Vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm⁷



NONE27410EL

Bescherming tegen spatten en vloeistof met dit masker met gelaatsschermen en elastische oorlussen.

- Optisch helder polyester gelaatsscherm
- Anticondens foam strip

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|-------------|--|-------------------|
| NONE27410EL | Vloeistofbestendig masker met oorlussen en gelaatsscherm | 25/doos, 4/omdoos |

Vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm en strikssluiting⁷



NONE27710

Bescherming tegen spatten en vloeistoffen dankzij dit masker met gelaatsscherm en bandjes.

- Optisch helder polyester gelaatsscherm
- Anticondens foam strip

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|---|-------------------|
| NONE27710 | Max X vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm en strikssluiting | 25/doos, 4/omdoos |
| NONE27410 | Vloeistofbestendig masker met oorlussen en gelaatsscherm | 25/doos, 4/omdoos |

Vloeistofbestendig masker met oorlussen⁷



NONE27412EL

- Anticondens foam strip
- Kan gedragen worden met extra spatbescherming, zoals een gelaatsscherm of een bril

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|-------------|---|-------------------|
| NONE27412EL | Vloeistofbestendig masker met oorlussen | 25/doos, 4/omdoos |

Disposable vervangende lenzen




NONFRAME

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|---|------------|
| NONFRAME | Herbruikbare frames, in verschillende kleuren | 100/doos |

| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|-------------------------------|------------|
| NONLENS | Disposable vervangende lenzen | 250/doos |

Gelaatsscherm



NONEFS500

- Anticondens foam strip
- Elastische hoofdband met foam
- Gemaakt zonder natuurrubberlatex


| Artikelnr. | Omschrijving | Verpakking |
|------------|---|------------|
| NONEFS500 | Disposable gelaatsscherm van volledige lengte met elastische band | 96/doos |

Verhoog uw veiligheidsniveau op de centrale sterilisatie

Het werken in een natte omgeving zorgt dagelijks voor gevaren zoals uitglijden en vallen. Op de centrale sterilisatie, vooral op plaatsen waar ontsmet wordt en vloeistoffen gebruikt worden, is dit een risico voor het personeel.

De oplossing voor vloerveiligheid van Medline pakt zowel het gevaar van vallen aan, als de behoefte aan snelle en veilige verwijdering van vloeistoffen.

Liqui-Loc™ Vloermat



- Eenvoudig afvoeren voor hygiëne en veiligheid
- Waterdicht, antislip achterkant om op te staan of instrumenten op te leggen
- Lekt niet door vloeistof te absorberen en vast te houden

| Artikelnr. | Omschrijving | Maat | Absorptievermogen | Antislip | Verpakking |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|------------|
| ORLLPBS | Liqui-Loc; small | 71,1 x 101,6 cm | 2,2 L | Ja | 13/doos |
| ORLLPBM | Liqui-Loc; medium | 71,1 x 142,2 cm | 3,0 L | Ja | 10/doos |
| ORLLPBL | Liqui-Loc; large | 71,1 x 182,8 cm | 3,9 L | Ja | 8/doos |

Dubbelzijdige Absorberende Vloermat



- Bevordert hygiëne met een sterk absorberende mat
- Versnelt het schoonmaken en absorbeert vloeistoffen die geknoeid zijn op de vloer
- Niet op staan

| Artikelnr. | Omschrijving | Maat | Absorptievermogen | Antislip | Verpakking |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------|
| ORDSFMAT | Dubbelzijdige absorberende vloermat | 75 x 38 cm | 7 L | Nee | 50/doos |

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline account manager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US

¹ Steriset containers zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



² Gemini sterilisatievellen zijn een niet steriel medische hulpmiddel klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



³ Inlegvellen zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



⁴ GEMTRAY transportbakken zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



⁵ Medline onderzoekshandschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



⁶ Schoenovertrekken en laarsovertrekken zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



⁷ NONE27xxx zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

©2022 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_NL 10/2022