



**VERBETERDE VEILIGHEID  
EN EFFICIËNTIE.**

**Comfort Glide Herpositioneringssysteem**



# WAT ZIJN UW UITDAGINGEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN PATIËNTEN?

## Verpleegkundig letsel

Zorgverleners lijden aan een van de hoogste percentages spier-en bewegingsletsels door overbelasting, wat resulteert in gemiste werkdagen, vermindering van retentie en miljoenen directe en indirecte kosten.<sup>1,2,3</sup>

## Decubitus management

Ondanks de vooruitgang in de technologie van matrassen, lopen immobiele patiënten nog steeds risico op het ontwikkelen van drukblessures. In het ziekenhuis verworven drukblessures hebben niet alleen een schadelijk effect voor de patiëntenzorg, maar kosten het ziekenhuis ook geld door extra behandeling en verlengde hospitalisatie.

32%:

Heffen/tillen is goed voor meer dan een derde van letsel bij verpleegkundigen, wat resulteert in langdurig ziekteverlof (meer dan 7 dagen).<sup>4</sup>

1 op 4:

Verpleegkundigen hebben verlof van werk genomen vanwege rugklachten.<sup>5</sup>

23%:

Tot twintig procent van de ziekenhuispatiënten zal decubitus ontwikkelen.<sup>6</sup>

1 uur:

De ontwikkeling van decubitus bij patiënten kan al binnen het uur plaatsvinden.<sup>7</sup>

# COMFORT GLIDE IS UW OPLOSSING

Comfort Glide biedt zorgverleners de benodigde hulpmiddelen om patiënten veilig te stimuleren, draaien, herpositioneren en te verplaatsen volgens de door uw faciliteit verstrekte handelingsvereisten voor veilige patiënten zorg.

Veilige behandeling van de patiënt is even belangrijk voor patiënten als voor u en uw personeel. Frequentie herpositionering met behulp van verplaatsingshulpmiddelen om wrijving en verschuiven te verminderen wordt aanbevolen om zo de ontwikkeling van drukblessures te helpen voorkomen.<sup>8</sup>

## Voordelen voor zorgverleners

- » Biedt de juiste hulpmiddelen voor zorgverleners om patiënten te verplaatsen.
- » Verbetert de gezondheid en veiligheid van werknemers.
- » Maakt het gemakkelijk om de facilitaire protocollen te volgen.

## Patiëntenvoordelen

- » De wiggen bieden de EPUAP aanbevolen hoek voor ontlasten.
- » De vochtregulatie pad houdt de huid van de patiënt droog.
- » De Comfort Glide oplossing zorgt voor een betere patiëntenervaring en verbeterde uitkomsten.



Comfort Glide Herpositioning Sheets – [pagina 5](#)



Comfort Glide Wiggen – [pagina 6](#)



Comfort Glide Drypads – [pagina 6](#)



# Verminder de inspanning die nodig is om patiënten om te draaien.

Intuïtief en gemakkelijk in gebruik, waardoor Comfort Glide herpositionering sheets veilig zijn voor vrijwel alle patiënten, dankzij hun 260 kilogram gewicht capaciteit voor de standaardversie en 453 kilogram gewicht capaciteit voor de X-Large versie.<sup>9</sup>

## Comfort Glide Herpositioning Sheets

Deze sheets zijn ontworpen en getest om de inspanning die nodig is om patiënten te draaien te verminderen.

- » Het onderste oppervlak met lage wrijving toont aan dat 35% minder inspanning nodig is dan bij een standaard sheet tijdens het duwen en verschuiven van de patiënt.<sup>10</sup>
- » Meerdere handvatten helpen gewichtsverdeling en hefboomwerking te optimaliseren.
- » Lucht doorlaatbare materialen zorgen ervoor dat de sheet gedurende langere tijd onder patiënten kan blijven liggen en kan altijd gebruikt worden bij herpositionering.<sup>11</sup>
- » Een zachte, ademende microvezel bedekt het hele bovenoppervlak voor het comfort van de patiënt en is compatibel met low air-loss matrassen.<sup>11</sup>




## Het basisbewijs

### Gemiddelde kracht vereist om sheet te initiëren

Deze grafiek toont de kracht die nodig is om een object van 91 kg te verschuiven naar een ziekenhuisbed.<sup>12</sup> Hoe lager het getal, hoe gemakkelijker het is voor zorgverleners om een patiënt te verschuiven.


kgf = kilograms of force



### WVTR-test voor ademend vermogen

Waterdamp transmissiesnelheid (WVTR in eenheden g/(mm<sup>2</sup> dag) meet de hoeveelheid waterdamp die door een materiaal loopt. Hoe hoger het nummer, des te ademend het materiaal.<sup>13</sup>

g = grams, m<sup>2</sup> = vierkante meter



## Op zoek naar een herbruikbare oplossing?



Om te voldoen aan de behoeften van uw faciliteit, bieden wij ook een herbruikbare Comfort Glide herpositionering sheet. De herbruikbare sheet is ook verkrijgbaar in de standaard en X-Large maten.



# Met gemak hoog-risico drukpunten ontlasten.



## Comfort Glide Wiggen

Wiggen van schuim met hoge dichtheid helpen om patiënten in de 30-graden kantel positie te houden, aanbevolen door EPUAP, waardoor de druk op benige delen van het lichaam verminderd wordt.<sup>14</sup>

- » De Anti-slip basis heeft grip op het oppervlak van een matras of linnen.
- » De 'naar beneden' pijlen zorgen voor een juiste plaatsing.
- » De zachte stofbekleding van composiet kan schoon worden geveegd.
- » We bieden een verscheidenheid aan wiggen, waaronder standaard en X-Large maten.

# Bevordert de veiligheid van de huid met effectieve vochtregulatie.



## Comfort Glide Drypad

Ultra-absorberende drypads zijn ontworpen om vocht gedurende een langere periode te controleren en de huid van de patiënt droog te houden.

- » Absorbeert vocht, voert het weg van de huid en voelt droog aan bij aanraking binnen minuten.<sup>15</sup>
- » Luchtdoorlatend voor optimaal patiëntcomfort zonder lekkage.<sup>15,16</sup>
- » Compatibel met low-air-loss matrassen.<sup>15</sup>
- » Zowel standaard (91 x 144 cm) als X-Large (101 x 203 cm) maten die zijn ontworpen om de herpositionering sheets volledig te bedekken.
- » Testen beschikbaar op aanvraag.

# Koop alleen wat je nodig hebt met bestelling op maat.

## Comfort Glide Sheets, single-patiënt gebruik

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
CGSHEET	Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm, met bandjes, 260 kg gewicht capaciteit	12/doos
CGSHEETNS	Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm, 260 kg gewicht capaciteit	12/doos
CGSHEETXL	Glide sheet, X-Large, 106,7 x 198,1 cm, 2 optionele riemen, 453 kg weegvermogen	12/doos



## Comfort Glide Sheets, herbruikbaar

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
CGSHEETR	Herbruikbare Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm, 260 kg gewicht capaciteit	12/doos
CGSHEETRXL	Herbruikbare Glide sheet, 106,7 x 198,1 cm, 285 kg gewicht capaciteit	12/doos



## Comfort Glide Foam Wiggen, single-patiënt gebruik

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
CGWEDGE	30-graden schuim wiggen, anti-slip basis: 27,9 x 12,7 x 40,6 cm	2/pk, 6 pk/doos
CGWEDGEXL	30-graden schuim wiggen, anti-slip basis: 38,1 x 16,5 x 40,6 cm	2/pk, 2 pk/doos



## Comfort Glide Drypads, single-patiënt gebruik, wegwerp

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
CGDRYPAD	Drypads, 91,4 x 144,8 cm	5/zak, 60/doos
CGDRYPADXL	X-Large drypads, 101,6 x 203,2 cm	5/zak, 40/doos



# WIJ ZIJN HIER OM U TE HELPEN.



## Product instructies:



## Beslissingsboom



**Wilt u meer weten?** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**ALWAYS  
ON.**

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customer-service@medline.com](mailto:nl-customer-service@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
België  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customer-service@medline.com](mailto:be-customer-service@medline.com)

Referenties: 1 de Castro AB, Handle With Care®: Campagne van de Amerikaanse verpleegsters vereniging om werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen aan te pakken. Het Online Journaal van issues bij verpleging. 2004;9(3). Verkrijgbaar bij <http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableOfContents/Volume92004/No3Sept04/HandleWithCare.html> Accessed 2 October 2015. 2 Veilig patiëntbehandeling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Verkrijgbaar bij <https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html> Accessed 2 October 2015. 3 Safe Patient Handling – Preventing Musculoskeletal Disorders in Nursing Homes. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Verkrijgbaar bij <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3708.pdf> Accessed 2 October 2015. 4 Boorman, 'NHS Health and Well-being Review' (2009). 5 Gezondheid en veiligheid uitvoering. "Gezondheid en veiligheid in de gezondheidssector en sociale zorgsector in Groot-Brittannië. 2014/15". 6 Guest et al., 'Gezondheid: economische lasten die worden opgelegd aan de nationale gezondheidsdienst in het VK' British Medical Journal (2015). 7 Gefen A, 'Hoeveel tijd duurt het om een decubitus te krijgen? Geïntegreerd bewijs van menselijke, dierlijke en in vitro studies.' (2008). 8 Gegevens in het bestand, beschikbaar op aanvraag. 9 Veilige patiëntbehandeling Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Verkrijgbaar bij [www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html](https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html) Accessed 26 April 2017. 10 – 16 Gegevens in het bestand, beschikbaar op aanvraag.

Comfort Glide producten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de overeenkomstige etikettering.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML868-NL01/AN 03/2020.



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Chateaubriant, France

