



**REDUZCA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Y PROTEJA A SU PERSONAL.**


Vestimenta de protección

Para personal sanitario y científico

¿Por qué hay más profesionales sanitarios eligiendo Medline para sus necesidades de protección completas?



Productos de alta calidad



Gama de productos completa



Socio de confianza

El personal sanitario está expuesto a bacterias y fluidos corporales a diario, lo que supone un riesgo de contaminación cruzada. Sabemos que confían en los productos desechables para mantenerlos protegidos, pero también cómodos. Por ello, desde Medline, aplicamos los estándares de calidad más altos para nuestros productos y en nuestras instalaciones de fabricación, para garantizar que los profesionales sanitarios reciban la protección que merecen.

Medline International France cuenta con la certificación EN ISO 13485 e ISO 9001 y cumple con los estándares normativos del mercado. Además, somos conscientes de la responsabilidad social y, como resultado, algunos de nuestros productos están certificados por WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) es un organismo de certificación de cumplimiento social reconocido internacionalmente que verifica si las fábricas respetan los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Índice

Directivas y reglamentos europeos	3
Guía sobre materiales de protección	3
Resumen de batas de aislamiento	4-5
Batas de protección	6
Batas de examen	7
Batas de protección impermeables	8-9
Batas de aislamiento impermeables	9
Batas de aislamiento y de protección frente a agentes citostáticos ...	10
Calzado	11
Pijamas quirúrgicos desechables	12-14
Chaquetas calentadoras	15
Gorros	16-21
Batas para pacientes	22
Vestimenta para pacientes	22
Kits para pacientes	23

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS EUROPEOS PARA CLASIFICAR LA VESTIMENTA DE PROTECCIÓN

Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual

El equipo de protección individual incluido en la gama de Medline proporciona protección contra riesgos mínimos (contacto con productos de limpieza de acción débil o contacto prolongado con el agua) o riesgos más graves, como la exposición a sustancias y mezclas peligrosas para la salud. Los productos incluidos en el folleto que están certificados como equipos de protección individual cumplen con los requisitos de Categoría I o III de equipos de protección individual.

Reglamento (UE) 2017/745 relativo a los productos sanitarios

Los productos sanitarios incluyen cualquier instrumento, aparato, dispositivo, software, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado, solo o en combinación, por seres humanos para un propósito médico específico. Los productos sanitarios incluidos en la gama de Medline están destinados a proteger al paciente de la contaminación potencial. Son productos de Clase I.

Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos

Los productos incluidos en la gama vestimenta de protección de Medline que no entran dentro de la definición de equipos de protección individual o de productos sanitarios están certificados por la Directiva relativa a la seguridad general de los productos. Estos son productos básicos generales (por ejemplo, ropa interior).

Consulte la ficha técnica del producto para ver su clasificación.

GUÍA SOBRE MATERIALES DE PROTECCIÓN

Para ayudarle a elegir el producto adecuado, aquí tiene unas breves descripciones de las características y de las ventajas de los principales materiales disponibles de Medline. Puede volver a esta página mientras ojea folleto.

Polipropileno spunbond (SPP)

Este tejido estándar se fabrica uniendo fibras para formar una sola capa de tejido transpirable. Es adecuado para proteger a los usuarios contra las partículas mecánicas y el cabello.

Polipropileno multicapa (SMS)

El tejido consiste en capas internas de polipropileno meltblown, intercaladas entre las capas externas de polipropileno spunbond. Este material multicapa, fuerte, resistente a los fluidos y transpirable, proporciona una combinación óptima de protección de fluidos y comodidad.

Película de polietileno

Esta película de una sola capa de polietileno proporciona alta resistencia a los fluidos a un precio muy atractivo.

Bilaminado, Polipropileno - polietileno

Este tejido se crea laminando una capa de polipropileno (SPP o SMS) con una capa de polietileno impermeable. Este tejido es ideal para cualquier situación que requiera un material de alta fuerza tensil y alta protección contra fluidos.

Trilaminado, Polipropileno - polietileno

Este material impermeable y transpirable consiste en una película híbrida laminada entre dos capas de un material spunbound bicomponente. Este tejido es ideal para intervenciones de larga duración cuando se necesita protección impermeable contra líquidos y medicamentos citostáticos.

RESUMEN DE BATAS DE AISLAMIENTO

Familia de productos	Referencia	Talla	Cantidad	Color	Material	Largo (cm)	Ancho (cm)	Tipo de puño	Cierre del cuello	EN 20811: Resistencia a la penetración de líquidos (cmH2O)	Clasificación del producto	Uso previsto	Estéril/ No estéril		
Batas de protección	CRIE4000	L	50		Polipropileno (SPP)	114	135	Elástico	Cintas	n/a	Producto Sanitario Clase I	Proteger al paciente contra la contaminación cruzada	No estéril		
	CRIE4000G														
	CRIE4000B														
	CRIE4001	XL				127	147								
	CRIE4001G														
	CRIE4001B														
	CRIE4001W														
	CRIE4001CF														
	CRIE4001BCF							Puños tejidos							
Batas de examen	NONE27SMS3	L	100		Polipropileno multicapa (SMS)	114	142	Elástico	Cintas	10	Producto Sanitario Clase I + EPI Categoría I	Productos sanitarios: Proteger al paciente contra la contaminación cruzada	No estéril		
	NONE27SMS3XL	XL				127	152	Elástico	Velcro adhesivo						
	NONELV200	L				114	142								
	NONELV200XL	XL				127	152								
	NONELV200C	L				114	142							Puños tejidos	Cintas
	NONELV200CXL	XL				127	152	Puños tejidos	Cintas					52	
	NONE386CF*	L				118	142								
	NONE386XLCF*	XL				135	152	Puños tejidos	Velcro						
	NONE326MCF	M				106	132								
	NONE326CF	L				118	142								
	NONE326XLCF	XL				135	152								
	NONE326XLCE	XL		50			135	152	Puños tejidos	Cintas				52	
	NONE27280	L		25			114	142							
	NONE27280XL	XL					127	152							
	Batas de protección impermeables	CRIE4040C*	L	100		Polipropileno-polietileno, bilaminado	114	135	Puños tejidos	Cintas		109	EPI Categoría I	Proteger al usuario frente el contacto prolongado con el agua y los agentes desinfectantes	No estéril
		CRIE4041C*	XL				135	152							No estéril
		CRIE4041CE*	XL	50			135	152							Estéril
CRIE4040BC*		L	100		114		135	[Las gamas CRIE4040xC y CRIE500x han sido ensayadas por la EN 16523-1 frente al químico glucoprotamina (por ejemplo, Incidin® Plus) – con un tiempo de permeación de >480 minutos: nivel de rendimiento Clase 6 según EN 14325]			No estéril				
CRIE4041BC*		XL			135		152								
CRIE4040WC*		L			114		135								
CRIE4041WC*		XL			135		152								
NONELV350		L	50		Laminado microporoso	114	142		Puños tejidos	Cintas		181			
CRIE5000		L	75		Polietileno	114	94		Cintas para el pulgar	Por encima de la cabeza		50			
CRIE5001		XL				134	113								
Batas de aislamiento impermeables	CRIE4020CF*	L	50		Polipropileno-polietileno, bilaminado	114	135	Puños tejidos	Cintas	78	EPI Categoría I	Proteger al usuario contra el contacto prolongado con el agua	No estéril		
	CRIE4020CE*	L				114	135		Cintas				Estéril		
	CRIE4021VCF*	L				114	135		Velcro	149			No estéril		
	CRIE4022VCF*	XXL				140	147	Puños tejidos	Cintas	120					
	CRIE4010CF	L				114	135		Puños tejidos	Cintas				111	
	CRIE4011CF	XL				127	147								
	NONE27116	L				114	142								
	NONE27116XL	XL				127	142								
	NONE272790HXL	XL				127	86	Por encima de la cabeza							
	Batas de aislamiento impermeables frente a agentes citostáticos	NONE27457		L		30		Polipropileno-polietileno, trilaminado	114	142			Puños tejidos	Velcro	200
NONE27457XL		XL		127	152										

*Bata de aislamiento con parte trasera de material transpirable

BATAS DE PROTECCIÓN

Adecuadas para prevenir la contaminación por partículas

Batas de protección de polipropileno ligeras

- » Ligeras y cómodas
- » Cintas en cintura y cuello
- » Disponible con puños elásticos o puños tejidos

Referencia	Talla	Color	Envasado
Batas de protección con puños elásticos			
CRIE4000	L	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4000G	L	Verde	10/bolsa, 50/envase
CRIE4000B	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001	XL	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001G	XL	Verde	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001B	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001W	XL	Blanco	10/bolsa, 50/envase
Batas de protección con puños tejidos			
CRIE4001CF	XL	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4001BCF	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase



CRIE4001G

BATAS DE EXAMEN

Adecuadas para la protección contra riesgos mínimos como el contacto prolongado con el agua

Batas de examen de SMS ligeras

- » Ligeras y cómodas
- » Cintas en cintura y cuello
- » Disponible con puños elásticos o puños tejidos

Referencia	Talla	Color	Envasado
Cintas en cintura y cuello, puños elásticos			
NONE27SMS3	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE27SMS3XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
Cinta adhesiva en cuello, cintas en la cintura, puños elásticos			
NONELV200	L	Amarillo	10/bolsa, 100/envase
NONELV200XL	XL	Amarillo	10/bolsa, 100/envase
Cintas en cintura y cuello, puños tejidos			
NONELV200C	L	Amarillo	10/bolsa, 100/envase
NONELV200CXL	XL	Amarillo	10/bolsa, 100/envase



NONE27SMS3

Batas de examen de SMS de gramaje medio

- » El material utilizado en esta gama de batas de examen tiene una resistencia a la presión hidrostática superior a 50 cmH2O de acuerdo con la norma EN 20811.

Referencia	Talla	Color	Estéril/ No estéril	Envasado
Cintas en cintura y cuello, puños tejidos, parte trasera transpirable				
NONE386CF	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE386XLCF	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
Velcro en el cuello, cintas en la cintura, puños tejidos				
NONE326MCF	M	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE326CF	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE326XLCF	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
NONE326XLCE	XL	Amarillo	Estéril	1/bolsa, 50/envase



NONE326CF

BATAS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES

Adecuadas para proteger al usuario frente al contacto prolongado con el agua y los agentes limpiadores; las gamas CRIE404xC y CRIE500X han sido ensayadas por la EN 16523-1 frente al químico glucoprotamina (por ejemplo, Incidin® Plus)

Batas de protección impermeables bilaminadas ligeras

- » Cintas en cintura y cuello
- » Puños tejidos

Referencia	Talla	Color	Estéril/ No estéril	Envasado
CRIE4040C	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041C	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041CE	XL	Amarillo	Estéril	1/bolsa, 50/envase
CRIE4040BC	L	Azul	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041BC	XL	Azul	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4040WC	L	Blanco	No estéril	10/bolsa, 100/envase
CRIE4041WC	XL	Blanco	No estéril	10/bolsa, 100/envase



CRIE4040C

Batas de protección impermeables de polietileno

- » Diseño de sujeción por encima de la cabeza
- » Muñecas con cintas para el pulgar
- » Plegadas individualmente y envueltas en una caja dispensadora

Referencia	Talla	Color	Envasado
CRIE5000	L	Azul	1/bolsa, 15/caja, 75/envase
CRIE5001	XL	Azul	1/bolsa, 15/caja, 75/envase



CRIE5001

Delantal desechable de polietileno

- » Para utilizar encima de los pijamas quirúrgicos y de las batas no resistentes a los fluidos, como una solución conveniente para los usuarios que quieren una protección extra contra los fluidos a un precio más bajo

Referencia	Descripción	Envasado
NONE24274W	Peso medio, 71,1 x 116,8 cm, envase individual, caja dispensadora	50/caja, 250/envase



NONE24274W

Bata de protección de bilaminado microporoso

- » Cintas en cintura y cuello
- » Puños tejidos

Referencia	Talla	Color	Envasado
NONELV350	L	Blanco	10/bolsa, 50/envase



NONELV350

BATAS DE AISLAMIENTO IMPERMEABLES

Adecuadas para la protección frente al contacto prolongado con el agua

Batas de aislamiento impermeables bilaminadas de gramaje medio y parte trasera transpirable

Referencia	Talla	Color	Estéril/ No estéril	Envasado
Cintas en cintura y cuello, puños tejidos				
CRIE4020CF	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 50/envase
CRIE4020CE	L	Amarillo	Estéril	1/bolsa, 50/envase
Velcro en el cuello, cintas en la cintura, puños tejidos				
CRIE4021VCF	L	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 50/envase
CRIE4022VCF	XL	Amarillo	No estéril	10/bolsa, 50/envase



CRIE4021VCF

Batas de aislamiento impermeables bilaminadas de gramaje medio y parte trasera transpirable

- » Cintas en cintura y cuello
- » Puños tejidos

Referencia	Talla	Color	Envasado
CRIE4010CF	L	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
CRIE4011CF	XL	Amarillo	10/bolsa, 50/envase
NONE27116	L	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE27116XL	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase
NONE272790HXL*	XL	Azul	10/bolsa, 50/envase



NONE27116

*Diseño de sujeción por encima de la cabeza y cintas en la cintura

BATAS DE AISLAMIENTO Y DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES CITOSTÁTICOS

Las batas de polipropileno - polietileno, trilaminadas (Prevention Plus) están certificadas como EPI Categoría III Tipo PB-[4] para protección corporal parcial según el Reglamento 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y son adecuadas para la protección contra mezclas peligrosas para la salud. El material Prevention Plus es muy cómodo gracias a sus propiedades de transpiración.

Ensayado frente a 14 citostáticos por la normativa americana ASTM F739

- Carmustina (BiCNU)

Dacarbazina

Fluorouracilo (5FU)

Tiotepa

Cisplatino

Mitomicina C

Ciclofosfamida (Cytoxan)
- Etopósido (Toposar)

Sulfato de vincristina

Doxorrubicina hidrocloreuro

Paclitaxel (Taxol)

Leucovorina

Docetaxel

Oxaliplatino

Los datos del ensayo están disponibles previa solicitud.

- » Velcro en el cuello
- » Cintas en la cintura
- » Puños tejidos en las muñecas

Referencia	Talla	Color	Envasado
NONE27457	L	Azul	10/bolsa, 30/envase
NONE27457XL	XL	Azul	10/bolsa, 30/envase

La protección completa está disponible en combinación con el cubrebotas trilaminado de polipropileno-polietileno (NONE27348PXL).



NONE27457: bata
NONE27348PXL: cubrebotas

CALZADO¹

Calzas

Las calzas evitan la contaminación medioambiental y reducen la transmisión de microorganismos. Fabricados con materiales de polietileno o polipropileno, algunos modelos cuentan con protección adicional frente a fluidos.

Referencia	Talla	Material	Características	Envasado
CRIE2002	Talla única	Polipropileno (SPP)	Protección	100/caja, 300/envase
CRIE2010	Talla única	Película de polietileno	Impermeables	100/bolsa, 1.000/envase
CRIE2102W	Talla única	Polipropileno (SPP)	Protección	500/caja, 1.000/envase
CRIE2020	Talla única	Película de polietileno y polipropileno (SPP)	Impermeables	100/bolsa, 200/envase
NONE28858	L	Polipropileno multicapa (SMS)	Resistente a fluidos	100/caja, 300/envase
NONE28859	XL		Resistente a fluidos	100/caja, 200/envase



Cubrebotas

La gama de cubrebotas de Medline ofrece una cobertura mejorada y una mayor protección contra fluidos. Los productos cubren el zapato y la pierna hasta la rodilla y tienen un cómodo diseño de talla única con una suela texturizada en la parte inferior. También cuentan con una cinta de velcro o bandas elásticas alrededor del tobillo para ayudar a mantenerlos en su lugar y garantizar una protección adecuada.

Referencia	Talla	Características	Envasado
NONE27143XL	Talla única	Resistente a fluidos	50/caja, 150/envase
NONE27144	Talla única	Impermeables	50/caja, 150/envase
NONE27348PXL	Talla única	Transpirable e impermeable	50/caja, 150/envase

NONE27143XL

- » Material transpirable y resistente a los fluidos, por encima del tobillo
- » Alta protección frente a fluidos en la parte inferior
- » Costuras selladas en el pie



NONE27143XL

NONE27144

- » Material de polipropileno recubierto de polietileno impermeable
- » Alta protección frente a fluidos en la parte inferior
- » Cinta de velcro para un ajuste personalizable



NONE27144

NONE27348PXL

- » Fabricado con material azul Prevention Plus
- » Cierre de velcro
- » Tiras de espuma



NONE27348PXL

PIJAMAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES²

Los pijamas quirúrgicos de un solo uso de Medline están fabricados con material SMS transpirable. El uso de estos productos está concebido para profesionales sanitarios en hospitales y clínicas, con el fin de mantener un alto nivel de higiene y contribuir al control de infecciones. El catálogo de productos de Medline dispone de dos tipos de pijamas quirúrgicos, la gama Advanced y la gama Soft. Ambos están diseñados en colaboración con profesionales sanitarios.

Características de los pijamas quirúrgicos Medline



Diseño en forma de campana para un ajuste perfecto



3 prácticos bolsillos en la camisa



Cuello en V



Cintura con cordones ajustables



Pantalón y camisa empaquetados por separado o en sets

Pijamas quirúrgicos Soft

- » Fabricados con material SMS de 35 g/m² con una opacidad y una suavidad óptimas
- » Baja emisión de pelusa, con un tratamiento antiestático y resistente a los fluidos
- » Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
- » Disponibles en **azul** y en **verde**
- » Sin látex



Pijamas quirúrgicos Advanced

- » Fabricados con material SMS de 42 g/m² con una opacidad y una suavidad óptimas
- » Baja emisión de pelusa, con un tratamiento antiestático y resistente a los fluidos
- » Disponibles en 7 tallas, desde XS a 3XL
- » Disponibles en: **azul**, **verde** y **morado**
- » Sin látex



Pijamas quirúrgicos Soft envasados juntos

Talla	Pijamas quirúrgicos azules	Pijamas quirúrgicos verdes	Envasado
XS	P35PBXS	P35PGXS	1/bolsa, 25/envase
S	P35PBS	P35PGS	1/bolsa, 25/envase
M	P35PBM	P35PGM	1/bolsa, 25/envase
L	P35PBL	P35PGL	1/bolsa, 25/envase
XL	P35PBXL	P35PGXL	1/bolsa, 25/envase
2XL	P35PB2XL	P35PG2XL	1/bolsa, 25/envase
3XL	P35PB3XL	P35PG3XL	1/bolsa, 25/envase

Pijamas quirúrgicos Soft envasados por separado

Talla	Camisas azules	Pantalones azules	Camisas verdes	Pantalones verdes	Envasado
XS	PXS9110S	PXS9110P	P35PGXS-S	P35PGXS-P	1/bolsa, 50/envase
S	PS9110S	PS9110P	P35PGS-S	P35PGS-P	1/bolsa, 50/envase
M	PM9110S	PM9110P	P35PGM-S	P35PGM-P	1/bolsa, 50/envase
L	PL9110S	PL9110P	P35PGL-S	P35PGL-P	1/bolsa, 50/envase
XL	PXL9110S	PXL9110P	P35PGXL-S	P35PGXL-P	1/bolsa, 50/envase
2XL	P2XL9110S	P2XL9110P	P35PG2XL-S	P35PG2XL-P	1/bolsa, 50/envase
3XL			P35PG3XL-S	P35PG3XL-P	1/bolsa, 50/envase

Pijamas quirúrgicos Advanced envasados juntos

Talla	Pijamas quirúrgicos azules	Pijamas quirúrgicos verdes	Pijamas quirúrgicos morados	Envasado
XS	P42PBXS	P42PGXS	P42PPXS	1/bolsa, 25/envase
S	P42PBS	P42PGS	P42PPS	1/bolsa, 25/envase
M	P42PBM	P42PGM	P42PPM	1/bolsa, 25/envase
L	P42PBL	P42PGL	P42PPL	1/bolsa, 25/envase
XL	P42PBXL	P42PGXL	P42PPXL	1/bolsa, 25/envase
2XL	P42PB2XL	P42PG2XL	P42PP2XL	1/bolsa, 25/envase
3XL	P42PB3XL	P42PG3XL	P42PP3XL	1/bolsa, 25/envase

Pijamas quirúrgicos Advanced envasados por separado

Talla	Camisas azules	Pantalones azules	Camisas verdes	Pantalones verdes	Camisas moradas	Pantalones morados	Envasado
XS	P42PBXS-S	P42PBXS-P	P42PGXS-S	P42PGXS-P	P42PPXS-S	P42PPXS-P	1/bolsa, 50/envase
S	P42PBS-S	P42PBS-P	P42PGS-S	P42PGS-P	P42PPS-S	P42PPS-P	1/bolsa, 50/envase
M	P42PBM-S	P42PBM-P	P42PGM-S	P42PGM-P	P42PPM-S	P42PPM-P	1/bolsa, 50/envase
L	P42PBL-S	P42PBL-P	P42PGL-S	P42PGL-P	P42PPL-S	P42PPL-P	1/bolsa, 50/envase
XL	P42PBXL-S	P42PBXL-P	P42PGXL-S	P42PGXL-P	P42PPXL-S	P42PPXL-P	1/bolsa, 50/envase
2XL	P42PB2XL-S	P42PB2XL-P	P42PG2XL-S	P42PG2XL-P	P42PP2XL-S	P42PP2XL-P	1/bolsa, 50/envase
3XL	P42PB3XL-S	P42PB3XL-P	P42PG3XL-S	P42PG3XL-P	P42PP3XL-S	P42PP3XL-P	1/bolsa, 50/envase

CHAQUETAS CALENTADORAS

Mantenga a su personal caliente en las zonas abiertas más frías del hospital con la cómoda gama de chaquetas calentadoras de Medline. Estas chaquetas calentadoras están diseñadas para tener un aspecto profesional. Y la gama incluye chaquetas de manga larga, manga tres cuartos y manga corta para satisfacer todas sus exigencias higiénicas.

- » Fabricadas en un cómodo material SMS
- » Cierre con 5 botones
- » 3 bolsillos reforzados y cómodos
- » Cuello y puños tejidos blancos y suaves para ofrecer un aspecto profesional

Gama de manga larga

Referencia	Descripción	Envasado
NONERP600S	Azul, S	10/bolsa, 30/envase
NONERP600M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase
NONERP600L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase
NONERP600XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase



NONERP600S

Gama de manga larga con elástico en la cintura

Referencia	Descripción	Envasado
NONERP610S	Azul, S	10/bolsa, 50/envase
NONERP610M	Azul, M	10/bolsa, 50/envase
NONERP610L	Azul, L	10/bolsa, 50/envase
NONERP610XL	Azul, XL	10/bolsa, 50/envase



NONERP800S



NONERP860M

Gama de manga tres cuartos

Referencia	Descripción	Envasado
NONERP800S	Azul, S	10/bolsa, 30/envase
NONERP800M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase
NONERP800L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase
NONERP800XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase
NONERP860M	Blanco, M	10/bolsa, 30/envase
NONERP860L	Blanco, L	10/bolsa, 30/envase
NONERP860XL	Blanco, XL	10/bolsa, 30/envase

Gama de manga corta

Referencia	Descripción	Envasado
NONERP700M	Azul, M	10/bolsa, 30/envase
NONERP700L	Azul, L	10/bolsa, 30/envase
NONERP700XL	Azul, XL	10/bolsa, 30/envase



NONERP700S

GORROS³

El cubrir la cabeza y el cabello ayuda a reducir el riesgo de que partículas extrañas puedan penetrar en las heridas quirúrgicas y protege a los pacientes de una posible contaminación en los quirófanos o en las unidades de cuidados intensivos. Los gorros de protección desechables de Medline ofrecen un alto nivel de comodidad y existen en una variedad de formas, tamaños y diseños que satisfacen las necesidades estéticas y de protección de todos los hospitales.

Nuestra amplia gama de productos, incluyendo capuchas y gorros quirúrgicos con y sin elástico, son aptos para trabajar en una gran variedad de intervenciones quirúrgicas y para una gran variedad de peinados. Para ofrecerte aún más opciones y ajustarse a tu presupuesto, gorros de Medline están disponibles en diferentes materiales como Cluster Keyback o viscosa y polipropileno spunbond, que han pasado los requisitos de biocompatibilidad, ofrecen un bajo desprendimiento de pelusas y no contienen látex.

Gama Comfort

La gama Comfort es la línea de productos de Medline de gorros de protección preferida para el quirófano. Fabricada en suave y transpirable Cluster Keyback, esta línea ofrece un alto nivel de comodidad y protección. Los productos de la gama Comfort están disponibles en azul y verde y en una gran variedad de diseños. Medline se compromete a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Nuestra gama de productos Comfort se produce en instalaciones certificadas por Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61100 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61150A 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra · azul



Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS61250 50/caja
300/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra con banda para sudor · azul



Gorro quirúrgico con elástico

FS61300 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con banda elástica sin látex · verde · talla 53 cm



Gorro quirúrgico con elástico

FS61350 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con banda elástica sin látex · azul · talla 53 cm



Gorro quirúrgico

FS61450 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · estilo marinero · azul



Gorro quirúrgico

FS61500 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera perfilada · verde



Gorro quirúrgico

FS61550A 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera perfilada · azul



Gorro quirúrgico

FS61750A 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas · para pelo largo · azul



Gorro quirúrgico

FS61850A 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas · para pelo corto · azul




Gorro quirúrgico

FS61950 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · azul

Gama Colorful

La gama Colorful está fabricada en viscosa spunlaced, que es un material suave y transpirable, similar al algodón. La gama ofrece una gran comodidad y una amplia variedad de colores. Medline se compromete a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Nuestra gama de productos Colorful se produce en instalaciones certificadas por Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).




Gorro quirúrgico

FS60750B

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas · para pelo largo · azul




Gorro quirúrgico

FS60850B

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con cintas · para pelo corto · azul




Gorro quirúrgico

FS60950B

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · azul




Gorro quirúrgico

FS60950G

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · verde




Gorro quirúrgico

FS60950P

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · morado




Gorro quirúrgico

FS60950PK

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · rosa



Gorro quirúrgico


FS60950W

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · blanco

Gama Basic

Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales en las instalaciones sanitarias a un precio conveniente, la gama Basic está confeccionada en spunbond con un gramage de entre 12 y 30 gramos. La gama Basic de gorros de protección está disponible en azul, verde, blanco y con patrones de impresión.



Gorro quirúrgico

NONE28625

100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con cintas · zona superior en material SMS, material reforzado de gasa absorbente en los laterales · talla única · azul claro




Gorro quirúrgico

FS67050

100/caja
600/envase

Gorro en tejido spunlaced · talla única · azul




Gorro quirúrgico

NONE28233F

100/caja
500/envase

Gorro con elástico y estampado de mariposa · talla 60 cm · azul




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63100A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63150

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde




Gorro quirúrgico tipo escafandra

FS63150A

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico tipo escafandra ligero · azul




Gorro quirúrgico con elástico

FS63300

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · verde



Gorro quirúrgico con elástico

FS63350

100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · azul



Gorro quirúrgico con elástico

FS63360 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · blanco



Gorro quirúrgico

FS63450A 100/caja
600/envase

Gorro quirúrgico · estilo marinero · azul



Gorro clip

FS65360 100/caja
1.000/envase

Gorro clipcap · talla única · blanco



Gorro clip

FS65450 100/caja
1.200/envase

Gorro clipcap · talla única · azul



Gorro clip

FS65460 100/caja
1.200/envase

Gorro clipcap · talla única · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1000 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · verde



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1002 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1003 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1004 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · azul



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1005 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · verde

Escoge el gorro más apropiado



Gorros quirúrgicos tipo escafandra

Gorros tipo escafandra con cintas a nivel del cuello. Estos gorros de talla única ofrecen la mayor cobertura de todos nuestros productos, dentro de nuestra gama de gorros de protección, para un rendimiento sin preocupaciones durante la cirugía.

Algunos de ellos cuentan con una banda absorbente para el sudor, que aumenta la comodidad de los profesionales sanitarios, especialmente en procedimientos más largos.



Gorros quirúrgicos con cintas para pelo largo y pelo corto

Con cintas en la parte posterior del cuello, estos gorros quirúrgicos ajustables están diseñados para personas con pelo largo o corto de forma que siempre mantienen el cabello cubierto de manera segura.

Este gorro quirúrgico es ideal para su uso en quirófano o para cirugías ambulatorias.



Gorros quirúrgicos con elástico en la parte trasera

Gracias a su forma amplia y elástica en la parte trasera, estos gorros quirúrgicos de talla única proporcionan un ajuste cómodo y seguro, cumpliendo con las necesidades de los días más activos.

Este diseño de gorro es ideal para pelo largo y para su uso en largos periodos en quirófano, la UCI y otros servicios como el laboratorio.

Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Envasado
FS61100	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61150A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61250	Cluster Keyback, con banda para el sudor, azul	50/caja, 300/envase
FS63100A	Polipropileno spunbond 30 g/m², verde	100/caja, 600/envase
FS63150A	Polipropileno spunbond 30 g/m², azul	100/caja, 600/envase
FS63150	Polipropileno spunbond 20 g/m², azul	100/caja, 600/envase

Referencia	Descripción	Envasado
Para pelo largo		
FS61750A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60750B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
Para pelo corto		
FS61850A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60850B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
NONE28625	SMS y material reforzado de gasa, azul	100/caja, 500/envase

Referencia	Descripción	Envasado
FS61500	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61550A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61950	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60950B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
FS60950G	Viscosa, verde	100/caja, 600/envase
FS60950P	Viscosa, morado	100/caja, 600/envase
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/caja, 600/envase
FS60950W	Viscosa, blanco	100/caja, 600/envase

BATAS PARA PACIENTES

Mejorar el cuidado del paciente es una prioridad para todos los proveedores de atención sanitaria. La mayoría de los hospitales y de los profesionales sanitarios dan un paso más en esta dirección, y se proponen como objetivo general, alcanzar un alto nivel de cuidados y de satisfacción, siempre con el paciente en mente.

En Medline pensamos que la calidad del producto contribuye a la calidad del cuidado que los pacientes reciben durante su estancia en el hospital.

Nuestras batas para pacientes están fabricadas con un suave material de tejido sin tejer SMS, que proporciona a sus pacientes opacidad, comodidad y protección durante las estancias hospitalarias.

Medline ofrece una amplia variedad de diseños para satisfacer las diferentes necesidades de su centro. Puede elegir entre una selección de batas para pacientes con abertura delantera, trasera o con cierres de velcro en las mangas.

Referencia	Talla	Descripción	Envasado
NONE27046 NONE27046XL	L XL	Bata para paciente sin mangas, azul	50/envase
NONE27046SL	L	Bata para paciente de manga corta, azul	50/envase
NONE27246SLV	L	Bata para paciente con cierres de velcro en las mangas, azul	50/envase
NONE27SLK	Pediatrico (4 a 9 años)	Bata para paciente pediátrico de manga corta, azul	100/envase
CRIE4060K	L	Bata tipo kimono de manga larga, cintas en la cintura, azul	60/envase
NONE27036	Talla única	Capa para paciente con pestaña adhesiva en el cuello, azul oscuro	100/envase
NONE27100	L	Bata para paciente con abertura frontal y manga corta, cintas en la cintura, azul	100/envase



VESTIMENTA PARA PACIENTES

Nuestra vestimenta proporciona a los pacientes comodidad y dignidad durante su cirugía ambulatoria o procedimiento diagnóstico, ya que está fabricada con un material de polipropileno suave y opaco. Descubra los componentes individuales de Medline y elija entre pantalones cortos para colonoscopia, ropa interior o calzas elásticas para ofrecer a sus pacientes los mejores cuidados y la mayor comodidad.

Referencia	Talla	Descripción	Envasado
NONE27UP NONE27UPXXL	L XXL	Ropa interior con elástico, azul oscuro	200/envase
NONECSHL NONECSH2XL	L XXL	Pantalones cortos para colonoscopia con abertura posterior y cierres de velcro, azul	100/envase
CRIE2210	Tamaño estándar (32 cm de longitud)	Calzas elásticas con suela rígida, blancas	100/envase
MDTEFP218RXL	XL	Calcetines, rojos	48/envase




KITS PARA PACIENTES⁴

Nuestro conocimiento del diseño y la fabricación de la vestimenta hospitalaria nos permite ofrecer nuevas soluciones para cirugías ambulatorias. Medline, con la mente puesta en la eficiencia, ha creado varias soluciones de kit para pacientes y un kit para visitantes, para ajustarse a sus necesidades y a su presupuesto.

Los kits contienen vestimenta para pacientes de un solo uso, que se puede usar durante el procedimiento de diagnóstico o la cirugía ambulatoria. Todos los componentes están envasados convenientemente en una bolsa individual que se puede proporcionar al paciente a su llegada. Gracias a su envasado, es fácil organizar el almacenamiento y reponer el stock, y solo tendrá que pedir un artículo, en vez de cuatro o cinco componentes individuales.

Como fabricante y distribuidor líder a nivel mundial de productos sanitarios, entendemos su enfoque y las necesidades de sus pacientes. Aplicamos las normas de calidad más altas a nuestros productos y en cada paso del proceso de montaje y fabricación.

Referencia	Talla	Descripción	Envasado
KIT1030	L	Kimono azul Bata para paciente de manga corta, azul Ropa interior azul oscura Gorro azul Calcetines antideslizantes rojos	40/envase
KIT1035 KIT1035XXL	L XXL	Kimono morado Bata para paciente de manga corta, morada Ropa interior azul oscura Gorro azul Calcetines antideslizantes rojos	40/envase
KIT1040 KIT1040XXL	L XXL	Bata para paciente de manga corta, abertura delantera, azul Pantalones de pijama azules Gorro azul Calcetines antideslizantes rojos	40/envase
KIT3020 KIT3020XXL	L XXL	Bata para paciente de manga corta, azul Ropa interior azul oscura Gorro blanco Calzas blancas	50/envase
KIT2020 KIT2020XXL	L XXL	Bata para paciente de manga corta, azul Gorro blanco Ropa interior azul oscura Calzas elásticas con suela rígida, blancas	40/envase
NONE27KITK	Pediatrico (4 a 9 años)	Bata para paciente pediátrico de manga corta, azul Ropa interior azul oscura Gorro blanco Calzas blancas	50/envase
NONE35LKIT NONE352XLKIT	L XXL	Bata para paciente de manga corta, azul Pantalones de pijama azules Gorro blanco Calzas antideslizantes blancas y azules	50/envase
CRIE4000BKIT	L	Bata de protección con puños elásticos, azul Mascarilla tipo II con cintas, azul Gorro blanco Calzas blancas	50/envase



MEDLINE TAMBIÉN OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, PARA PROCEDIMIENTOS Y RESPIRATORIAS.

ECHE UN VISTAZO AL FOLLETO DE MASCARILLAS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Mascarillas



Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial o visítenos en: www.medline.eu/es



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

¹⁾ El calzado es un producto sanitario de clase I de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745.

²⁾ Los pijamas quirúrgicos desechables son productos sanitarios de clase I de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745.

³⁾ Los gorros son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.

⁴⁾ Los kits para pacientes son equipos de procedimiento de acuerdo con el Artículo 22 del Reglamento (UE) 2017/745.

El fabricante del equipo de procedimiento es Medline International France SAS, 5 Rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179-ES 12/2019



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

