

## Nitrile standard



### MediGuard Special Nitrile

<b>Codice prodotto</b>	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu violaceo
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	7,0-N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	240 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,010; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### SensiCare® Silk

<b>Codice prodotto</b>	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu violaceo
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	6,7-N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	244 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### SensiCare® Ice

<b>Codice prodotto</b>	486800 486801 486802 486803 486804
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu violaceo
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	8,1-N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	249 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone

# Guida per ordinare i guanti da esame

## MediGuard Special Nitrile



### SensiCare® Free

Senza Acceleratori

<b>Specialità</b>	Senza Acceleratori
<b>Codice prodotto</b>	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	8,2 N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	243 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### Restore® Sense

Rivestimento interno in farina d'avena colloidale

<b>Codice prodotto</b>	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Verde limone
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	6,8 N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	244 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,05; 0,05; 0,045 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 250 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 230 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### Generation Pink Nitrile

Sensibilizzazione contro il cancro al seno

<b>Codice prodotto</b>	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Rosa
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	6,7-N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	240 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 250 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 230 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### Sterile Procedure Nitrile

Guanto in nitrile sterile

<b>Codice prodotto</b>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	7,8 N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	302 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,14; 0,011; 0,09 mm
<b>Confezionamento</b>	S - L: 50 guanti/dispenser, 6 dispenser/cartone XL: 50 guanti/dispenser, 6 dispenser/cartone

## Nitrile con polsino lungo



### Sensicare® Extended Cuff

<b>Codice prodotto</b>	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu
<b>Superficie texturizzata</b>	Punta delle dita
<b>Forza alla rottura</b>	12,4 N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	280 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,14; 0,10; 0,08 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 100 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 90 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



### SensiCare® Pro

<b>Codice prodotto</b>	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
<b>Taglie</b>	XS-XL
<b>Colore</b>	Blu
<b>Superficie texturizzata</b>	Interamente texturizzati
<b>Forza alla rottura</b>	20,4 N
<b>AQL 1.0</b>	1,0
<b>Lunghezza del polsino (taglia M)</b>	412 mm
<b>Spessore (dita, palmo, polsino)</b>	0,23; 0,18; 0,11 mm
<b>Confezionamento</b>	XS - L: 50 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 50 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone

## Vinile



### Eco Vinyl

MGE323  
MGE324  
MGE325  
MGE326  
MGE327

#### Codice prodotto

#### Taglie

XS-XL

#### Colore

Trasparente

#### Superficie texturizzata

Liscio

#### Forza alla rottura

4.4 N

#### AQL 1.0

1,5

#### Lunghezza del polsino (taglia M)

245 mm

#### Spessore

(dita, palmo, polsino)

0,11; 0,09; 0,07 (± 0,03) mm

#### Confezionamento

XS - L: 150 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone  
XL: 130 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone



### ACCUtouch®

MDS192074  
MDS192075  
MDS192076  
MDS192077

XS-XL

Trasparente

Liscio

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S - XL: 100 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone



### Curad® 3G

CUR8233  
CUR8234  
CUR8235  
CUR8236  
CUR8237

XS-XL

Bianco

Liscio

3.7 N

1,5

248 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

XS - L: 100 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone  
XL: 90 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone

## In Lattice



### Curad® Latex

CURE8103  
CURE8104  
CURE8105  
CURE8106  
CURE8107

XS-XL

Bianco

Liscio

7.5 N

1,5

249 mm

0,13; 0,11; 0,09 mm

XS - L: 100 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone  
XL: 90 guanti/dispenser,  
10 dispenser/cartone

**Vi forniamo i  
guanti giusti  
per la giusta  
procedura.**

## Supporto in metallo



### Supporto singolo

MDS191094

#### Codice prodotto

#### Materiale

Filo rivestito

#### Colore

Bianco

#### Confezionamento

10 pezzi per confezione di  
vendita



### Supporto doppio

MDS192094B

Filo rivestito

Bianco

6 pezzi per confezione di  
vendita



### Supporto triplo

MDS193094

Filo rivestito

Bianco

10 pezzi per confezione di  
vendita

## Supporto in plexiglass



### Supporto singolo

INTL191096

#### Codice prodotto

#### Materiale

Plexiglass

#### Colore

Trasparente

#### Confezionamento

12 pezzi per confezione di  
vendita



### Supporto triplo

INTL193096

Plexiglass

Trasparente

6 pezzi per confezione di  
vendita