

The background of the advertisement is a close-up photograph of several rolls of perforated sterilization bags. The bags are in two colors: blue and pink. They have a fine, grid-like perforation pattern and are reinforced with orange stitching along the edges. The rolls are stacked and slightly overlapping, creating a sense of depth and texture.

**UNA GEMMA PER IL
CONFEZIONAMENTO.**

Teli per sterilizzazione Gemini

Garantisci l'integrità del tuo processo di sterilizzazione

I TELI PER STERILIZZAZIONE GEMINI ASSICURANO L'INTEGRITÀ DEL TUO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE.

Drappeggiabili e Resistenti

Il telo per sterilizzazione Gemini è resistente a tagli e forature, offrendo prestazioni migliori di quelle dei teli standard in SMS. È molto morbido e facile da piegare, quindi più semplice da utilizzare.

Linting basso e migliori proprietà di adesione per il nastro indicatore

La conformazione della superficie del telo è ideale per favorire l'adesione del nastro di confezionamento per sterilizzazione. La naturale proprietà di basso linting aiuta a mantenere l'integrità delle confezioni sterili.

Realizzato in esclusivo tessuto con tecnologia SSMMS rappresenta una comprovata barriera di protezione

Gemini è realizzato in polipropilene al 100% multistrato e resistente, garantisce un'elevata barriera protettiva contro liquidi e particelle (testato secondo normativa EN 11607-1 ed EN 868-2).

Versatile

L'utilizzo di Gemini Wrap di MEDLINE è indicato in tutti i cicli di sterilizzazione più importanti, tra cui:

GEMO-GEM5

- > Cicli a vapore con prevuoto (Autoclave)
- > Cicli a vapore (Autoclave)

GEM1-GEM5

- > Sterilizzazione con etilene ossido (ETO)
- > Sterilizzazione con STERRAD®
- > Steris V-PRO sterilizzazione a bassa temperatura
- > STERIZONE VP4 sterilizzazione a bassa temperatura

Certificazione WRAP

Tutti i nostri fogli da sterilizzazione Gemini sono prodotti in una struttura certificata WRAP. La promozione ed il rispetto del lavoro e dei diritti umani nella nostra catena di distribuzione fa parte del programma di responsabilità sociale di Medline.

Descrizioni più dettagliate dei 12 principi relativi al WRAP sono consultabili sul sito web: www.wrapcompliance.org.



FOGLIO SINGOLO DI STERILIZZAZIONE GEMINI

Il foglio singolo Gemini è un'ottima soluzione per i centri di sterilizzazione dove vengono utilizzati due fogli per avvolgere un dispositivo medico o uno strumento.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000 pezzi/conf.	GEM1118-EU 1000 pezzi/conf.	GEM2118-EU 1000 pezzi/conf.	GEM3118-EU 600 pezzi/conf.		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000 pezzi/conf.	GEM1120-EU 1000 pezzi/conf.	GEM2120-EU 500 pezzi/conf.	GEM3120-EU 250 pezzi/conf.		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 pezzi/conf.	GEM1124-EU 500 pezzi/conf.	GEM2124-EU 500 pezzi/conf.	GEM3124-EU 250 pezzi/conf.	GEM4124-EU 250 pezzi/conf.	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 pezzi/conf.	GEM1130-EU 300 pezzi/conf.	GEM2130-EU 300 pezzi/conf.	GEM3130-EU 200 pezzi/conf.	GEM4130-EU 250 pezzi/conf.	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 pezzi/conf.	GEM1136-EU 300 pezzi/conf.	GEM2136-EU 300 pezzi/conf.	GEM3136-EU 150 pezzi/conf.	GEM4136-EU 150 pezzi/conf.	GEM5136-EU 144 pezzi/conf.
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 pezzi/conf.	GEM1140-EU 250 pezzi/conf.	GEM2140-EU 250 pezzi/conf.	GEM3140-EU 150 pezzi/conf.	GEM4140-EU 150 pezzi/conf.	GEM5140-EU 96 pezzi/conf.
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 pezzi/conf.	GEM1145-EU 250 pezzi/conf.		GEM3145-EU 100 pezzi/conf.	GEM4145-EU 100 pezzi/conf.	GEM5145-EU 96 pezzi/conf.
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 pezzi/conf.	GEM1148-EU 250 pezzi/conf.	GEM2148-EU 100 pezzi/conf.	GEM3148-EU 50 pezzi/conf.	GEM4148-EU 50 pezzi/conf.	GEM5148-EU 48 pezzi/conf.
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 pezzi/conf.	GEM1154-EU 100 pezzi/conf.	GEM2154-EU 100 pezzi/conf.	GEM3154-EU 50 pezzi/conf.	GEM4154-EU 50 pezzi/conf.	GEM5154-EU 48 pezzi/conf.
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 pezzi/conf.			GEM3172-EU 50 pezzi/conf.	GEM4172-EU 50 pezzi/conf.	

FOGLI PER STERILIZZAZIONE GEMINI INTERLEAVE

I fogli Gemini Interleave offrono, per le centrali di sterilizzazione dove è utilizzato il confezionamento sequenziale, sia la nostra tecnologia multistrato che la differenziazione per colore. Questa soluzione combina sicurezza e resistenza allo strappo. Sono indicati per l'utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 pezzi/conf.	GEM2124INT-EU 500 pezzi/conf.	GEM3124INT-EU 250 pezzi/conf.	GEM4124INT-EU 250 pezzi/conf.
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 pezzi/conf.	GEM2130INT-EU 300 pezzi/conf.	GEM3130INT-EU 200 pezzi/conf.	GEM4130INT-EU 250 pezzi/conf.
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 pezzi/conf.	GEM2136INT-EU 300 pezzi/conf.	GEM3136INT-EU 150 pezzi/conf.	GEM4136INT-EU 150 pezzi/conf.
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 pezzi/conf.	GEM2140INT-EU 250 pezzi/conf.	GEM3140INT-EU 150 pezzi/conf.	GEM4140INT-EU 150 pezzi/conf.
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 pezzi/conf.	GEM2148INT-EU 100 pezzi/conf.	GEM3148INT-EU 50 pezzi/conf.	GEM4148INT-EU 50 pezzi/conf.
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 pezzi/conf.	GEM2154INT-EU 100 pezzi/conf.	GEM3154INT-EU 50 pezzi/conf.	GEM4154INT-EU 50 pezzi/conf.
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 pezzi/conf.	GEM4172INT-EU 50 pezzi/conf.

FOGLI PER STERILIZZAZIONE BONDED GEMINI

Il Gemini Bonded Wrap può dare maggiore sicurezza nel vostro processo di sterilizzazione. Due fogli saldati insieme forniscono un'eccezionale resistenza e migliorano l'efficienza. Il doppio colore facilita il rilevamento di perforazioni ed aiuta a differenziare diversi set di strumenti.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 pezzi/conf.	GEM1118T-EU 500 pezzi/conf.	GEM2118T-EU 500 pezzi/conf.	GEM3118T-EU 300 pezzi/conf.		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 pezzi/conf.	GEM1120T-EU 500 pezzi/conf.	GEM2120T-EU 250 pezzi/conf.	GEM3120T-EU 125 pezzi/conf.		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 pezzi/conf.	GEM1124T-EU 250 pezzi/conf.	GEM2124T-EU 250 pezzi/conf.	GEM3124T-EU 100 pezzi/conf.	GEM4124T-EU 100 pezzi/conf.	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 pezzi/conf.	GEM1130T-EU 150 pezzi/conf.	GEM2130T-EU 150 pezzi/conf.	GEM3130T-EU 75 pezzi/conf.	GEM4130T-EU 100 pezzi/conf.	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 pezzi/conf.	GEM1136T-EU 150 pezzi/conf.	GEM2136T-EU 150 pezzi/conf.	GEM3136T-EU 75 pezzi/conf.	GEM4136T-EU 75 pezzi/conf.	GEM5136T-EU 72 pezzi/conf.
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 pezzi/conf.	GEM1140T-EU 100 pezzi/conf.	GEM2140T-EU 100 pezzi/conf.	GEM3140T-EU 75 pezzi/conf.	GEM4140T-EU 75 pezzi/conf.	GEM5140T-EU 48 pezzi/conf.
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 pezzi/conf.	GEM1145T-EU 100 pezzi/conf.		GEM3145T-EU 50 pezzi/conf.	GEM4145T-EU 50 pezzi/conf.	GEM5145T-EU 48 pezzi/conf.
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 pezzi/conf.	GEM1148T-EU 100 pezzi/conf.	GEM2148T-EU 50 pezzi/conf.	GEM3148T-EU 30 pezzi/conf.	GEM4148T-EU 30 pezzi/conf.	GEM5148T-EU 24 pezzi/conf.
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 pezzi/conf.	GEM1154T-EU 50 pezzi/conf.	GEM2154T-EU 50 pezzi/conf.	GEM3154T-EU 30 pezzi/conf.	GEM4154T-EU 30 pezzi/conf.	GEM5154T-EU 24 pezzi/conf.
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 pezzi/conf.	GEM4172T-EU 30 pezzi/conf.	GEM5172T-EU 24 pezzi/conf.

ACCESSORI

FOGLI DI CARTA ASSORBENTE

I fogli di carta crespa per vassoio facilitano l'assorbimento della condensa durante la sterilizzazione.



Codice	Dimensioni	Confezionamento
TLC009	30 x 30 cm	2000
TLC010	30 x 45 cm	1000
TLC011	30 x 60 cm	1000

COPERTURE ANTIPOLVERE

Queste coperture proteggono i pacchi sterilizzati da polvere ed agenti atmosferici. Sono prodotte con polietilene di qualità, altamente resistente e sono munite di chiusura adesiva.

Codice	Dimensioni	Confezionamento
MDS100815	20 x 30 cm	1000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Per ulteriori informazioni sull'intera gamma Gemini, si prega di contattare l'account manager di Medline o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



ALWAYS ON.

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

I fogli per confezionamento Gemini sono dispositivi medici di classe I non sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. I fogli di carta assorbente sono dispositivi medici di classe I non sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Climipak Ltd
Beech House, Knaves Beech Business Centre, Loudwater
High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, UK

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML678-IT 11/2019.