



**PROTECCIÓN EN LAS
SITUACIONES MÁS CRÍTICAS.**



SOLUCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS
Amplia gama de productos para profesionales y pacientes

DESDE EL CUIDADO DEL PACIENTE HASTA LA PROTECCIÓN DEL PROFESIONAL, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Cada día, los hospitales buscan soluciones innovadoras para mejorar el cuidado del paciente y la protección del personal de una manera eficiente y con productos de alta calidad.

Con las soluciones para cuidados del paciente (como la higiene para pacientes, el control de la humedad, la prevención de úlceras por presión y el control de fluidos) y para la protección del profesional (como la vestimenta de protección y los guantes de examen), Medline tiene lo que necesita para su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los productos Medline están diseñados para brindar apoyo a las prácticas habituales, estandarizar los cuidados y mejorar la evolución del paciente, y a su vez, proteger al profesional.

ÍNDICE

Higiene para pacientes	3
Control de la humedad	4
Prevención de úlceras por presión	4
Aspiración	5
Vestimenta de protección	6
Guantes de examen	7

HIGIENE PARA PACIENTES

Baño de paciente EasyBath®

La solución para el baño de paciente EasyBath no requiere agua, aclarado o secado adicional.

Con materiales hipoalergénicos y ultrasuaves, EasyBath proporciona protección cutánea y se puede calentar para ofrecer una mayor comodidad para el paciente.

Al usar una solución envasada, los profesionales sanitarios pueden bañar a los pacientes más rápido que con los métodos de baño tradicionales. EasyBath también ayuda con el control de la humedad y, por lo tanto, con la prevención de úlceras por presión.



Impregnado¹

Referencia	Descripción	Toallitas/paquete
MSCE095103A	Toallita EasyBath 24/c, sin fragancia	8
MSCE095104	Toallita EasyBath 30/c, con fragancia	8
MSCE095105	Toallita EasyBath 30/c, sin fragancia	8
MSCE095309	Toallita ligero EasyBath, sin fragancia	8
MSCE095230	Gorro champú EasyBath, con fragancia	1
MSCE095231	Gorro champú EasyBath, sin fragancia	1
MSCE263654	Toallitas Aloetouch, con fragancia	48
MSCE263810	Toallitas ReadyFlush, con fragancia	24
WM80300	Manoplas EasyBath, con fragancia	8
WM80301	Manoplas EasyBath, sin fragancia	8
MSCE995302WM	Manoplas EasyBath, con fragancia	5
MSCE995310WM	Manoplas EasyBath, con fragancia, antibacterianas	8
MSCE995311WM	Manoplas EasyBath, con fragancia, antibacterianas	8



Manoplas secas, para utilizar con sus productos de limpieza de paciente.

No impregnado

Referencia	Descripción	Toallitas/paquete
MEDGLOVE01	Manoplas secas, 16 x 23 cm, 75 g	100
MEDGLOVE02	Manoplas secas, 14,5 x 20 cm, 65 g	100
MEDGLOVE03	Manoplas secas, 14,5 x 20 cm, 75 g	100

Cuidado bucal VAPprevent®²

Para pacientes con ventilación mecánica en UCI, los productos VAPprevent ofrecen una cómoda solución todo en uno para la limpieza de las cavidades bucales de los pacientes y reducen los factores de riesgo relacionados con la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP, por sus siglas en inglés). Estas herramientas y estos componentes están diseñados para usarlos con comodidad y ayudar a proporcionar cuidados bucales consistentes a todos los pacientes.



Referencia	Descripción
MDS096202EU	DenTips, torunda bucal, azul, no tratada, con envase
MDS096502EU	DenTips, torunda bucal, verde, no tratada, con envase
MDS096525EU	Torunda de succión, tratada, con envase
MDS096575EU	Cepillo de dientes de succión, tratado, con envase
MDS09657200EU	Kit de cepillo de dientes VAPprevent, 1 torunda
MDS096572MEU	Kit de cepillo de dientes VAPprevent, 1 torunda, enjuague, gel
MDS09651300EU	Kit de succión VAPprevent, 1 torunda, 2 torundas
MDS096513MEU	Kit de succión VAPprevent, 1 torunda, 2 torundas, enjuague, gel
MDS096013MEU	Kit estándar VAPprevent, 2 torundas, enjuague y gel

CONTROL DE LA HUMEDAD

Ultrasorbs^{®3}

Ultrasorbs son superabsorbentes únicos y transpirables desarrollados para controlar la humedad y ayudar a prevenir las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH) en los casos de asistencia sanitaria más complejas.

En caso de pérdida continua de fluidos por exudados o drenajes de la herida, piernas edematosas, incontinencia o aumento de la transpiración, los superabsorbentes Ultrasorbs absorberán y encapsularán la humedad corporal de la piel del paciente, manteniéndola seca, y protegiendo la superficie que se encuentra debajo.

Los superabsorbentes Ultrasorbs son especialmente útiles en salas con alta dependencia como en las UCI, donde el cuidado de los pacientes es complejo debido a su frágil estado de salud.



Referencia	Dimensiones	Invasado
ULTRASRBE2540	24 x 40 cm	100/caja, 10/bolsa
ULTRASRBE4561	45 x 61 cm	60/caja, 10/bolsa
ULTRASRBE6191	61 x 91 cm	70/caja, 10/bolsa
MSCE4090PUPS	101.6 x 228.6 cm	30/caja
MSCE4090PUPSB	101.6 x 228.6 cm	1/paquete, 30/caja
ULTRSRB4561ST sterile	45 x 61 cm	1/paquete, 160/caja
ULTRSRB6191STA sterile	61 x 91 cm	1/paquete, 50/caja
MSCE4090PPSTA sterile	101.6 x 228 cm	1/paquete, 25/caja
USAPE6191ES	61 x 91 cm	60/caja, 10/bolsa
USAP4090ES	101.6 x 228 cm	1/paquete, 25/caja

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

Heelmedix[®] y Heel Raiser[®] Pro⁴

Heelmedix y Heel Raiser Pro son botas que ayudan a prevenir y controlar las úlceras por presión para pacientes con movilidad reducida. Especialmente en las UCI, estas botas ayudan a los profesionales sanitarios a proporcionar un cuidado de alta calidad, evitando la aparición de úlceras por presión en los talones de los pacientes gracias a un dispositivo de descarga, y la caída del pie.

Referencia	Descripción	Invasado
MDTE823330P	Heelmedix, pequeño, protector del talón	1/unidad
MDTE823330SW	Heelmedix, con cuña, protector del talón	1/unidad
MDTE823330XL	Heelmedix, XL, con cuña, protector del talón	1/unidad
MDTE823200CS	Heel Raiser Pro, protector del talón	4/caja



ASPIRACIÓN

Tubos de aspiración, cánisters y yankauers

Medline ofrece una completa gama de sistemas de aspiración con cánisters reutilizables y bolsas, tubos y yankauers desechables.

Cánisters y bolsas de aspiración⁵

Las bolsas de aspiración desechables MED-SOFT, minimizan el riesgo de fuga de desechos médicos infecciosos y están diseñadas para proporcionar seguridad clínica.

Capacidad	Cánisters Reutilizables	Bolsas de aspiración desechables
1 l	DYNDCL01000	DYNDSC1000
1.5 l	DYNDCL01500	DYNDSC1500
3 l	DYNDCL03000	DYNDSC3000



Tubos^{6,7}


Los tubos ORNEX VC⁶ están fabricados con control de vacío, que proporciona un buen punto de fijación para catéteres bronquiales y traqueales.

Referencia	Tipo	Diámetro interno	Longitud	Invasado
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1.80 m	50/caja
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50/caja
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1.80 m	50/caja
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50/caja



El rollo de tubo ORNEX7 es perfecto para la UCI porque se puede cortar en segmentos hasta conseguir el tamaño necesario para quirófano o un procedimiento en concreto.



Referencia	ID	Longitud	Invasado
ORNEX5100	5 mm	rollo de 30 m = 1.8 m x 16 tramos entre bulbos	1/caja
ORNEX6100	6 mm		1/caja
ORNEX7100	7 mm		1/caja



Yankauers⁸

Medline cuenta con varios tamaños de yankauers para ayudar en los procedimientos del cuidado oral, disponibles con o sin control de vacío. La punta redondeada está diseñada para minimizar el daño tisular, incluso en las zonas más delicadas.

Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	Agujeros	Control de vacío	Invasado
Y1200	Punta fina	275 mm	12 CH	2	No	50/caja
Y1201	para uso pediátrico, dental y en otorrinolaringología	275 mm	12 CH	2	Sí	50/caja
Y1500		195 mm	15 CH	0	No	100/caja
Y1501		195 mm	15 CH	0	Sí	100/caja
Y1800	Punta normal para uso faríngeo	250 mm	18 CH	6	No	50/caja
Y1801		250 mm	18 CH	6	Sí	50/caja
Y240FS	Punta recta	297 mm	24 CH	4	Sí	50/caja
Y240FB	Punta bulbo	297 mm	24 CH	4	Sí	50/caja



VESTIMENTA DE PROTECCIÓN

La vestimenta de protección de Medline ayuda a proteger a los profesionales sanitarios y a los visitantes de la UCI y contribuye a un mejor control de las infecciones en las zonas de Cuidados Intensivos. Utilizamos materiales de alta calidad que ofrecen una gran protección y comodidad.

Batas de aislamiento⁹



NONE386CF

Las mangas y el frontal de las batas de aislamiento son de SMS de gramaje medio, y la espalda es de material spunbound, para un confort y transpirabilidad adicionales. Estas batas llevan cintas en el cuello y la cintura, así como puños tejidos en las muñecas. Las batas son transpirables, cómodas y de tallaje amplio para una cobertura completa y flexible.

Batas de aislamiento impermeables^{9a}



CRIE4040C

Las mangas y el frontal de estas batas, son de un material bilaminado impermeable, y la espalda de un material de SPP transpirable. Este diseño ofrece un gran balance entre protección y confort. Las batas de aislamiento impermeables llevan puños tejidos y cintas en el cuello y la cintura, asegurando que la bata se mantiene siempre en su sitio.

Pijamas quirúrgicos¹⁰



Los pijamas desechables de Medline han sido diseñados en colaboración con profesionales de la salud y representan una alternativa premium a los pijamas reutilizables. El rango de pijamas Soft ha sido fabricado en un suave y confortable SMS de 35gr, con una gran opacidad para poder realizar el trabajo diario en el quirófano con seguridad. En la camisa encontramos un cuello en forma de V, un diseño en forma de campana para un ajuste perfecto y tres bolsillos. El pantalón lleva cintas en la cintura. Este rango está disponible en azul y verde.

Conjunto pijama azul, talla L: P35PBL
Conjunto pijama verde, talla L: P35PGL

Gorros¹¹



FS61750A
para pelo largo



FS61850A
para pelo corto

Los gorros son utilizados habitualmente por profesionales y visitantes de UCI.

Mascarillas¹²



NONE27378



NONE27412EL

Todas las mascarillas de procedimientos de Medline están fabricadas con materiales de alta calidad seleccionados cuidadosamente, que cumplen con los estándares de rendimiento y biocompatibilidad de la norma EN14683. Ninguna mascarilla contiene látex.

GUANTES DE EXAMEN

Los guantes de examen de Medline están disponibles en una variedad de materiales y tamaños y ayudan a evitar la propagación de infecciones.

Guantes de examen de nitrilo Restore[®]



Los guantes de examen Restore[®] proporcionan una protección óptima para el usuario y son guantes de examen de nitrilo con certificación dual los cuales cumplen con la Legislación de Productos Sanitarios y la Legislación de Equipos de Protección Individual.

Los guantes Restore también cuentan con un revestimiento interno de avena coloidal para reconfortar la piel y asegurar un cumplimiento de una higiene de manos adecuada. Los guantes Restore proporcionan una fuerza de rotura y sensibilidad ideal, así como una alta resistencia a una variedad de productos químicos y fármacos citostáticos.



La caja dispensadora cuenta con film MicroStop, lo que ayuda a reducir el desperdicio de guantes y optimizar la dispensación de ellos.

Extrapequeña	Pequeña	Mediana	Grande	Extragrande
OAT-XS	OAT-S	OAT-M	OAT-L	OAT-XL

Guantes de examen SensiCare[®] de puño largo¹³



Los guantes SensiCare[®] con puño largo también cuentan la certificación dual: Legislación de Productos Sanitarios y la Legislación de Equipos de Protección Individual. Los guantes de puño largo proporcionan mayor grosor y longitud para las situaciones que requieren una protección extra.

Estos guantes cuentan con una alta resistencia a una variedad de productos químicos y fármacos citostáticos.

Extrapequeña	Pequeña	Mediana	Grande	Extragrande
MDSEXTXS	MDSEXTS	MDSEXTM	MDSEXTL	MDSEXTXL

Guantes de examen de nitrilo estériles para procedimientos cortos fuera del quirófano¹⁴



Los guantes de examen de nitrilo estériles cuentan con un puño largo y son envasados por pares. Son perfectos para situaciones donde se necesita una opción estéril que brinde una protección extra.

Pequeña	Mediana	Grande	Extragrande
MDS2294	MDS2295	MDS2296	MDS2297


HIGIENE PARA PACIENTES



CONTROL DE LA HUMEDAD



ASPIRACIÓN



ÚLCERA POR PRESIÓN PREVENCIÓN

VESTIMENTA DE PROTECCIÓN



GUANTES DE EXAMEN



Para ver la gama completa de productos de Medline, visite www.medline.eu/es o contacte con su delegado de ventas



ALWAYS
ON.

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

¹Los productos EasyBath, excepto MSCE095309, son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

²Los productos VAPprevent son productos sanitarios no estériles de clase I y IIa, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

³Los protectores Ultrasorbs no estériles son productos sanitarios de clase I. Los protectores Ultrasorbs estériles son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

⁴Heelmedix y Heel Raiser Pro son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

⁵Las fundas y los recipientes son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

⁶El tubo ORNEX VC es un producto sanitario estéril de clase I, destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

⁷Los rollos de tubo ORNEX son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

⁸Los yankauers son productos sanitarios estériles de clase IIa, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

⁹Las batas de examen son producto sanitario clase I de conformidad con el Reglamento (EU) 745/2017 y equipo de protección individual categoría I de conformidad con el Reglamento (EU) 425/2016.

¹⁰Las batas de aislamiento impermeables son equipo de protección individual categoría I de acuerdo con el Reglamento (EU) 425/2016.

¹¹Los pijamas quirúrgicos son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

¹²Las mascarillas NON27378 y NON27412EL son productos sanitarios no estériles de clase I, destinadas a ser utilizadas por profesionales sanitarios.

¹³Los guantes de examen no estériles son productos sanitarios de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

¹⁴Los guantes de examen estériles son productos sanitarios de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

©2019 Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML491-ES02/CM 06/2019.