



REDUCE EFICAZMENTE LA INFLAMACIÓN.



Soluciones para Terapia de Frío
Terapia de Frío Especializada. Segura y Sencilla

BOLSAS DE HIELO ACCU-THERM™

Las bolsas de hielo Accu-term se usan en tratamientos de terapia de frío para reducir la inflamación y la hinchazón, así como para ayudar a mitigar los espasmos musculares reduciendo la temperatura de la piel.



Las bolsas de hielo de Medline están diseñadas con una capa interior impermeable que evita la formación de humedad en su superficie y cuentan con una capa exterior de tejido sin tejer que permite el contacto directo con la piel.

Ofrecemos una amplia gama de bolsas de hielo en diferentes tallas y formas para cubrir todas las necesidades terapéuticas.

Cada bolsa de hielo está diseñada para aplicar una terapia de frío específica. Los cierres multiuso hacen que sea sencillo volver a llenar las bolsas para un uso repetido en un mismo paciente.



Bolsas con cintas
Una bolsa de hielo universal de tamaño mediano y grande que se puede ajustar directamente en la zona afectada con cuatro cintas.



Bolsa con correas elásticas
Una banda de hielo universal con correas elásticas con velcros.



Bolsa Ojos/Pómulos
Bolsa de talla universal para ser usada sobre Nariz, Ojos y Pómulos.



Bolsa perineal
Forma ajustada máxima comodidad y eficacia en área perineal. Postparto.



Bolsa maxilo-facial
Diseñada especialmente para terapias de frío en la cara y la cabeza, con correa de seguridad.

| Referencia | Descripción | Dimensiones | Invasado |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| NON4410E NON4420E | Bolsa con cintas | 35.7 x 13.3cm 41.3 x 17.9cm | 25 uds/estuche 2 estuches/caja |
| NON4430E | Bolsa maxilo-facial | 35,5 x 13cm | 12 uds/estuche 2 estuches/caja |
| NON4440E | Bolsa Ojos y Pómulos | 28,5 x 19,9cm | 15 uds/estuche 2 estuches/caja |
| NON4460E | Bolsa con bandas elásticas | 41.3 x 17.9cm | 15 uds/estuche 2 estuches/caja |
| NON4480E | Bolsa perineal | 35,7 x 11cm | 50 uds/estuche 2 estuches/caja |

Las bolsas de hielo Accu-Therm son productos sanitarios de clase I no estéril indicados para ser usadas por profesionales de la salud. Antes de usar, consulte las instrucciones y precauciones incluidas en su etiquetado.



BOLSAS DE FRIO INSTANTANEO

- » Superficie suave, de tejido sin tejer, evita la condensación de agua y permite poner la bolsa en contacto directo con la piel.
- » Solución costo-eficaz que elimina la necesidad de emplear congelador u otro tipo de complementos.
- » Formulación no tóxica con contenido en urea.
- » Fácil activación mediante pliegue.
- » Disponible en 2 tamaños.

| Referencia | Descripción | Tamaño | Temperatura superficial | Invasado |
|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| CPACKS | Bolsa de Frío Instantáneo - Pequeña | 12.7 x 19 cm | 0°C | 24/caja |
| CPACKL | Bolsa de Frío Instantáneo - Grande | 16 x 24 cm | 0°C | 24/caja |



BOLSA PERINEAL DE FRIO INSTANTANEO

- » Las bolsas perineales de frío instantáneo combinan la función de compresa absorbente postparto con la función calmante del frío
- » Solución costo-eficaz que elimina la necesidad de emplear congelador u otro tipo de complementos.
- » Banda adhesiva para asegurar su colocación
- » Fórmula no tóxica con contenido en urea.
- » Fácil activación mediante pliegue
- » Tamaño universal

| Referencia | Descripción | Tamaño | Absorción | Adhesivo | Invasado |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| CPACKP | Bolsa Perineal de Frío Instantáneo | 11.4 x 36.2 cm | Alta | Banda | 24/caja |



Las bolsas de frío instantáneo son productos sanitarios de clase IIa para ser utilizados por profesionales de la salud. Antes de usar, consulte las indicaciones y advertencias del etiquetado.



Medline le ofrece un amplio rango de productos y soluciones.



CARE SETS

Soluciones Sencillas y Eficientes

LA SOLUCIÓN - Care Sets son una solución integral para diferentes procedimientos médicos.

LA CALIDAD - Cada set es diseñado de acuerdo con las especificaciones marcadas por el cliente, fabricado y esterilizado cuidadosamente en Europa.

LA ECONOMIA - Cuando elegimos la Solución correcta y la Calidad óptima, reducimos los costes de nuestros clientes.

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid - España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

Para conocer más sobre CareSet, contacte con su
Dilegado Comercial, o visítenos en
www.medline.com/es

©2018 Medline Industries, Inc. Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. ML525 ES 03/2018.



ALWAYS
ON

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid - España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2018 Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA., Estados Unidos. Productos Sanitarios no estériles clase I. ML525-ES/DD 03/2018.



Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteauboutin, France