



CUIDADOS
AO PACIENTE



VAPrevent™

Conforto do paciente, confiança na equipa e prevenção de infeções

COMPONENTES INDIVIDUAIS para implementar protocolos passo-a-passo



Esponja oral DENTIPS® não tratada

As esponjas são usadas para remover a acumulação de muco na boca do doente. Podem ser utilizadas na limpeza oral em combinação com um elixir, hidratante oral ou com outras soluções.

MDS096202EU	Esponja embalada individualmente	500 unidades/caixa (500 esponjas/caixa)
MDS096206EU	Esponjas embaladas em conjuntos de 20 unidades	50 unidades/caixa (1000 esponjas/caixa)

CE Produtos não esterilizados classe I




Esponja oral DENTIPS® com dentífrico

As esponjas com dentífrico, estimulam o tecido oral, removendo os detritos e a acumulação de muco na boca do doente. A esponja pode ser usada sozinha ou em combinação com a pasta de dentes ou hidratante oral. Para ativar a pasta de dentes, utilize saliva do doente ou um pouco de água.

MDS096502EU	Esponja embalada individualmente	500 unidades/caixa (500 esponjas/caixa)
MDS096504EU	Esponjas embaladas em conjuntos de 10 unidades	100 unidades/caixa (1000 esponjas/caixa)

CE Produtos não esterilizados classe I




ESPONJA COM SUÇÃO e dentífrico

Conectar a um tubo de aspiração e controlar a aspiração na cavidade oral. Inclui uma esponja com dentífrico e é utilizada na limpeza oral quando não é necessária uma escova de dentes. A função de sucção ajuda a remover as secreções e a cabeça em ângulo ajuda a alcançar a parte posterior da boca para uma limpeza mais profunda.

MDS096525EU	Esponja embalada individualmente	100 unidades/caixa (100 esponjas/caixa)
-------------	----------------------------------	---

CE Produtos não esterilizados classe I



ESCOVA DE DENTES COM SUÇÃO

Esta escova de dentes pode ser ligada a uma linha de sucção normal e controlada através da válvula de polegar. A escova de dentes super macia com esponja é usada no desbridamento mecânico dos dentes e das gengivas. A função de sucção ajuda a remover as secreções.

MDS096575EU	Escova de dentes embalada individualmente	100 unidades/caixa (100 escovas de dentes/caixa)
-------------	---	--

CE Produtos não esterilizados classe I



ESCOVA DE DENTES PARA ADULTO

A escova de dentes para adulto com cerdas de nylon excepcionalmente macias é suave para os dentes e gengivas e proporciona uma limpeza oral eficaz.

MDS096082	Escova de dentes para adulto	72 uni/caixa
-----------	------------------------------	--------------



HIDRATANTE ORAL

O Hidratante Oral da Medline aplicado com a DenTIPS nos lábios e tecido oral do doente protege-os contra a secura.

MDS096803E	Hidratante Oral	100 uni/caixa
------------	-----------------	---------------

KITS DE HIGIENE ORAL INDIVIDUAIS práticos e capazes de melhorar os processos

O kit contém todos os artigos de que precisa.



A cavidade é ideal para colocar a solução para a higiene oral.



KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL standard

O kit contém:
- 2 esponjas orais verdes DenTIPS com dentífrico
- 1 saqueta de elixir Medline (15 ml)
- 1 saqueta de hidratante oral Medline (3 g).

MDS096013MEU	Kit de Higiene Oral VAPprevent standard	100 unidades/caixa 100 kits/caixa
--------------	---	--------------------------------------

CE Produtos não esterilizados classe I



KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL com esponjas com aspiração

O kit contém:
- 2 esponjas com sucção com dentífrico
- 1 esponja oral DenTIPS.

Também disponível com elixir e hidratante oral

MDS09651300EU	Kit VAPprevent com esponjas com aspiração	100 unidades/caixa 100 kits/caixa
MDS096513MEU	Kit VAPprevent com esponjas com sucção e solução	100 unidades/caixa 100 kits/caixa

CE Produtos não esterilizados classe I



KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL com escova com aspiração

O kit contém:
- 1 escova
- 1 esponja

Também disponível com elixir e hidratante oral

MDS09657200EU	Kit VAPprevent sem solução com escova de dentes com sucção	100 unidades/caixa 100 kits/caixa
MDS096572MEU	Kit VAPprevent com escova de dentes com sucção	100 unidades/caixa 100 kits/caixa

CE Produtos não esterilizados classe I

Ingredientes do Elixir Medline: água, glicerina, poloxâmero 407, aromatizante, betaina, sorbato de potássio, hidroxietil celulose, sucralose, ácido cítrico
Ingredientes do Hidratante Oral Medline: água, glicerina, carbômero, hidróxido de sódio, aromatizante, sucralose, ácido sórbico, hidroxietil celulose, EDTA dissódico

Os produtos enumerados anteriormente destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.*

ACESSÓRIOS



CONECTOR DE TUBO DE SUÇÃO FLEXÍVEL

O conector de tubo flexível com duas extremidades é utilizado para conectar o tubo de aspiração à extremidade da esponja ou escova.

VAPCONNECT	Conector de tubo de sucção	25 unidades/caixa (1000 unidades/caixa)
------------	----------------------------	---

CE Este produto é um dispositivo médico não esterilizado de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. **

PROCEDIMENTOS DE HIGIENE ORAL

em unidades de saúde

Quer se trate de um hospital ou de uma casa de repouso, uma boa higiene oral é essencial para diminuir as infeções e dar uma sensação geral de satisfação ao doente.

Conforto do doente: bem-estar geral

Um doente com dores na boca poderá não comer e desidratar-se. Uma má higiene oral também pode afetar o humor do doente e a interação com as outras pessoas.

Prevenção de infeções: PAV e PACS

A Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) e a Pneumonia Associada aos Cuidados de Saúde (PACS) são objetivos de gestão primários para os profissionais de controlo de infeções e constituem um risco grave para a saúde dos doentes

1.^a das infeções mais comuns que ocorrem em doentes nos cuidados intensivos¹

2.^a causa mais comum de infeção nosocomial no hospital²

A mortalidade atribuível à PAV continua a ser alvo de debate³, mas a PAV pode ser associada ao aumento do seguinte:

- » Duração da ventilação
- » Duração do internamento no hospital e na UCI
- » Custos.⁴



ALWAYS ON.

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda

Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive, Northfield,
IL 60093, USA



Shanghai International Holding
Corp GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80 20537
Hamburg, Germany



Conod Medical Co., Ltd
NO 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town,
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

¹ Vincent, J. L. et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. *Critical Care Medicine* 34, 344–353 (2006).

² Rotstein C, Evans G, Born A, et al. Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. *Can J Infect Dis Med Microbiology*, 19(1), 19-53 (2008).

³ Melsen, W. G., Rovers, M. M. & Bonten, M. J. M. Ventilator-associated pneumonia and mortality: A systematic review of observational studies. *Critical Care Medicine* 37, 2709–2718 (2009).

⁴ Safdar, N., Dezfoulian, C., Collard, H. R. & Saint, S. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. *Critical Care Medicine* 33, (2005).