



**MEJORE LA EFICACIA
PROMOVIENDO LA SEGURIDAD.**

QuickSuite® Kits cobertores de mesa quirúrgica
Kit todo en uno para mesa de quirófano.

REDUCE LOS TIEMPOS DE CAMBIO ENTRE CIRUGÍAS Y PROMUEVE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Los Kits protectores de mesa quirúrgica de Medline QuickSuite® constan de diferentes componentes desechables para preparar la mesa antes de la cirugía y hacer el cambio rápido para la siguiente. QuickSuite® le ayuda a vencer algunos de los desafíos más importantes en un quirófano.

Impulse la eficiencia

Los Kits cobertores de mesa quirúrgica QuickSuite® contienen todo lo necesario para la preparación del siguiente procedimiento rápido y eficazmente.

Promueva la seguridad

Los artículos QuickSuite® son de un solo uso y se desechan después del procedimiento, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Con QuickSuite® dispone de una gama de productos que incluye nuestra sábana Sahara súper absorbente que consigue mantener al paciente seco y cómodo. La capa impermeable de nuestra sábana Sahara protege a su vez la mesa, ya que impide el contacto con los líquidos.


Costes más bajos

Los diferentes kits QuickSuite® tienen todo lo necesario para la preparación de la mesa y ayuda a eliminar los costes de lavado así como los costes de reemplazo para ropa de cama y protectores de colchón de la mesa.

REDUZCA LA HUMEDAD CON LA SÁBANA ABSORBENTE COBERTORA DE MESA QUIRÚRGICA SAHARA

El exceso de humedad es una de las principales causas de la maceración y rotura de la piel. Las pruebas demuestran que la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara absorbe el 2.056% de su peso o más de 3,7 litros/m² de fluido³ ayudando a reducir el riesgo mediante el control de la humedad.

- » La tecnología de polímero del núcleo encapsula rápidamente la humedad, manteniendo la integridad de la piel
- » Dos dimensiones diferentes según necesidades de mesa quirúrgica 102x230cm y 102x152cm
- » Superficie lisa acolchada
- » Su diseño desechable reduce el riesgo de contaminación cruzada por bacterias.
- » Sin desprendimiento de partículas
- » La adherencia de la capa inferior es perfecta para cirugías que necesitan una posición inclinada.



ELIJA SU KIT QUICKSUITE

Medline le ofrece diferentes posibilidades para satisfacer sus necesidades.

Artículo / referencia	Sábana cobertora absorbente Sahara		Sábana de transferencia		Cobertores de brazos 72.5x33.5cm	Cobertor de posicionador de cabeza 38cm x 39cm	Empaquetado (Uds/caja)
	102x152cm	102x230cm	102x152cm	152x198cm			
DYND4060SBE	x						20
DYND4090SBE		x					20
DYNDDS4060E			x				50
DYNDDS6078E				x			48
DYKQSUITEL2CEA-SB		x	x				24
DYKQSUITEL2CEA		x	x				24
DYKQSUITEL3CEA		x	x		x		16
DYKQSUITEL4CEA		x	x		x	x	16
DYKQSHPC1CEA						x	300
QSACOVER					x		100
DYKQS01	x		x		x		30

Todos los Kits QuickSuite® contienen la sábana Sahara antideslizante. El kit DYKQSUITEL2CEA-SB incluye una sábana Sahara no antideslizante, facilita el reposicionamiento

MEJORE SU QUIRÓFANO



PROMUEVA LA SEGURIDAD

Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara.



MEJORE LA EFICIENCIA

Reduzca el tiempo de cambio entre cirugías con los packs adaptados.



REDUZCA COSTES

Elimine residuos con los kits adaptados y evite costes asociados a productos reutilizables.

Para más información contacte con su delegado de Medline o visite www.medline.eu/es



ALWAYS
ON

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

³Data on file.