


Acceso vascular

Sábanas de angiografía y componentes para sus procedimientos



Mejore la
eficiencia de los
procedimientos
de angiografía





Índice de contenidos

Sábanas quirúrgicas	4
Materiales de las sábanas	4
Sábanas para angiografía femoral	6
Sábanas para angiografía radial/femoral	8
Sábanas para marcapasos	10
Sábanas para TAVI	12
Otras sábanas	13
Batas	14
Materiales de batas	14
UltraGard	15
Essential	15
Advanced	15
Protección de equipamiento	16
Bolsas con elástico	16
Fundas para arco en C	18
Otras fundas	19
Recipientes	20
Bateas graduadas	20
Bateas con pestañas	21
Bandejas	21
Jeringas	22
Jeringas transparentes de polipropileno	22
Jeringas de colores de polipropileno	23
Jeringas de colores de policarbonato	24
Jeringas de control para angiografía	25
Agujas	26
Agujas hipodérmicas	26
Agujas hipodérmicas de seguridad	26
Agujas de acceso vascular	27
Cables guía	28
Cables guía para diagnóstico	28
Dispositivos de seguridad	29
Gold Standard en seguridad	29
Etiquetas no impresas	30
Etiquetas impresas	31
Etiquetas impresas personalizadas	31

Sábanas quirúrgicas

Medline ofrece una amplia variedad de sábanas quirúrgicas y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos manteniendo la seguridad y comodidad de los pacientes.

Materiales de sábanas

EssentialUltra

- » Tejido bilaminado Essential, absorbente e impermeable
- » Refuerzo ultraabsorbente, diseñado para procedimientos de angiografía



Las sábanas más costo-eficientes de la colección estándar de Medline presentan un tejido bilaminado y están compuestas por una capa absorbente y una película impermeable para proporcionar una barrera extraordinariamente resistente y un óptimo control de los fluidos. Fabricadas con una combinación de polipropileno no tejido y una película de polietileno, los paños Essential ofrecen una gran resistencia y adaptabilidad. Al incorporar un refuerzo ultraabsorbente diseñado especialmente para procedimientos cardíacos y angiográficos, las sábanas EssentialUltra garantizan una intervención segura.

UltimateUltra


- » Tejido trilaminado Ultimate, absorbente e impermeable, incluye una capa de confort para el paciente
- » Refuerzo ultraabsorbente, diseñado para procedimientos de angiografía



La colección de sábanas estándar de Medline incorpora el excepcional tejido de tres capas Ultimate para proporcionar una barrera de alta resistencia, control de fluidos y comodidad para el paciente. Fabricadas con un material trilaminado, compuesto por dos capas exteriores de polipropileno y una capa interior con una película de polietileno impermeable, el tejido Ultimate ofrece una alta resistencia a fluidos, suavidad y adaptabilidad. Al incorporar un refuerzo ultraabsorbente diseñado especialmente para procedimientos cardíacos y angiográficos, las sábanas UltimateUltra garantizan una intervención segura.


	EssentialUltra	UltimateUltra	AngioUltra
Tipo	Bilaminado	Trilaminado	Cuadrilaminado
Capacidad de absorción	3 gotas	4 gotas	5 gotas
Flujo de salida (%)	100	100	100
Composición del tejido principal	Polipropileno no tejido, película de polietileno	Polipropileno no tejido, película de polietileno, polipropileno spunbound	Polipropileno no tejido, airlaid, película de polietileno, polipropileno spunbound
Composición del refuerzo	Polipropileno	Viscosa y celulosa no tejidas, película de polietileno	

Imágenes




Sábanas para angiografía femoral

1 panel transparente




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG292-BULK
Versión estéril	TBAG292CE
Dimensiones	290 x 224 cm
Refuerzo	118 x 77 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG392-BULK
Versión estéril	TBAG392CE
Dimensiones	343 x 241 cm
Refuerzo	81 x 161/37 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	✓


2 paneles transparentes




Material	EssentialUltra
Referencia	NS-ESAG3521
Versión estéril	ESAG3521CE
Dimensiones	370 x 240 cm
Refuerzo	120 x 80 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	Desplegar primero el extremo de la cabeza
Core	✓




Material	EssentialUltra
Referencia	NS-ESAG452
Versión estéril	-
Dimensiones	400 x 221 cm
Refuerzo	118 x 77 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG252A-BULK
Versión estéril	TBAG252CE
Dimensiones	290 x 221 cm
Refuerzo	118 x 77 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	1 bolsa para instrumentos
Core	✓




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG352-BULK
Versión estéril	TBAG352CE
Dimensiones	343 x 221 cm
Refuerzo	118 x 77 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	✓



Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG3525-BULK
Versión estéril	TBAG3525CE
Dimensiones	370 x 220 cm
Refuerzo	80 x 71 cm
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	-




Material	AngioUltra
Referencia	24177A-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	342 x 218 cm
Refuerzo	Paño completo
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	-
Core	-




Material	AngioUltra
Referencia	24680-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	400 x 232 cm
Refuerzo	Paño completo
Fenestración	Campo de incisión Ø 15 cm Aberturas Ø 9 cm
Otros	1 panel transparente en parte inferior
Core	-




Sábanas para angiografía radial/femoral




Material	EssentialUltra
Referencia	NS-ESAG3542
Versión estéril	ESAG3542CE
Dimensiones	370 x 240 cm
Refuerzo	120 x 180/98 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	Desplegar primero el extremo de la cabeza
Core	✓




Material	EssentialUltra
Referencia	NS-ESAG3541
Versión estéril	ESAG3541CE
Dimensiones	370 x 244 cm
Refuerzo	145 x 244/112 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	Desplegar primero el extremo de la cabeza
Core	✓




Material	UltimateUltra
Referencia	TB295575-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	343 x 226 cm
Refuerzo	81 x 146/51 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	1x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	✓




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG354-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	358 x 230 cm
Refuerzo	120 x 138/96 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	✓




Material	UltimateUltra
Referencia	SPTE-TB29569
Versión estéril	-
Dimensiones	403 x 243/226 cm
Refuerzo	114 x 243/94 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	-



Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG454B-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	400 x 244 cm
Refuerzo	81 x 235/39 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	✓




Material	UltimateUltra
Referencia	TBAG4545-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	400 x 240 cm
Refuerzo	120 x 240/60 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	TB29559A-BULK
Versión estéril	TB29560CE
Dimensiones	352 x 243/226 cm
Refuerzo	114 x 243/94 cm
Fenestración femorales	2x Campo de incisión Ø 15 cm, abertura Ø 9 cm
Fenestración radiales	2x Campo de incisión 9 x 12 cm, abertura 6 x 4 cm
Otros	-
Core	✓

Sábanas para marcapasos


1 fenestración




Material	Essential
Referencia	ES10020CE
Versión estéril	ES10020CE
Dimensiones	280 x 200 cm
Refuerzo	-
Fenestración	Adhesivo 15 x 15 cm
Otros	-
Core	-




Material	Essential
Referencia	SPTE-ES9409
Versión estéril	ES9409CE
Dimensiones	360 x 262 cm
Refuerzo	110 x 90 cm
Fenestración	Adhesivo 14 x 12 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	✓



Material	Ultimate
Referencia	SPTE-F8112
Versión estéril	-
Dimensiones	240 x 200 cm
Refuerzo	-
Fenestración	Adhesivo 15 x 15 cm
Otros	-
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	TB9407-BULK
Versión estéril	TB9408CE
Dimensiones	360 x 216 cm
Refuerzo	67 x 150 cm
Fenestración	Adhesivo 15 x 15 cm con campo de incisión completa
Otros	2 paneles transparentes
Core	✓




Material	AngioUltra
Referencia	NS-24000
Versión estéril	-
Dimensiones	340 x 200 cm
Refuerzo	Sábana completa
Fenestración	Adhesivo 11 x 11 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-

2 fenestraciones




Material	EssentialUltra
Referencia	NS-ES9404
Versión estéril	-
Dimensiones	390 x 232 cm
Refuerzo	140 x 98 cm
Fenestración	Campo de incisión completas 18 x 15 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-



Material	UltimateUltra
Referencia	SPTE-TB9405
Versión estéril	-
Dimensiones	390 x 232 cm
Refuerzo	140 x 98 cm
Fenestración	Campo de incisión completas 22 x 20 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-

4 fenestraciones




Material	AngioUltra
Referencia	NS-24230
Versión estéril	-
Dimensiones	335 x 220 cm
Refuerzo	Sábana completa
Fenestración	2x campo de incisión 26 x 13 cm, aberturas 21 x 8 cm, 2x campo de incisión Ø 15 cm, aberturas Ø 9 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-


Paños para TAVI (implante de válvula aórtica transcatóter)




Material	UltimateUltra
Referencia	SPE-TBAG493
Versión estéril	-
Dimensiones	495 x 215/296 cm
Refuerzo	-
Fenestración	1x campo de incisión completa abdominal 35 x 40 cm, 2x campo de incisión completas femorales 12 x 20 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-



Material	UltimateUltra
Referencia	NS-TB9159
Versión estéril	TB9159CE
Dimensiones	448 x 240/290 cm
Refuerzo	170 x 89 cm
Fenestración	1x campo de incisión completa abdominal 60 x 40 cm, 2x campo de incisión completas femorales 15 x 27 cm
Otros	2 paneles transparentes y 2 bolsas laterales dobles
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	NS-TB91595
Versión estéril	-
Dimensiones	448 x 240 cm
Refuerzo	236 x 89 cm
Fenestración	1x campo de incisión completa abdominal 60 x 50 cm, 2x campo de incisión completa femoral 15 x 27 cm
Otros	2 paneles transparentes y 2 bolsas laterales dobles
Core	-




Material	UltimateUltra
Referencia	SPE-TBAG4935
Versión estéril	-
Dimensiones	500 x 255/296 cm
Refuerzos	135 x 255 cm and 74 x 70 cm
Fenestración	1x campo de incisión completa abdominal 45 x 65 cm
Otros	2 paneles transparentes y 2 bolsas laterales dobles
Core	-

Otras Sábanas



Material	Essential
Nombre	Sábana de cabeza
Referencia	NS-ES29485
Versión estéril	-
Dimensiones	290 x 210 cm
Refuerzo	Absorbente 80 x 70 cm
Fenestración	-
Otros	2 paneles transparentes
Core	-



Material	AngioUltra
Nombre	Pediátrica
Referencia	24593-BULK
Versión estéril	-
Dimensiones	314 x 190 cm
Refuerzo	-
Fenestración	2x campo de incisión femorales Ø 8 cm con aberturas Ø 3,5 cm
Otros	2 paneles transparentes
Core	-



Material	Essential
Nombre	Sábana absorbente
Referencia	NS-48149
Versión estéril	-
Dimensiones	80 x 100 cm
Refuerzo	Absorbente
Fenestración	-
Otros	-
Core	-

Batas


Medline ofrece la mayor variedad de batas quirúrgicas del mercado, brindando el mejor equilibrio entre protección y comodidad a un precio competitivo.

Materiales de batas

Refuerzo

Medline le ofrece dos refuerzos diferentes para batas quirúrgicas. El refuerzo textil implica añadir una capa del mismo material de la bata estándar en las mangas y el abdomen. El refuerzo de polímero es una capa de polietileno y polipropileno añadida a la bata en las mangas y la parte delantera.

Código de colores en el cuello



UltraGard

Hechas de material SMS de 35 g/m², estas batas son hidrófobas, ligeras y transpirables de forma natural.

Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Talla	Core
SPT-E3506 NS-E3510	E3606CEA E3510CEA	Bata, estándar, L Bata, refuerzo de polietileno, L	120 cm	✓
NS-FE3545 NS-E3540	FE3545CE E3540CEA	Bata, estándar, XL Bata, refuerzo de polietileno, XL	140 cm	✓
E3516-BULK E3513-BULK	E3616CEA E3513CE	Bata, estándar, XLL Bata, refuerzo de polietileno, XLL	150 cm	✓

Essential

Hechas de material SMS de 35 g/m², estas batas son hidrófobas y tienen un tratamiento adicional.

Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Talla	Core
S3506-BULK S3510-BULK SPT-S3508	S3506CEC S3508CEC S3510CEC	Bata, estándar, L Bata, refuerzo textil, L Bata refuerzo de polietileno, L	120 cm	✓
S3545B-BULK SPT-S3509	S3545CEC S3509CEC	Bata, estándar, XL Bata, refuerzo textil, XL	130 cm	✓
FS3545-BULK S3540-BULK	FS3545CEA S3540CEC	Bata, estándar, XL Bata, refuerzo de polietileno, XL	140 cm	✓
S3516-BULK S3512-BULK S3513-BULK	S3516CEC S3512CEC S3513CEB	Bata, estándar, XLL Bata, refuerzo textil, XLL Bata, refuerzo de polietileno, XLL	150 cm	✓
S3585A-BULK NS-S3511 NS-S3581	S3585CEC S3511CEC S3581CEB	Bata, estándar, 2XLL Bata, refuerzo textil, 2XLL Bata, refuerzo de polietileno, 2XLL	170 cm	✓

Advanced

Hechas de material SMS de 41 g/m², estas batas son hidrófobas y tienen un tratamiento adicional. Se aplica un segundo tratamiento para dotarlas de más flexibilidad.

Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Talla	Core
SPT-OP9506 SPT-OP9508 OP9510A-BULK	OP9506CEA OP9508CEA OP9510CE	Bata, estándar, XL Bata, refuerzo textil, XL Bata, refuerzo de polietileno, XL	130 cm	-
OP9507B-BULK OP9509B-BULK SPT-OP9540	OP9507CEA OP9509CEA OP9540CE	Bata, estándar, XL Bata, refuerzo textil, XL Bata, refuerzo de polietileno, XL	140 cm	-
OP9516A-BULK OP9512B-BULK OP9513A-BULK	OP9516CEB OP9512CE OP9513CE	Bata, estándar, XLL Bata, refuerzo textil, XLL Bata, refuerzo de polietileno, XLL	150 cm	-
NS-OP9585 OP9583-BULK NS-OP9581	OP9585CE OP9583CE OP9581CE	Bata, estándar, 2XLL Bata, refuerzo textil, 2XLL Bata, refuerzo de polietileno, 2XLL	170 cm	-


Todas las referencias estériles de batas quirúrgicas se envasan con dos toallas de mano. Las batas UltraGard y Essential también pueden pedirse directamente en un envase estéril.

Protección de equipamiento

A fin de proteger óptimamente su equipo durante las intervenciones, escoja fundas del tamaño y la forma adecuados. Nuestras fundas se componen de una película transparente de polietileno de alta calidad, y las dimensiones están adaptadas a los distintos tipos de dispositivos del mercado.

Fundas con elástico

Fundas con elástico circulares



Referencia SPT	Referencia estéril	Color de cinta elástica	Diámetro	Altura	Ancho estirado	Core
SPTE-BB7Y	-	Amarillo	20 cm	18 cm	35 cm	-
SPTE-BB11R	ICE60020S	Rojo	30 cm	25 cm	55 cm	-
BB14B-BULK	ICE60028S	Azul	45 cm	35 cm	70 cm	✓
SPTE-BB18P	ICE60030S	Burdeos	56 cm	40 cm	80 cm	✓
SPTE-BB20P	ICE60040S	Rosa	58 cm	50 cm	100 cm	✓
SPTE-BBG070	-	Amarillo	70 cm	60 cm	120 cm	-
BB24W-BULK	ICE60050S	Blanco	72 cm	60 cm	120 cm	✓
ICEBBG070	ICEBBG070	Amarillo	75 cm	65 cm	130 cm	-
NS-BB28W	-	Blanco	80 cm	72 cm	135 cm	-
SPTE-BB30W	-	Azul	152 cm	76 cm	135 cm	-

Fundas con elástico rectangulares

Referencia SPT	Referencia estéril	Color de cinta elástica	Diámetro	Altura	Core
SPTE-BB3020	-	Azul	76 cm	51 cm	-
SPTE-BB3620	-	Azul	91 cm	51 cm	-
SPTE-BB3030	-	Azul	76 cm	76 cm	-
SPTE-BB3630	-	Azul	91 cm	76 cm	-
SPTE-BB4030	-	Azul	102 cm	76 cm	-
BB3538B-BULK	ICEBBG095	Marrón	95 cm	85 cm	✓
NS-BB8090	-	Blanco	36/80 cm	90 cm	✓
NS-BB90120	-	Azul	30/90 cm	120 cm	-
NS-ICE63036R	ICE6036R	Blanco	76 cm	91 cm	-
SPTE-BB4436	-	Azul	112 cm	91 cm	-
SPTE-BB4040	-	Azul	102 cm	102 cm	✓
NS64848S	ICE64848S	Blanco	122 cm	122 cm	-
BB3850G-BULK	ICE63654S	Verde	95 cm	130 cm	✓
SPTE-BB5656	ICE65656S	Blanco	142 cm	142 cm	-



BB3538B-BULK




NS-BB8090




SPTE-BB4040


Fundas para arco en C



Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Composición	Dimensiones	Core
DYNJE4526	DYNJE4526	Juego de arco en C PHILIPS BV300	2 fundas circulares y 1 funda de arco con resorte metálico	60 x 115 cm 70 x 130 cm y 30 x 198 cm	-
NS-ICE4530	DYNJE4530	Juego de arco en C PHILIPS BV25/26	2 fundas circulares y 1 funda de arco con resorte metálico	60 x 115 cm y 30 x 198 cm	-
ICE8232	ICE8232	Kit para arco en C de tamaño completo	1 funda rectangular y 1 funda de arco con clips	10 x 205 cm y 75 x 75 cm	-
38797	ICE4400	Funda para arco en C de tamaño completo	Película de polietileno transparente y flexible con 3 tiras adhesivas de polímero	104 x 188 cm	✓
ICE4430	ICE4430	Funda conformada de tamaño completo	Película de polietileno transparente y flexible con 4 tiras adhesivas de polímero	152 x 267 cm	-




38797




ICE4430

Otras fundas

Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Composición	Dimensiones	Core
NS-ICE1012	ICE1012	Funda de pantalla	2 tiras adhesivas y 2 pestañas adhesivas	91 x 110 cm	-
NS-ICE35975	ICE35975	Funda de preparación	3 pestañas adhesivas	150 x 190 cm	-



NS-ICE1012



NS-ICE35975

Recipientes

Con una amplia variedad de bateas y bandejas, puede encontrar fácilmente el tamaño adecuado para sus necesidades. Las pestañas en nuestras bateas y bandejas ayudan a mantener dentro los cables guía, y su gran capacidad permite una buena inmersión de los instrumentos.

Bateas Graduadas

Referencia SPT	Color	Volumen	Diámetro	Altura	Core
48013-EU	Transparente	60 mL	4.7 cm	5 cm	✓
49477-EU	Azul	60 mL	4.7 cm	5 cm	✓
49478-EU	Rojo	60 mL	4.7 cm	5 cm	✓
9082EU	Transparente	60 mL	5.8 cm	3 cm	✓
PLBWGRTR120	Transparente	120 mL	7.7 cm	3 cm	✓
30395PKA-EU	Rojo	120 mL	7.7 cm	3 cm	✓
BVGP150-EU	Transparente	150 mL	7.5 cm	5 cm	✓
PLBWGRTR150-B	Azul	150 mL	8.6 cm	3 cm	-
PLBWGRTR150-R	Rojo	150 mL	8.6 cm	3 cm	-
PLBWGRTR250	Transparente	250 mL	8.5 cm	5.5 cm	✓
PLBWGRTR250-B	Azul	250 mL	8.5 cm	5.5 cm	✓
84892PK-EU	Rojo	250 mL	9 cm	5.5 cm	✓
84891-EU	Transparente	500 mL	11.7 cm	6 cm	✓
47969-EU	Azul	500 mL	11.7 cm	6 cm	✓
80302-EU	Azul	1,000 mL	15 cm	7.5 cm	✓
80301-EU	Azul	1,500 mL	16 cm	9 cm	✓
48005-EU	Azul	2,500 mL	22 cm	9 cm	✓

Bateas con pestañas

Referencia SPT	Color	Volumen	Diámetro	Altura	Core
96360-EU	Azul	2,500 mL	22 cm	9 cm	✓
119542-EU	Azul	5,000 mL	27 cm	10 cm	-



119542-EU



96360-EU

Bandejas

Referencia SPT	Pestañas	Color	Volumen	Talla	Core
49721-EU	No	Azul	3,000 mL	31 x 24 x 7 cm	✓
80005-EU	Sí	Azul	6,000 mL	44 x 31 x 6.5 cm	✓
47544-EU	Sí	Blanco	9,000 mL	43 x 29.5 x 10 cm	✓



49721-EU



80005-EU



47544-EU

Jeringas

Disponibles con conexión luer-lock o luer-slip, transparentes o de colores, la oferta de jeringas de Medline le ofrece un amplio abanico de posibilidades.

Jeringas transparentes de polipropileno

Jeringas luer-slip

Referencia SPT	Centrada	Piezas	Volumen	Core
303172	Sí	3	1 mL	-
300199	No	2	2 mL	-
9098-EU	Sí	3	2 mL	✓
83083	Sí	3	3 mL	✓
309040	No	2	5 mL	-
83085	Sí	3	5 mL	✓
301360	No	2	10 mL	✓
9056-EU	No	3	10 mL	✓
309210	No	2	20 mL	✓
9061-EU	No	3	20 mL	✓



9098-EU

Jeringas luer-lock

Referencia SPT	Centrada	Piezas	Volumen	Core
91881-EU	Sí	3	1 mL	-
83084	Sí	3	3 mL	✓
83086	Sí	3	5 mL	✓
83082	Sí	3	10 mL	✓
83088	Sí	3	20 mL	✓
83078	Sí	3	30 mL	✓
83080	Sí	3	60 mL	✓



83082

Jeringas de colores de polipropileno

Jeringas luer-slip concéntrico

Referencia SPT	Color	Piezas	Volumen	Core
83060	Rojo	3	6 mL	-
91880-EU	Verde	3	10 mL	-
91872	Azul	3	10 mL	-
91874	Rojo	3	10 mL	-
91878-EU	Amarillo	3	10 mL	-
91879-EU	Amarillo	3	20 mL	-



91874

Jeringas luer-lock concéntrico

Referencia SPT	Color	Piezas	Volumen	Core
91832	Azul	3	10 mL	-
91830	Rojo	3	10 mL	-
91834	Amarillo	3	10 mL	-
91837	Azul	3	20 mL	-
91835	Rojo	3	20 mL	-



91834

Jeringas de colores de policarbonato

Fabricadas para resistir la máxima presión, las jeringas de policarbonato están destinadas especialmente al uso en el entorno cardiovascular. Provistas de un conector luer-lock macho fijo, estas jeringas de tres piezas están disponibles en múltiples colores para que pueda encontrar la adecuada para su procedimiento.


Referencia SPT	Color	Volumen	Core
10351100	Blanco	1 mL	-
10351500	Amarillo	1 mL	-
10351600	Verde	1 mL	-
10341100	Blanco	3 mL	-
10341500	Amarillo	3 mL	-
10341400	Rojo	3 mL	-
10341200	Azul	3 mL	-
10331600	Verde	6 mL	-
10331400	Rojo	6 mL	-
10331200	Azul	6 mL	-
10301100	Blanco	10 mL	✓
10301500	Amarillo	10 mL	✓
10301600	Verde	10 mL	-
10301400	Rojo	10 mL	✓
10301200	Azul	10 mL	✓
10311100	Blanco	20 mL	-
10311500	Amarillo	20 mL	-
10311600	Verde	20 mL	-
10311400	Rojo	20 mL	-
10311200	Azul	20 mL	-
10321100	Blanco	30 mL	-
10321200	Azul	30 mL	-



Jeringas de control para angiografía

Estas jeringas de control para angiografía se fabrican en policarbonato transparente para poder visualizar las burbujas de aire. También incorporan una conexión luer-lock fija o giratoria para mayor seguridad, así como anillos de pulgar para mayor estabilidad.

Referencia SPT	Accesorios	Volumen	Core
AS1201	Luer-lock macho giratorio con adaptador rojo	12 mL	✓
AS1202	Luer-lock macho fijo	12 mL	-



Agujas

Con nuestra oferta de agujas hipodérmicas y angiográficas, puede encontrar fácilmente las que se ajustan a sus necesidades para los procedimientos de radiología intervencionista.


Agujas hipodérmicas

Referencia SPT	Color	Longitud	Calibre	Core
ST18-38-10	Rosa	3.8 cm	18G	✓
ST20-38-10	Amarillo	3.8 cm	20G	✓
ST21-38-10	Verde	3.8 cm	21G	✓
ST22-32-10	Negro	3.2 cm	22G	✓
ST22-38-10	Negro	3.8 cm	22G	✓
ST23-25-10	Azul	2.5 cm	23G	✓
ST23-32-10	Azul	3.2 cm	23G	✓
ST25-16-10	Naranja	1.6 cm	25G	✓
ST25-25-10	Naranja	2.5 cm	25G	✓
ST27-20-10	Gris	2 cm	27G	✓
ST30-13-10	Amarillo claro	1.3 cm	30G	✓




Agujas hipodérmicas de seguridad

Referencia SPT	Color	Longitud	Calibre	Core
5551850815	Rosa	3.8 cm	18G	-
SN2010	Amarillo	2.5 cm	20G	-
SN2115	Verde	4 cm	21G	✓
SN22125	Gris oscuro	3.2 cm	22G	-
SN2558	Naranja	1.6 cm	25G	-
SN2712	Gris claro	1.25 cm	27G	-
SN2310	Azul	2.5 cm	25G	-



Agujas de acceso vascular

Referencia SPT	Descripción	Longitud	Calibre	Core
UNI502652	Conexión rápida, 1 pieza, pared fina	7 cm	18G	✓
UNI502654	Conexión rápida, 1 pieza, pared fina	7 cm	19G	-
UNI-AN19X70/1BC	Sin aletas, 1 pieza	7 cm	19G	✓
UNI-AN/WING	Aletas para agujas angiográficas UNI502652 y UNI502654	-	18/19G	-



Cables guía

Los cables guía se utilizan para facilitar la colocación de catéteres en el sistema vascular. Nuestros cables guía permiten una inserción suave y presentan un diseño atraumático.

Cables guía para diagnóstico

Punta J de núcleo fijo

Referencia SPT	Diámetro (pulg.)	Diámetro (mm)	Longitud	Punta	Recubrimiento	Core
395282	0.035	0.9	150 cm	3 mm J	PTFE	-
395794	0.035	0.9	260 cm	3 mm J	PTFE	-
395112	0.035	0.9	150 cm	dbl 3 mm J	PTFE	-
393999	0.035	0.9	180 cm	dbl 3 mm J	PTFE	-



Dispositivos de seguridad

Ofrecemos una serie de dispositivos de seguridad utilizados para procedimientos angiográficos, incluidos productos Gold Standard y etiquetas impresas, con varios colores disponibles. Las etiquetas permiten diferenciar fácilmente las bateas y las jeringas.

Gold Standard en seguridad

Soporte de agujas

El soporte de agujas de Medline ofrece una base segura para guardar las agujas.

Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Talla	Core
35862M-EU	NDLNESTCE	Contador de agujas con 8 posiciones, base adhesiva	6 x 6 cm, altura 3.5 cm	✓



Safety-Splash™

Safety-Splash minimiza el riesgo de exposición para los profesionales sanitarios y ofrece una forma segura y limpia de deshacerse de restos de líquido.


Referencia SPT	Referencia estéril	Descripción	Talla	Core
95666A-EU	GSSPLASH1CE	Recipiente antisalpicaduras para restos de fluidos	500 mL	✓




Etiquetas no impresas

Etiquetas redondas

Referencia SPT	Color	Diámetro	Core
SA34LTBL	Azul	2 cm	-
SA34R	Rojo	2 cm	-
SA34LTGR	Verde	2 cm	-
SA34Y	Amarillo	2 cm	-



SA34LTBL



SA34R

Etiquetas rectangulares

Referencia SPT	Color	Talla	Core
SLS719	Azul	3.8 x 1.2 cm	-
SLS410	Rojo	3.8 x 1.2 cm	-
SLS125	Verde	3.8 x 1.2 cm	-
SLS14105	Blanco	3.8 x 1.2 cm	✓



SLS410



SLS719

Etiquetas impresas

Referencia SPT	Color	Descripción de la etiqueta	Talla	Core
XH2299	Azul	Heparina	3.8 x 1.2 cm	-
SLS1456	Blanco	Heparina	3.8 x 1.2 cm	-
SLS1457	Blanco	Heparina Salina	3.8 x 1.2 cm	-
XLAMC2271	Marrón	Contraste	3.8 x 1.2 cm	-
SLS14112	Blanco	Contraste	3.8 x 1.2 cm	✓
XL2335	Amarillo	Lidocaína %	3.8 x 1.2 cm	-
SLS912	Gris	Lidocaína	3.8 x 1.2 cm	-
SLS922	Gris	Lidocaína 1 % Adrenalina	3.8 x 1.2 cm	-
SLS1487	Blanco	Cloruro de sodio 0,9 %	3.8 x 1.2 cm	-
SLS1487A	Blanco	NaCl	3.8 x 1.2 cm	-

Contrast

XLAMC2271

Heparine

XH2299

Etiquetas impresas personalizadas

Utilizando nuestras etiquetas rectangulares no impresas, puede personalizar su propio juego de etiquetas impresas. Seleccione el número de etiquetas en la cinta y su color y cree una descripción según sus necesidades específicas.

1. Seleccione el número de etiquetas rectangulares que necesite, de tamaño 3,8 x 1,2 cm.
2. Cree las descripciones de cada medicamento que desee imprimir en estas etiquetas.
3. Escoja un color diferente para cada etiqueta.

NaCl

Nitroglycerine

.....mg/ml.

CONTRAST

.....

Lidocaine

..... %.

Heparin

.....units/ml.



Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado de ventas de Medline o visítenos en: es.medline.eu.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US 