



## SENSICARE® PI EVOLUTION

FABRICADO CON UNA MEZCLA DE POLIISOPRENO SINTÉTICO. NO ESTÁN FABRICADOS CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

SensiCare® PI Evolution es la última incorporación a la revolucionaria línea de guantes quirúrgicos de Medline que no están fabricados con látex de caucho natural. La exclusiva mezcla de poliisopreno garantiza la protección de los profesionales y el personal que requiere una alternativa al látex de caucho natural.

Como resultado, los guantes quirúrgicos SensiCare® son más suaves, más elásticos y más cómodos que otras alternativas al látex para satisfacer las necesidades clínicas y respaldar una iniciativa que proporcione mayor seguridad.

Referencia	Talla	Envasado
MSG9555	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9560	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9565	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9570	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9575	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9580	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9585	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG9590	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

### Recomendado su uso en:

Cirugía General

### Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

### ESPECIFICACIONES:

- Mezcla de Poliisopreno sintético (No está fabricado con látex de caucho natural)
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Grosor: Dedos 0.23mm, Puño 0.17mm
- Longitud (de conformidad con EN455-2  $\geq 270$  mm): 291 mm
- Color: Blanco
- Textura: Suave

*Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)*

