



SIGNATURE LATEX GRIP

Una nueva alternativa para garantizar el máximo control.

- Textura exterior para ofrecer una mejor adherencia.
- Revestimiento de polímero sintético para garantizar un calzado suave.
- Recomendado para procedimientos que requieren la máxima adherencia y sensibilidad.

Ej: ortopedia, neurocirugía, oftalmología.



Referencia	Talla	Envasado
MSG2955	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2960	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2965	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2970	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2975	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2980	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2985	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG2990	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Látex de caucho natural
- Grosor: Puño 0.17mm, Dedos 0.24mm
- Translúcido
- Texturado



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es