



SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

TRATAMIENTO DE HERIDAS




BORDERED GAUZE

Apósito adhesivo Bordered Gauze con reverso resistente al agua. Idóneo para áreas de incisión.

Bordes 
Borde adhesivo
tejido sin tejer

Tamaño 
Disponible en varios
tamaños

Compresa 
Compresa central de calidad,
absorbente no adherente



Ideal para puntos de incisión 

Reverso resistente al agua 

BENEFICIOS:

- El amplio rango de tamaños permite a los profesionales de la salud ser eficientes en su elección del apósito
- La compresa absorbente ayuda a prevenir la maceración perilesional
- La compresa central no adherente hace que la cicatrización de la herida no se vea afectada al retirarse
- Solución rentable para tratar áreas de incisión
- Mayor tiempo de uso
- Menor necesidad de cambio

INDICACIONES:

- Úlceras por presión
- Heridas de espesor parcial y total
- Puntos de incisión

CONTRAINDICACIONES:

- Quemaduras de tercer grado
- Pacientes con alergias a alguno de los materiales

BUENO SABER

Bordered Gauze tiene una durabilidad de **hasta 7 días de uso**, pero debe cambiarse antes de que se produzca la rotura de la piel.

- Bordered Gauze tiene propiedades seguras de fijación, confort, comodidad y absorción.



Referencia	Tamaño	Envasado	Cantidad pedido mínimo
MSCE3223	5x7 cm	15 ud/env.	15
MSCE3278	6.5x8cm	15 ud/env.	15
MSCE3244	10x10 cm	15 ud/env.	15
MSCE3246	10x15 cm	15 ud/env.	15
MSCE3248	10x20 cm	15 ud/env.	15
MSCE32410	10x25cm	15 ud/env.	15
MSCE32414	10x35cm	15 ud/env.	15



REMEDY®

La crema hidratante protectora ofrece una suave película transpirable que hidrata, nutre y protege la piel.



Compatible con CHG



Mezcla con un 24% de silicona Emoliente y Humectante Ingredientes botánicos Tecnología Oleosome



Libre de fragancia, parabenos, sulfatos, aloe y falatos

BENEFICIOS:

- Aporta humectantes (emolientes) y retiene la humedad (humectante) en la piel
- Contiene micropartículas de aceites emolientes y vitaminas que liberan sus beneficios a lo largo del tiempo
- El reemplazo de sustancias alergénicas reduce el riesgo de reseca la piel (de los sulfatos) y de las reacciones alérgicas (fragancias, parabenos, aloe y ftalatos)
- Sin cambios en el protocolo

INDICACIONES:

- Cuida la piel seca
- Destinada para ayudar a mantener las condiciones idóneas de una piel sana
- Uso recomendado para niños mayores de 3 años y adultos

CONTRAINDICACIONES:

- la aplicación para niños mayores de 3 años no debe exceder de 4 veces/día

BUENO SABER

- **Compatible con todos los productos de incontinencia** ya que no afecta a la absorción.
- Debe aplicarse diariamente como o cuando sea necesario.
- **Hipoalergénico, no irritante, no sensibilizante y dermatológicamente testado.**
- Indicado **para piel intacta o dañada.**
- **Transpirable**, permite que la piel se regenere mientras está protegida.
- **Protege de la congelación y evita el calor excesivo.**

La Ciencia



La naturaleza de la crema hidratante protectora



Referencia	Tamaño	Invasado	Cantidad pedido mínimo
MSCE092531	30ml	12/caja	12
MSCE092534	118ml	48/caja	48



MARATHON®

Marathon forma una capa protectora completamente flexible, transparente y notablemente fuerte sobre la piel.

Se presenta en una ampolla de 0.5 g



Punta aplicadora de esponja



Color Violeta



Película




Hecho de Cianoacrilato



Apropiado para piel intacta y dañada



Libre de disolventes



BENEFICIOS:

- Los pacientes con daños en la piel están protegidos de manera efectiva incluso en las condiciones más desafiantes.
- El colorante asegura una cobertura completa del área afectada más la aplicación apropiada
- Confianza en la aplicación adecuada y no desperdicio de producto.
- Tarda 30 segundos para secar, lo que permite ahorrar tiempo de enfermería
- La piel de los pacientes sanará mientras se protege contra una nueva ruptura.
- Protege la piel de los pacientes por más tiempo, ahorro de tiempo de enfermería en la reaplicación
- Adecuado incluso para recién nacidos

INDICACIONES:

Protege la piel intacta y dañada de:

- Humedad
- Incontinencia
- Fluidos corporales
- Retirar adhesivos

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar directamente en:

- Heridas profundas, abiertas, ensangrentadas o crónicas
- Heridas de segundo o tercer grado
- Áreas infectadas

BUENO SABER

- **Marathon seca en aproximadamente 30 segundos.**
- Se encuentran disponibles estudios que destacan la eficacia de Marathon incluso cuando se usan con la piel más frágil en neonatos.
- Marathon brinda protección de **hasta 72 horas** dependiendo de la cantidad de fluidos corporales, etc. que estén presentes.
- Cada ampolla cubre un área de 10x10 cm.
- Marathon **no debe ser aplicado en membranas mucosas.**



Referencia	Tamaño	Envasado	Cantidad pedido mínimo
MSC093001CE	0.5ml	5 ud/env.	5

EVIDENCIA BASADA EN PRODUCTOS

Con las soluciones para el cuidado de la piel Medline tiene a su disposición productos que funcionan de forma complementaria para ayudar a prevenir los problemas de la piel y tratar de manera eficiente los que se han desarrollado.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA PIEL

- Marathon® se adhiere a la piel para crear una barrera protectora de hasta 72 horas.
- Remedy® ofrece una suave película transpirable que hidrata, nutre y protege la piel.



TRATAMIENTO DE HERIDAS

- Apósito adhesivo Bordered Gauze con reverso resistente al agua. Idóneo para áreas de incisión.



Para más información, por favor póngase en contacto con su representante de ventas o visite nuestro sitio web: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier posible error de este folleto.

© 2018 Medline Industries, Inc. Medline, Remedy® y Marathon® son marcas registradas de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML478-ES01/DD 02/2018.