



**DISEÑADAS, PROBADAS Y RESPALDADAS
POR PROFESIONALES QUIRÚRGICOS.**

Batas Quirúrgicas

Prestación, Calidad y Variedad

BATAS QUIRÚRGICAS DE MEDLINE

Prestación, Calidad y Variedad

Múltiples opciones


Para satisfacer cualquier preferencia dentro del quirófano, ofrecemos 5 opciones diferentes de material, cada una con sus características propias y refuerzos, para ofrecer a los profesionales la bata quirúrgica que necesitan.

Optimizar la protección

Los materiales empleados en las batas quirúrgicas de Medline ofrecen altos niveles de protección. Cada una de ellas se fabrica libre de látex, alcanzando o superando los criterios especificados en la norma EN 13795. Los materiales Essential y Advanced tienen un efectivo tratamiento de repelencia hidrostática, así como de repelencia a soluciones alcohólicas, que ofrecen al usuario la protección que necesita con el confort que se merece. Las exclusivas batas Ultimate ofrecen protección impermeable en toda su extensión con una transpirabilidad excepcional.

Protección con Confort

Todas nuestras batas quirúrgicas ofrecen características que consiguen optimizar los niveles de protección y confort del personal del área quirúrgica. Materiales desarrollados con avanzadas tecnologías, de alta transpirabilidad para mantener al usuario cómodo y seco, incluso durante procedimientos prolongados. Nuestras batas poseen uniones pegadas en mangas para conseguir una mayor comodidad y resistencia.




Facilidad de uso

Todas las batas quirúrgicas de Medline están identificadas con un intuitivo código de colores. La etiqueta del producto y la tarjeta de transferencia son morados para las de prestación estándar y azules para las de alta prestación, para facilitar la correcta elección por parte de los profesionales del quirófano. Disponemos de tres coloraciones diferentes del cuello de las batas, para identificar rápidamente el estilo de cada bata: estándar, doble capa de material, reforzada impermeable.

Cuello Morado:
Batas Estándar

Cuello Blanco:
Batas con Refuerzo
Doble Capa

Cuello Azul:
Batas con Refuerzo
de PE



*La normativa Europea EN13795 armoniza los requerimientos específicos estándares para la cobertura de un solo uso y reutilizable (batas quirúrgicas, sábanas/paños quirúrgicos) utilizados como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipamiento médico y, se presuponen para prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal clínico durante los procedimientos invasivos.
**AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Asociación para el avance en la instrumentación médica). El PB70 de la AAMI establece un sistema estándar de referencia para la clasificación de las batas y las sábanas, basado en sus prestaciones de barrera frente a los líquidos especificando así mismo los requerimientos en el etiquetado y los métodos de ensayo estandarizados.

OPS™ UltraGard

Protección eficaz al mejor coste

- Material SMMMS de bajo peso (35gm²) con protección natural repelente a líquidos.
- Confort y transpirabilidad.
- Bata quirúrgica disponible con protecciones estándar y polirreforzada.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
E3505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
E3506CEA / E3506DCE*	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA / E3545DCE*	Bata quirúrgica, XL, 130cm	36/48*
FE3545CE	Bata quirúrgica, XL, 140cm	32
E3516CEA / E3516DCE*	Bata quirúrgica, XLL, 150cm	32/42*
E3585CEA / E3585DCE*	Bata quirúrgica, 2XLL, 160cm	20/42*
E3500CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115cm	32
E3510CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120cm	32
E3540CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140cm	28
E3513CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150cm	24
E3581CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 160cm	20

* Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.



- Las batas UltraGard también están disponibles con un empaquetado sencillo, sin envoltorio de transferencia ni toallas secamanos. Esta configuración facilita la eficiencia del centro, mejorando el tiempo de preparado además de reducir el presupuesto en quirófanos.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
E3606CE	Bata quirúrgica, L, 120cm, Direct, ST	40
E3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130cm, Direct, ST	40
E3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150cm, Direct, ST	36
E3640CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140cm, Direct, ST	32
E3613CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150cm, Direct, ST	28
E3681CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 160 cm, Direct, ST	24



OPS™ Essential

Mayor protección

- Material SMMMS (35gm²) ligero con tratamiento extra repelente.
- Confortable - ofrece una extraordinaria suavidad y transpirabilidad.
- Las batas Essential con refuerzo de PE cumplen con la EN13795 además de con estándares EN 14605 y EN 14126.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
S3505CEC	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36
S3545CEC	Bata quirúrgica, XL, 130cm	36
FS3545CEA	Bata quirúrgica, XL, 140cm	32
S3507CEC	Bata quirúrgica, XL, 140cm, cinta pulgar	32
S3516CEC	Bata quirúrgica, XLL, 150cm	32
S3585CEC	Bata quirúrgica, 2XLL, 170cm	32
S3504CEC	Bata quirúrgica, reforzada, S/M, 115cm	32
S3508CEC	Bata quirúrgica, reforzada, L, 120cm	28
S3509CEC	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm	28
S3512CEC	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm	28
S3511CEC	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170cm	24
S3500CEC / S3500P**	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115cm	32
S3510CEC / S3510P**	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120cm	32
S3540CEC / S3540P**	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140cm	28
S3513CEB / S3513P**	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150cm	24
S3581CEB / S3581P**	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170cm	20



** Cumple con las EN14605 y EN14126, Equipo de Protección Individual Categoría III.

- Las batas Essential también están disponibles con un empaquetado sencillo.



Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
S3606CE	Bata quirúrgica, L, 120cm, Direct	40
S3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130cm, Direct	40
S3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150cm, Direct	36
S3685CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170cm, Direct	32
S3609CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm, Direct	30
S3612CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm, Direct	28
S3611CE	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170cm, Direct	24

OPS™ Advanced

La mejor relación entre confort y protección

- Transpirable - Transfiere rápidamente el calor hacia el exterior para mantener al usuario cómodo.
- Barrera de alto rendimiento de SMMMS (41gm²) para protección y comodidad mejorados.
- Comportamiento de barrera extra.
- Opción diseño Ranglan - proporciona más espacio y libertad de movimientos.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
OP9505CE	Bata quirúrgica, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Bata quirúrgica, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Bata quirúrgica, XL, 140cm	32
OP9516CEB	Bata quirúrgica, XLL, 150cm	32
OP39516CE	Bata quirúrgica, XLL, 150cm, manga raglan	24
OP9575CE	Bata quirúrgica, XXL, 150cm	24
OP9585CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170cm	20
OP9590CE	Bata quirúrgica, 3XL, 135cm	24
OP9508CEA / OP9508DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, L, 130cm	24/40*
OP9809CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm, mascarilla y cinta pulgar	28
OP9509CEA / OP9509DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 140cm	28/36*
OP9512CE / OP9512DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm	24/32*
OP39512CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm, manga raglan	20
OP9812CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm, mascarilla y cinta pulgar	24
OP9583CE / OP9583DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170cm	20/28*
OP9500CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 120cm	28
OP9510CE / OP9510DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 130cm	28/40*
OP9540CE / OP9540DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140cm	24/36*
OP9513CE / OP9513DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150cm	20/36*
OP9581CE / OP9581DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170cm	20/32*



* Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.

OPS™ Ultimate

La bata inteligente con tecnología de membrana transpirable

- Alta Prestación según normativa EN13795 en toda la extensión de la bata y totalmente impermeable a la sangre y a sus patógenos (Testado AAMI** PB70, ASTM F1671).
- Fabricadas en material trilaminado de 60gm².
- Transpirable - reacciona al incremento de la temperatura corporal incrementando la transmisión de vapor de agua.
- Indicada para todos los procedimientos en los que es necesaria una protección integral con óptima transpirabilidad como largas cirugías cardiacas, ortopédicas, trasplantes, etc.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
LW89045CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, XL, 130cm	20
LW32474CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, XLL, 150cm, manga raglan	20
LW39079CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, 2XLL, 150cm, manga raglan	20



- Podemos proponer batas quirúrgicas fabricadas en material testado frente a químicos y citostáticos.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
DYNJPE2301P	Bata quirúrgica, impermeable, Prevention Plus, L, 114cm	24
DYNJPE2302P	Bata quirúrgica, impermeable, Prevention Plus, XL, 142cm	24

*La normativa Europea EN13795 armoniza los requerimientos específicos estándares para la cobertura de un solo uso y reutilizable (batas quirúrgicas, sábanas/paños quirúrgicos) utilizados como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipamiento médico y, se presuponen para prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal clínico durante los procedimientos invasivos.
 **AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Asociación para el avance en la instrumentación médica). El PB70 de la AAMI establece un sistema estándar de referencia para la clasificación de las batas y las sábanas, basado en sus prestaciones de barrera frente a los líquidos especificando así mismo los requerimientos en el etiquetado y los métodos de ensayo estandarizados.

Eclipse®

Una Bata Suave y Confortable

- Extraordinario confort y transpirabilidad.
- Spunlace de 68g/m² con apariencia de textil.
- Protección adecuada.

Referencia	Descripción	Cantidad/Caja
9505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	28
9506CEA / 9506DCE*	Bata quirúrgica, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Bata quirúrgica, L, 120 cm, manga raglan	26
9507CEA / 9507DCE*	Bata quirúrgica, XL, 130cm	24/40*
9707CE	Bata quirúrgica, XL, 130cm, cinta pulgar	24
9516CEA / 9516DCE*	Bata quirúrgica, XLL, 150cm	24/36*
9716CE	Bata quirúrgica, XLL, 150cm, cinta pulgar	24
9575CEA / 9575DCE*	Bata quirúrgica, XXL, 130cm	24/36*
9585CE / 9585DCE*	Bata quirúrgica, 2XLL, 170cm	24/32*
9508CEA	Bata quirúrgica, reforzada, L, 120cm	24
9509CEA / 9509DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm	22/32*
9539CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm	7
9709CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm, cinta pulgar	22
9809CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130cm, mascarilla y cinta pulgar	22
9571CEA / 9571DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XXL, 130cm	20/28*
9512CEA / 9512DCE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm	22/32*
9451CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm	11
9712CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm, cinta pulgar	22
9812CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150cm, mascarilla y cinta pulgar	20
9581CEA / 9581DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170cm	19/28*
9000CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115cm	28
9010CEA / 9010DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120cm	28/32*
9040CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 130cm	24
9513CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150cm	24
9580CE / 9580DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170cm	20/28*

* Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.



Guía de Selección de Batas Quirúrgicas

Utilice esta tabla para determinar qué bata Medline es la más adecuada según el procedimiento, su duración y la presencia de fluidos, además del confort deseado.

Rango	Eclipse			Ultragard™		Essential			Advanced			Ultimate	
	E	R	P	E	P	E	R	P	E	R	P	E	
Estándar/Reforzada/Poli reforzada													
Cirugía Oftalmológica	✓			✓		✓			✓				
Traqueostomía	✓			✓		✓			✓				
ORL	✓			✓		✓			✓				
Implantes Cocleares	✓			✓		✓			✓				
Cirugía Oral	✓			✓		✓			✓				
Amigdalectomía	✓			✓		✓			✓				
Rinoplastias	✓			✓		✓			✓				
Cirugía de Varices	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Proctología	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Obstetricia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Cirugía Maxilofacial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Laparoscopia	✓			✓		✓			✓				
Tiroidectomía	✓			✓		✓			✓				
Marcapasos	✓			✓		✓			✓				
Cirugía Ortopédica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cirugía de Mama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cirugía Plástica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Angiografía	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
Ginecología	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Cirugía Abdominal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía Urológica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía de Cadera		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía Nefrológica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cirugía de Rodilla		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía Torácica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía Cardíaca		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Neurocirugía		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cirugía de Columna		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

Especialidades / Procedimientos Quirúrgicos

Para obtener más información sobre nuestros productos, por favor, visítenos en www.medline.eu/es, o hable con su representante de ventas local.



Medline International Iberia S.L.U
 Parque Empresarial San Fernando
 Avenida de Castilla, 2
 Edificio Munich, Planta Baja
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid
 España
 Tfno: +34 900 600 602
 Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Productos Sanitarios Clase I Estéril. Antes de usarlos, consulte instrucciones y precauciones en la documentación y etiquetado correspondientes.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda aparecer en este folleto.

©2018 Medline Industries, Inc. Medline es una marca registrada de Medline, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.

ML281-ES02/AGS 04/2018.



Medline International France SAS,
 5 rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France

