

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	Cirugías	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Invasado
Signature Latex Rendimiento + Protección 	General	Suave	0.23mm	Beige	5.5-9	MSG5455-MSG5490	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Micro Excelente Sensibilidad Táctil 	General Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Suave	0.20mm	Beige	5.5-9	MSG5855-MSG5890	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Essential Mejor calzado y una mayor flexibilidad 	Cirugía general, Se puede utilizar como guante exterior al realizar la técnica de doble enguantado	Suave	0.21mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG5955-MSG5990	50/dispensador, 200/caja
Triumph® Classic Una alternativa inteligente para sustituir el polvo 	General	Suave	0.22mm	Blanco	5.5-9	MSG5055-MSG5090	50/dispensador, 200/caja
OR Standard PF Látex sin polvo 	General	Ligeramente texturado	0.21mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG5255-MSG5290	50/dispensador, 200/caja

ESPECIALIDADES

Signature Latex Grip Textura exterior reforzada para una mejor adherencia 	General, Ortopedia, Neurocirugía	Texturado	0.24mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG2955-MSG2990	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Ortho Mayor grosor, mayor protección 	Ortopedia, Trauma, Alto Riesgo	Ligeramente texturado	0.31mm	Marrón	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50/dispensador, 200/caja
Triumph® Green Guante interior verde oscuro con Aloe 	Cardiaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Suave	0.22mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG2555-MSG2590	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Green Guante interior verde oscuro con Aloe 	Cardiaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Suave	0.22mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG5555-MSG5590	50/dispensador, 200/caja

LÁTEX CON POLVO

OR Standard Látex con polvo 	General	Ligeramente texturado	0.20mm	Blanco	5.5-9	MSG4155-MSG4190	50/dispensador, 200/caja
---	---------	-----------------------	--------	--------	-------	-----------------	--------------------------

GUANTES QUIRÚRGICOS SIN LÁTEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	Cirugías	Material	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Envasado
Neolon® 2G Policloropreno estándar	Cirugía general, ideal para pieles sensibles y uso con químicos	Policloropreno	Ligeramente texturado	0.23mm	Marrón	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Evolution Combinación de PI	General	Poliisopreno	Suave	0.23mm	Blanco	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® PI El mismo rendimiento del látex sin sus repercusiones	General	Poliisopreno	Suave	0.23mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Micro Mayor Sensibilidad Táctil	General, Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Poliisopreno	Suave	0.20mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50/ dispensador, 200/caja

ESPECIALIDADES

DermAssure™ Green Fabricado sin aceleradores químicos	Cirugía General, ideal para profesionales con piel sensible y para realizar técnica de doble enguantado	Policloropreno	Suave	0.20mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG6555I-MSG6590I	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Ortho Mayor grosor para una alta protección	Ortopedia, Trauma, Alto Riesgo	Poliisopreno	Suave	0.31mm	Crema/traslúcido	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Green con Aloe Guante interior verde oscuro con Aloe	Cardíaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Poliisopreno	Suave	0.20mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50/ dispensador, 200/caja
SensiCare® Shield Atenuación radiológica	Para proteger las manos durante procedimientos fluoroscópicos de la radiación directa o dispersa	Poliisopreno y Tungsteno	Ligeramente texturado	0.30mm	Negro	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5/dispensador, 20/caja

Este producto es un producto sanitario de clase IIa. Antes de utilizarlo, consulte las instrucciones de uso y precauciones del etiquetado correspondiente.

CE 0086 (BSI)   Medline International France SAS,
1 rue Charles Lindbergh,
44110 Oudon-sur-Loire, France



Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

ALWAYS
ON