



**CONFIANZA EN EL  
CONTROL DE FLUIDOS.**

**Tubos y Conectores Para Aspiración**  
Haga Conexiones Sin Preocupaciones

# SEGURIDAD Y FLUIDEZ CON TUBOS DE ASPIRACIÓN MEDLINE

- Tubos de aspiración quirúrgica con baja memoria.
- Tubo conectable no conductor disponible de 5 mm a 7 mm de diámetro interno.
- Particularmente adecuado para su uso en alto vacío.
- Estériles con doble empaquetado.

## TUBOS DE ASPIRACIÓN ESTÉRILES<sup>(1)</sup>

Su estructura está diseñada para evitar cuellos de botella internos y así asegurar el caudal máximo, su conector hembra acanalado en el interior proporciona un ajuste seguro en una amplia gama de accesorios y dispositivos quirúrgicos.

### ORNEX ESTÉRIL

Con conectores hembra acanalados y adaptador a conector macho.

Referencia	DI	Longitud	Uds/caja
ORNEX56A	5 mm	1.80 m	50/caja
ORNEX510		3 m	30/caja
ORNEX66A	6 mm	1.80 m	45/caja
ORNEX610		3 m	25/caja
ORNEX76A	7 mm	1.80 m	40/caja
ORNEX710		3 m	20/caja
ORNEX712		3.6 m	20/caja



### ORNEX ESTÉRIL CON CONTROL DE VACÍO

Con conectores hembra acanalados y adaptador a conector macho con control de vacío.

Referencia	Tipo	DI	Longitud	Uds/caja
ORNEX56VC	H/H + CVM	5 mm	1.80 m	50/caja
ORNEX510VC	H/H + CVM		3 m	50/caja
ORNEX66VC	H/CVM	6 mm	1.80 m	50/caja
ORNEX610VC	H/CVM		3 m	50/caja



» DI - Diámetro interno del tubo.

» M - conector macho, encaja en conector hembra, normalmente se usa para conectar con el extremo de ajuste cónico de catéteres de aspiración. Puede ser también usado para conectar tramos de tubos entre sí.

» H - Conector hembra, ajusta con sistemas de aspiración y terminaciones cónicas macho de dispositivos.


» CVM - Conector macho con control de vacío.

## TUBO DE ASPIRACIÓN NO ESTÉRIL<sup>(2)</sup>

### ORNEX CON MED-STOP

Tubo de aspiración con MED-STOP para aspiración endotraqueal.


Referencia	DI	Longitud	Med-Stop	Uds/caja
ORNEX66VCA	6 mm	1.80 m	Adulto	30/caja
ORNEX66VCP	6 mm	1.80 m	Pediátrico	30/caja
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Adulto	30/caja
OR853VCA	MED-STOP sólo		Adulto	200/caja
OR854VCP	MED-STOP sólo		Pediátrico	200/caja



### TUBO EN ROLLO ORNEX

Tubo no estéril en rollo de 30 metros, fácil de cortar según necesidad de longitud. Segmentos de 1,80 m separados por conectores hembra. Incluye 16 adaptadores para conexión macho en la caja.



Referencia	DI	Longitud	Uds/caja
ORNEX5100	5 mm	30 m rollo = 16 tubos de aspiración de 1,8 m	1/caja
ORNEX6100	6 mm		1/caja
ORNEX7100	7 mm		1/caja



### TUBO DE BULBO EN ROLLO<sup>(3)</sup>

Tubo de aspiración bulbo universal. Fácil de cortar según longitud y diámetro de conexión requeridas por el catéter o dispositivo de aspiración.

Referencia	DI	Longitud	Uds/caja
NBT5100	5 mm	30 m rollo = 33 tubos de aspiración de 0,9 m	1/caja
NBT7100	7 mm		1/caja



# ACCESORIOS<sup>(3)</sup>

## CONECTORES DE PLÁSTICO

Ligero y lo suficientemente transparente que permite ver el flujo. Los conectores son de un sólo uso lo que le permite ahorrar tiempo. Suministrados en envases convenientemente etiquetados según tipo.



OR356

Referencia	Descripción	Uds/caja
OR350A	<b>Conector recto</b> , compatible con 5 tamaños de tubo. Conecta tubos del mismo diámetro o cualquier combinación de 5 a 11 mm.	500/caja
OR351	<b>Conector Sims/integrador</b> , se adapta a tubos de 3 a 6 mm en siete incrementos de tamaño.	500/caja
OR352	<b>Conector en "T" para unir tres segmentos de tubo</b> . Conector triple para conexiones de tubos de 5 a 11 mm.	150/caja
OR356	<b>Conector en "Y"</b> , compatible con 5 tamaños de tubo. Conecta tubos del mismo diámetro o cualquier combinación de 5 a 11 mm.	150/caja



OR350A



OR351



OR352

<sup>(1)</sup> Estos productos son dispositivos médicos clase I estériles.

<sup>(2)</sup> Estos productos son dispositivos médicos clase I no estériles.

<sup>(3)</sup> Estos productos son dispositivos médicos clase I no estériles.



Consulte las instrucciones y precauciones a tener en cuenta antes de usar, en el etiquetado correspondiente.



**Medline International Iberia S.L.U**

Parque Empresarial San Fernando  
Avenida de Castilla, 2  
Edificio Munich, Planta Baja  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
www.medline.eu/es  
es-atencioncliente@medline.com