

















GUÍA DE GUANTES DE EXAMEN

Descripción de Producto	Referencia	Talla	Color	Textura	Grosor			Longitud	Características	Envasado
					Dedos	Palma	Puño			
 Restore Nitrilo** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	XS S M L XL	Blanco	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	241 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril. Con revestimiento interno de avena coloidal.	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 SensiCare® Free** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	XS S M L XL	Azul oscuro	Puntas de dedos texturadas	0.10 mm	0.10 mm	0.08 mm	244 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril. Sin aceleradores	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 Generation Pink Nitrilo**	PINKE6800 PINKE6801 PINKE6802 PINKE6803 PINKE6804	XS S M L XL	Rosa	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	244 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 SensiCare® Ice** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	486800 486801 486802 486803 486804	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	241 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 SensiCare® Silk** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.06 mm	0.05 mm	245 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 MediGuard Blue** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.13 mm	0.07 mm	0.05 mm	246 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	XS - L: 200 uds/disp. 10 Disp./caja XL: 180 uds/disp. 10 Disp./caja
 SensiCare® Pro** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	XS S M L XL	Azul	Totalmente texturados	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	405 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	XS - XL: 50 Uds/Disp, 10 Disp/Caja
 Aloetouch® Extended cuff - Puño Largo**	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	S M L XL	Verde	Totalmente texturados	0.19 mm	0.17 mm	0.09 mm	297 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril. Revestimiento interno de Aloe	S - L: 50 Uds/Disp, 10 Disp/Caja XL: 50 Uds/Disp, 10 Disp/Caja
 SensiCare® Extended cuff - Puño Largo** 3 <small>PPPE</small> <small>PROTECCIÓN PERSONAL</small>	MDS1284 MDS1285 MDS1286 MDS1287	S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.14 mm	0.11 mm	0.05 mm	292 mm	Nitrilo. Sin Polvo, No estéril.	S - L: 50 Uds/Disp, 10 Disp/Caja XL: 45 Uds/Disp, 10 Disp/Caja

** Estos guantes han sido testados y aprobados para uso con fármacos quimioterápicos

GUÍA DE GUANTES DE EXAMEN

Descripción de Producto	Referencia	Talla	Color	Textura	Grosor			Longitud	Características	Envasado
					Dedos	Palma	Puño			
 Curad® 3G Vinilo Elastificado <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	XS S M L XL	Blanco	Suave	0.09 mm	0.07 mm	0.07 mm	242 mm	Cloruro de Polivinilo. Sin Polvo. No estéril.	XS - L: 100 Uds/Disp. 10 Disp./caja XL: 90 Uds/Disp. 10 Disp./caja
 Generation PINK 3G Vinilo Elastificado	PINK6073 PINK6074 PINK6075 PINK6076 PINK6077	XS S M L XL	Rosa	Suave	0.16 mm	0.08 mm	0.07 mm	247 mm	Cloruro de Polivinilo. Sin Polvo. No estéril.	XS - L: 100 Uds/Disp. 10 Disp./caja XL: 90 Uds/Disp. 10 Disp./caja
 ACCUtouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.15 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Cloruro de Polivinilo, Sin Polvo, No Estéril	XS - L: 100 Uds/Disp. 10 Disp./caja XL: 100 Uds/Disp. 10 Disp./caja
 Eco Vinyl <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.10 mm	0.07 mm	0.05 mm	252 mm	Cloruro de Polivinilo, Sin Polvo, No Estéril	S - L: 150 Uds/Disp. 10 Disp./caja XL: 130 Uds/Disp. 10 Disp./caja
 Curad® Látex <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	XS S M L XL	Crema	Puntas de dedos texturadas	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Látex. Sin Polvo, No Estéril	XS - L: 100 Uds/Disp. 10 Disp./caja XL: 90 Uds/Disp. 10 Disp./caja
 Medline Procedure Látex Estéril	MDS8114 MDS8115 MDS8116 MDS8117	S M L XL	Beige	Totalmente texturados	0.17 mm	0.15 mm	0.09 mm	243 mm	Látex. Sin Polvo, Estéril	S - XL: 50 Pares/Disp. 6 Disp./Caja
 Medline Sterile Procedure Nitrilo** <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.12 mm	0.10 mm	0.08 mm	296 mm	Nitrilo Sin Polvo. Estéril	S - XL: 50 Pares/Disp. 6 Disp./Caja



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.com/es
es-atencioncliente@medline.com