



¿Qué es *greensmart*™?


La gama *greensmart*™ es un conjunto de componentes quirúrgicos respetuosos con el medio ambiente (green) y eficaces en quirófano (smart).

En Medline buscamos constantemente nuevos métodos que conduzcan a la reducción, reutilización y reciclaje de nuestros productos, con la certeza de que los clientes comparten nuestra preocupación por el medio ambiente. El programa *greensmart*™ incluye únicamente productos asequibles de alta calidad. Mediante la evaluación de los componentes más utilizados en las cirugías y el desarrollo de alternativas eficaces que permiten ahorrar energía durante la fabricación, utilizar menos ingredientes e incluir materiales reciclables.

Si colaboramos,
podremos marcar una gran diferencia




No dude en solicitar más información relativa a equipos quirúrgicos Custom Sterile de Medline



Referencias:

1. Environmental Impact of Textile Industries. E-textile toolbox.
Your on-line toolbox for efficient textile production. Disponible en:
www.scribd.com/doc/3419454/U2S34-Environmental-Impact-of-Textile-Industries.
Fecha de acceso: 6 de marzo de 2009
2. Datos en archivo



Medline International Iberia S.L.U.

Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid - España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.com/es

Componentes
de equipos quirúrgicos
respetuosos con
el medio ambiente



*greensmart*TM



Componentes *greensmart*TM

Paño quirúrgico NaturalTM Medline®, 41 x 66 cm

El paño quirúrgico exclusivo NaturalTM de Medline requiere un tiempo de fabricación total de 11 horas (frente a las 16 horas de los paños quirúrgicos tradicionales) lo que reduce la contaminación del aire y el agua y los residuos generados en la fábrica textil.¹ El paño quirúrgico NaturalTM es más absorbente y desprende menos pelusa que los paños quirúrgicos tradicionales.²



SIN TINTES

¿Por qué es *green*?

- Sin tintes ni lejía
- Se emplea menos energía en su fabricación
- Reducción de emisiones



¿Por qué es *smart*?

- Ayuda a visualizar las suturas finas
- Más absorbente
- Desprende menos pelusa que los paños quirúrgicos tradicionales



Paño para quirófano Medline® Natural™



Paño quirúrgico tradicional

En resumen: a mayor absorción, menor número de paños.

*greensmart*TM: materiales plásticos sin pigmentos

Hemos rediseñado muchos de nuestros materiales plásticos con el fin de reducir la cantidad de material y, al mismo tiempo, mantener su resistencia. El siguiente paso para conseguir unos productos más ecológicos fue el desarrollo de bandejas, recipientes y bateas sin pigmentos. Si todos nuestros clientes cambiaran los plásticos azules por los plásticos sin pigmentos, Medline reduciría anualmente más de 4 toneladas de pigmentos.



SIN TINTES

¿Por qué es *green*?

- Se utiliza menos energía para su fabricación y transporte
- Se emplean menos ingredientes cáusticos en su fabricación



¿Por qué es *smart*?

- Más ligero, pero idéntica resistencia
- Su capacidad no se ve afectada



Cubeta de plástico sin pigmentos greensmart™

En resumen: no se utilizan pigmentos.

Bandeja de papel reciclable *greensmart*TM

Estas resistentes bandejas fabricadas de papel son reciclables en centros de reciclado e incorporan un revestimiento protector biodegradable con base de agua. Son biodegradables y en la actualidad se está determinando su posibilidad de compostaje en instalaciones municipales bajo la normativa ASTM 6868.



RECYCLABLE

¿Por qué es *green*?

- Reciclable



¿Por qué es *smart*?

- Resistente
- Impermeable



Bandeja de papel reciclable greensmart™

En resumen: 100% biodegradable



Medline® EcoDrape™

Medline® EcoDrape™

Los nuevos paños ecológicos EcoDrape de Medline son los paños más respetuosos con el medioambiente existentes en la actualidad. Por término medio, su composición incluye un 96% de fibras naturales, sin tintes, aglutinantes químicos ni compuestos fluorados. Como material base se utiliza pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Los paños EcoDrape cumplen la normativa de inflamabilidad de prendas textiles (CPSC 16 CFR, sección 1610), al igual que el resto de las sábanas de cobertura desechable además de ofrecer idéntico rendimiento y características que el resto de paños quirúrgicos de Medline: cierres de velcro, amplias zonas reforzadas, además de fenestraciones con campos de incisión.



FUENTE
RENOVABLE

¿Por qué es ecológico / green?

- Menos compuestos químicos, sin lejía ni tintes
- Material renovable y biológico



¿Por qué es eficaz / smart?

- Idénticas características y prestaciones que otros quirúrgicos de Medline
- Nivel de protección AAMI IV/EN13795 de Alta Prestación

En resumen: los paños EcoDrape están compuestos por un 96% de materiales de origen biológico.

A continuación se incluye una lista de la gama de productos *greensmart*™

Descripción del artículo	Código producto no estéril Componente tradicional	Código producto no estéril Componente <i>greensmart</i> ™
EcoDrape		
Paño de utilidades adhesivo 38x66 cm	E12496	E12496ECO
Sábana 102x147 cm	SPTE-2410SM	E14185ECO
Sábana 102x178cm	SPTE-2412SM	E09440ECO
Sábana 135x196cm	SPTE-2414SM	E14184ECO
Sábana con refuerzo 135x196 cm	SPTE-2416SM	E07164ECO
Sábana 178x254 cm	SPTE-2419SM	SPTE-DRAPXLECO
Sábana para tórax/pecho fenestración 38x25 cm	SPTE-2540S	SPTE-2540ECO
Sábana para procedimientos menores fenestrada	SPTE-2545SM	SPTE-2545ECO
Sábana fenestrada	SPTE-2450S	SPTE-2540ECO
Sábana artroscopia de hombro en silla de playa	SPTE-8404SM	SPTE-8404ECO
Sábana para manos	SPTE-8610SM	SPTE-8610ECO
Sábana para extremidades 218x325 cm	SPTE-2550S	SPTE-2550ECO
Sábana en T para extremidades	SPTE-2555SM	SPTE-2555ECO
Sábana en T para laparotomía	SPTE-3110S	SPTE-3110ECO
Sábana para laparotomía transversa	n/a	SPTE-3140ECO
Sábana pediátrica para laparotomía	SPTE-3160SM	SPTE-3160ECO
Sábana para laparotomía con bolsas	n/a	SPT-3130ECO
Sábana para abdomen, laparotomía	SPTE-3815S	SPT-3815ECO
Sábana para colecistectomía laparoscópica	SPTE-3820SM	SPT-3820ECO
Sábana para cirugía abdominal mayor	SPTE-3830SM	SPT-3830ECO
Sábana para línea central	SPTE-4117SM	SPT-4117ECO
Sábana en T para cistoscopias	SPTE-5090SM	SPT-5090ECO
Sábana abierta para ORL	SPTE-5590SM	SPT-5590ECO
Sábana para cirugía tiroidea	SPTE-2510S	SPT-2510ECO
Sábana en T para cirugía tiroidea	SPTE-2520SM	SPT-2520ECO
Sábana oftalmología con bolsa y campo de incisión	E29676	29676ECO
Sábana oftalmología con bolsa y campo de incisión	E29677CS	29677ECO
Paño quirúrgico Medline Natural		
Telo OR Natural 41x66cm	14397	80698
Bandeja de papel <i>greensmart</i>™		
Bandeja de papel 32x23x3cm	n/a	89400
Bandeja de papel 46x33x3cm	n/a	80850
Plásticos sin pigmentos <i>greensmart</i>™		
Batea 250 ml	47999	84892
Batea 500 ml	47969	84891
Batea 1000ml	80302	84888
Batea 1500ml	80301	84894
Batea 2500ml	48005	84898
Batea con anillo	50346A	84889
Batea 700 ml	21293	84905
Bandeja 13x13x5 cm	47968	84895
Bandeja 25x13x2,5 cm	47967	84900
Bandeja 25x13x5 cm	05015	84890
Bandeja rectangular 28x24x5 cm	05429	84893
Bandeja de 2 compartimentos	48011	84897
Bandeja de 3 compartimentos	48010	84899
Bandeja con compartimentos 28x38 cm	13784	84901
Bandeja 32x39 cm	81043	84903
Bandeja modelo Mayo 33x48 cm	47966	84896
Bandeja modelo Mayo 50x39x2 cm	05985	84902
Bandeja modelo Mayo 54x42x2 cm	83073	84904