




**SOLUCIONES PARA EL
CONTROL DE VERTIDOS.**

Alfombra Absorbente LIQUI-LOC™
Tres tamaños de alfombras




SELECCIÓN DEL NIVEL DE CONTROL DE VERTIDO

- Alfombras absorbentes de alto rendimiento: 3000 gramos de absorción por metro cuadrado
- Capa superior resistente y sin desprendimiento de pelusa
- Capa inferior impermeable y antideslizante
- Alfombra ecológica absorbente compuesta por un 60% de materiales reciclados

LIQUI-LOC™ posee una capa inferior antideslizante de color azul y una gruesa capa de celulosa y poliéster que absorbe y atrapa los líquidos en su interior (parte blanca). Liqui-loc contribuye a conseguir un entorno más seguro y reducir el riesgo de infecciones.

Alfombras Absorbentes Liqui-Loc

Referencia	Descripción	Capacidad de Absorción	Envasado
ORLLPBS	Pequeño, 71,1 x 101,6 cm	2.2L	13/caja
ORLLPBM	Mediano, 71,1 x 142,2 cm	3.0L	10/caja
ORLLPBL	Grande, 71,1 x 182,8 cm	3.9L	8/caja



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- De un solo uso
- Alta Absorción
- Antideslizante

Para más información, por favor, póngase en contacto con su representante de Medline, o visítenos en nuestra web www.medline.com/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.com/es
es-atencioncliente@medline.com