

21/12/2020



Soyez vigilant : des gants d'examen Medline frauduleux sont sur le marché

Chère cliente, cher client,

Nous avons reçu de multiples signalements de gants d'examen proposés à la vente qui sont contrefaits ou frauduleusement marqués du logo Medline. En outre, de nombreux produits actuellement sur le marché présentent des allégations trompeuses. C'est pourquoi Medline aimerait vous encourager à prendre les mesures suivantes lors de l'évaluation des éventuels fournisseurs tiers pour les gants d'examen médicaux. Ces mesures simples peuvent vous protéger contre l'achat de gants de qualité inférieure provenant de sources peu fiables.

- **Vérifiez l'utilisation prévue :**

- Les gants d'examen sont des dispositifs médicaux destinés à protéger le patient contre la contamination croisée pendant l'utilisation. L'étiquetage doit indiquer clairement « Gants d'examen » ou « Gants d'examen médicaux ».
- Les gants à usage industriel peuvent être emballés d'une manière qui semble être de qualité médicale, mais l'emballage n'indique pas clairement « Gants d'examen » ou « Gants d'examen médicaux ». L'un de ces termes doit figurer sur l'emballage.
- La marque CE doit être vérifiée par des essais selon la Norme EN 455 (parties 1, 2, 3 et 4).

- **Vérifiez l'allégation relative aux équipements de protection individuelle (EPI) :**

- Les gants médicaux EPI sont destinés à protéger le porteur contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes dangereux (bactéries, virus, champignons).



- La marque EPI doit être indiquée sur l'étiquette au moyen de symboles représentant les niveaux de protection ; les niveaux de protection déclarés sont vérifiés par les essais EPI (Normes EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5).
- **Jetez un œil à notre site Web européen :** <https://www.medline.eu/>
 - Les sites Web des pays locaux présentent chacun notre gamme complète de gants d'examen Medline.
 - Lisez notre avertissement sur les gants d'examen frauduleux :
<https://www.medline.eu/news/alert-fraudulent-marked-exam-gloves>
 - Lire notre communiqué de presse sur l'avertissement de MedTech Europe contre les produits contrefaits et les fournisseurs frauduleux :
<https://www.medline.eu/press-releases/protective-equipment-alert-medtech-europe-releases-warning-about-counterfeit-products-and-fraudulent-suppliers-in-the-context-of-covid-19>
- **Assurez votre sécurité et soyez vigilant :**
 - Le fait que le vendeur prétende avoir accès à un stock de gants ne signifie pas que cela est vrai. Assurez-vous que le produit a déjà été obtenu, qu'il se trouve actuellement en Europe et qu'il n'a pas besoin d'être importé. Les photos ne sont pas des preuves suffisantes car elles peuvent être truquées. **Demandez des documents d'importation validés et une confirmation de livraison** pour vous assurer que le produit est déjà sur votre marché.
 - Méfiez-vous des courtiers tiers qui demandent d'importants acomptes, c'est-à-dire > 50 %.
 - Posséder les fiches techniques ou d'autres documents techniques n'est pas une preuve suffisante, car ceux-ci peuvent être obtenus sur Internet et par d'autres moyens.
 - Soyez prudent si le fournisseur propose des produits Medline ou une marque d'un autre fournisseur majeur. Ceux-ci ont probablement été re-vendus, ce qui augmente le risque de prix abusifs.

Pour toute autre question ou en cas de doute, veuillez contacter :

fr-customerservice@medline.com.

Medline Assembly France SAS

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Chateaubriant
Tél. : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43 • fr-customerservice@medline.com • [fr.medline.eu](https://www.fr.medline.eu)

Cordialement,

Division gants d'examen de Medline

Medline Assembly France SAS

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Chateaubriant

Tél. : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43 • fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu

Directeur(s) juridique(s) : Guillaume Monsallier (Directeur Général), Andrew Mills (Président) • Numéro au registre du commerce : 799.255.393 RCS Nantes
N° TVA : FR08 799 255 393