

16/12/2020



Attenzione: sono in circolazione guanti da esame Medline falsi o contraffatti

Gentile e Stimato Cliente,

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la vendita di guanti da esame contraffatti o recanti un falso logo Medline. Inoltre, attualmente si trovano in commercio molti prodotti con indicazioni fuorvianti. Ecco perché Medline vi invita a seguire i passaggi di seguito descritti al momento di valutare possibili fornitori 'esterni' dai quali ottenere guanti da esame medicali. Questi semplici accorgimenti possono proteggervi facendovi evitare l'acquisto di articoli scadenti provenienti da fonti non attendibili.

- **Controllate la destinazione d'uso**
 - I guanti da esame sono dispositivi medici il cui impiego è finalizzato a proteggere i pazienti dalla contaminazione crociata. Le etichette devono chiaramente riportare 'Guanti da Esame' o 'Guanti da Esame per uso medico'.
 - Il confezionamento dei guanti per uso industriale può apparire simile a quello dei guanti per uso medico, ma la scatola che li contiene non indica in maniera evidente 'Guanti da Esame' o 'Guanti da Esame per uso medico': uno di questi termini deve essere impresso sulla confezione.
 - È necessario che il marchio CE sia affiancato dalla normativa EN 455 e dalle sue specifiche riguardo i dovuti test (Parte 1, 2 ,3 e 4).
- **Controllate che siano apposte le indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI):**
 - I DPI come i guanti medicali sono progettati per proteggere chi li indossa da pericolose sostanze chimiche e/o da microorganismi (batteri, virus, funghi).



- La denominazione DPI deve essere presente sull’etichetta mediante simboli che rappresentano i livelli di protezione, espressi ed accompagnati dai test previsti per i DPI (normative EN ISO 374-1 e EN ISO 374-5).
- **Date un’occhiata al nostro sito europeo:** <https://www.medline.eu/>
 - I siti web locali mostrano ognuno il nostro portafoglio completo di guanti da esame Medline.
 - Vi suggeriamo di leggere la nostra comunicazione aziendale sui guanti da esame recanti un logo contraffatto: <https://www.medline.eu/news/alert-fraudulent-marked-exam-gloves>
 - Prendete visione anche del nostro comunicato stampa che mostra l’avvertimento rilasciato da MedTech Europe sui prodotti contraffatti ed i falsi fornitori: <https://www.medline.eu/press-releases/protective-equipment-alert-medtech-europe-releases-warning-about-counterfeit-products-and-fraudulent-suppliers-in-the-context-of-covid-1>
- **Siate prudenti e prestate la massima attenzione:**
 - Se il venditore dichiara di avere a disposizione una fornitura di guanti, non significa realmente che la posseda. Assicuratevi che l’articolo sia stato acquisito in precedenza, che al momento si trovi fisicamente in Europa e che non debba essere importato. Le immagini non sono una prova sufficiente: possono essere falsificate. **Richiedete la documentazione di importazione convalidata e la conferma di avvenuta consegna** per assicurarvi che il prodotto sia già presente nel vostro mercato.
 - Diffidate dei broker di terze parti che vi chiedono grandi depositi in anticipo, per esempio maggiore del 50% dell’importo totale dovuto.
 - Possedere schede o documentazioni tecniche non rappresenta una sufficiente prova di esistenza del prodotto: potrebbero essere state ottenute via internet o attraverso altri canali.
 - State in guardia anche dai fornitori che vi offrono articoli Medline o recanti il marchio di altre importanti aziende: con tutta probabilità sono stati rivenduti, e questo aumenta il rischio di un disonesto incremento del prezzo.

In caso abbiate dubbi o necessitate di ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarci attraverso questo indirizzo di posta:

it-customerservice@medline.com.

Cordiali saluti,

La Divisione Medline 'Guanti da Esame'