

21/12/2020



# Let op: namaakonderzoekshandschoen en van Medline op de markt

Beste gewaardeerde klant,

We hebben meerdere meldingen ontvangen van onderzoekshandschoenen die te koop worden aangeboden en die ofwel namaak zijn ofwel onterecht zijn voorzien van het Medline logo. Bovendien zijn er nu veel producten op de markt met misleidende productclaims. Daarom wil Medline u aanmoedigen om de volgende stappen te nemen bij het evalueren van andere partijen die medische onderzoekshandschoenen aanbieden. Deze eenvoudige stappen kunnen u beschermen tegen het kopen van ondermaatse handschoenen uit onbetrouwbare bronnen.

- **Controleer het beoogde gebruik:**
  - Onderzoekshandschoenen zijn medische hulpmiddelen die bedoeld zijn om de patiënt te beschermen tegen kruisbesmetting. Op de etiketten moet duidelijk 'Onderzoekshandschoenen' of 'Medische onderzoekshandschoenen' staan.
  - Handschoenen voor industrieel gebruik kunnen zo worden verpakt dat ze van medische kwaliteit lijken te zijn, maar op de verpakking staat niet duidelijk 'Onderzoekshandschoenen' of 'Medische onderzoekshandschoenen'. Een van deze termen moet op de doos worden vermeld.
  - CE-markering moet worden ondersteund door EN 455 (deel 1, 2, 3 en 4) testen.
- **Controleer de claims voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):**
  - PBM medische handschoenen zijn bedoeld om de drager te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en / of micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels).



- PBM-markeringen moeten op de etikettering worden vermeld door middel van symbolen die de beschermingsniveaus aangeven; vermelde beschermingsniveaus worden ondersteund door PBM-testen (EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5).
- **Bekijk onze Europese website:** <https://www.medline.eu/>
  - Op de lokale landelijke websites staat ons volledige Medline assortiment onderzoekshandschoenen.
  - Lees ons bericht over frauduleus gemarkeerde onderzoekshandschoenen: <https://www.medline.eu/news/alert-fraudulent-marked-exam-gloves>
  - Lees ons persbericht over de waarschuwing van MedTech Europe over namaakproducten en frauduleuze leveranciers: <https://www.medline.eu/press-releases/protective-equipment-alert-medtech-europe-releases-warning-about-counterfeit-products-en -fraudulente-leveranciers-in-de-context-van-covid-19>
- **Zorg ervoor dat u veilig blijft en alert bent:**
  - Het claimen van toegang tot handschoenen betekent niet dat de verkoper de voorraad ook daadwerkelijk in bezit heeft. Zorg ervoor dat het product al is verkregen, zich momenteel in Europa bevindt en niet hoeft te worden geïmporteerd. Foto's zijn niet voldoende omdat ze kunnen worden vervalst. **Vraag om gevalideerde importdocumentatie en leveringsbevestigingen** om er zeker van te zijn dat het product al in uw land is.
  - Wees voorzichtig met externe verkopers die vooraf grote aanbetalingen vragen, d.w.z. > 50%.
  - Het hebben van specificatiebladen of andere technische documentatie is niet voldoende bewijs van het product, aangezien deze via internet en op andere manieren kunnen worden verkregen.
  - Wees voorzichtig als de leverancier Medline of het merk van een andere grote leverancier aanbiedt. Deze zijn waarschijnlijk doorverkocht en dit verhoogt het risico op oneerlijke prijzen.

Als u nog twijfels of vragen heeft, neem dan contact op met:

[uk-customerservice@medline.com](mailto:uk-customerservice@medline.com).

#### Medline Assembly France SAS

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Chateaubriant  
Tel: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43 • [fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com) • [fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)



Met vriendelijke groeten,  
Medline's handschoenen afdeling

**Medline Assembly France SAS**

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Chateaubriant

Tel: +33 1 30 05 34 34 • Fax: +33 1 30 05 34 43 • [fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com) • [fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)

Juridisch directeur(en): Guillaume Monsallier (Directeur General), Andrew Mills (President) • Commercial registry number: 799.255.393 RCS Nantes  
BTW #: FR08 799 255 393