



NEOLON® 2G

GUANTES DE CIRUGÍA DE POLICLOROPRENO SINTÉTICO

- **Fabricado con policloropreno de 2ª generación**
 - Este producto no contiene látex
 - Ofrece una mayor sensibilidad y comodidad que los guantes de neopreno
- **Sin polvo, con revestimiento sintético que ayuda al calzado incluso con las manos húmedas**
- **Ensayado frente a la permeación de agentes citostáticos de acuerdo con ASTM D 6978-05**
- **Alternativa económica al poliisopreno sintético**
- **Diseño compacto y plegado para ahorrar costes**
- **Ideal para usuarios de cirugía general**

Referencia	Talla	Envasado
MSG6055	5 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6060	6	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6065	6 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6070	7	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6075	7 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6080	8	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6085	8 ½	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG6090	9	50 pares/dispensador, 4 dispensadores/caja

Recomendado su uso en:

Cirugía General

Regulaciones y estándares de calidad:

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE
- Producto Sanitario Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

Especificaciones:

- Ausencia de agujeros según EN455: AQL 0,65
- Grosor en Dedos: 0.23 mm
- Longitud: 290 mm
- Color: beige
- Textura: Ligeramente texturado para una mejor adherencia
- Diseño del molde: Molde anatómico para reducir la fatiga de la mano
- Diseño del puño: Con reborde, para impedir que el guante ruede hacia la palma



Para conocer más sobre nuestros productos, por favor contacte con su representante de Medline o visítenos en la web www.medline.eu/es