



QUICKSUITE®



SÁBANA COBERTORA DE MESA QUIRÚRGICA “SAHARA ECO”


Los kits QuickSuite® de Medline contienen un rango de componentes desechables que se usan en un procedimiento para cubrir la mesa quirúrgica y después del mismo para su limpieza y cambio rápido y seguro.

La sábana Sahara Eco es uno de esos componentes que ayudan a conseguir algunos de los más grandes desafíos en el quirófano en términos de:

- Mejora de la eficiencia
- Promover la seguridad
- Rentabilidad

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología de núcleo polimérico que aísla la humedad manteniendo la integridad de la piel
- Tamaño único: 102 x 229 cm
- Superficie lisa y acolchada. Diseño desechable que reduce el riesgo de proliferación bacteriana
- Bordes sellados en todo su perímetro para evitar el desprendimiento de partículas
- Capa inferior de Polietileno ideal para procedimientos que requieren movilidad



Referencia	Descripción	Cantidad
DYND4090E	Sábana Sahara Eco	20/caja